

Bracelet d'identification à rabat autocollant

Adulte

Inter.med Laboratoires



• Dénomination

Dispositif destiné à identifier et sécuriser le patient adulte durant son hospitalisation.

• Caractéristiques

- Qualité douce, lisse, léger, confortable.
- Bords du bracelet non irritants.
- Bracelet non étirable à fermeture inviolable par perforation.
- Plusieurs coloris disponibles : transparent, bleu, rouge ou vert.
- Dimensions de la zone d'inscription standards.
- Sans Latex, hypoallergénique.



• Références

Référence	Dénomination	Coloris	Matière	Dimensions bracelet (en mm)	Dimensions Etiquette (en mm)
BLR010	Bracelet à rabat autocollant	BLEU	PVC	255 (L) X 19(I)	70 (L) X 40 (I)
BLR015	Bracelet à rabat autocollant	BLEU	PE-PP	255 (L) X 19(I)	70 (L) X 40 (I)
BLR040	Bracelet à rabat autocollant	ROUGE	PVC	255 (L) X 19(I)	70 (L) X 40 (I)
BLR045	Bracelet à rabat autocollant	ROUGE	PE-PP	255 (L) X 19(I)	70 (L) X 40 (I)
BLR050	Bracelet à rabat autocollant	TRANSPARENT	PVC	255 (L) X 19(I)	70 (L) X 40 (I)
BLR055	Bracelet à rabat autocollant	TRANSPARENT	PE-PET	255 (L) X 19(I)	70 (L) X 40 (I)
BLR065	Bracelet à rabat autocollant	VERT	PE-PP	255 (L) X 19(I)	70 (L) X 40 (I)



- **Matériaux utilisés**

PE-PET

PVC

PE-PP

- **Stérilisation**

Produit non stérile

- **Conditionnement**

Référence	Dénomination	Conditionnement	Dimensions
BLR010	Bracelet à rabat autocollant	Carton de 400 bracelets	310X160X90
BLR015	Bracelet à rabat autocollant	Carton de 400 bracelets	310X160X90
BLR040	Bracelet à rabat autocollant	Carton de 400 bracelets	310X160X90
BLR045	Bracelet à rabat autocollant	Carton de 400 bracelets	310X160X90
BLR050	Bracelet à rabat autocollant	Carton de 400 bracelets	310X160X90
BLR055	Bracelet à rabat autocollant	Carton de 400 bracelets	310X160X90
BLR065	Bracelet à rabat autocollant	Carton de 400 bracelets	310X160X90

- **Etiquetage**

Sur chaque unité de conditionnement sont inscrits la référence, le numéro de lot et la date de péremption.

- **Conformité**

Directive 93/42/CEE modifiée par la Directive 2007/47/CEE.

Classe I Non Stérile

- **Fabricant**

LIDEL ENTERPRISE CO LTD

