



www.medline.eu/fr



Gants d'examen Nitrile, Ambidextre Non stérile, Sans poudre

Generation Pink® Nitrile

Référence(s)	PINKE2500 (XS), PINKE2501 (S), PINKE2502 (M), PINKE2503 (L), PINKE2504 (XL)		
Conditionnement	250 gants par boîte, 10 boîtes par carton (XL – 230 gants par boîte)		
Caractéristiques du gant	Matériau: Nitrile	Couleur: Rose	Surface: Bout du doigt texturé
	Manchette: Bord roulé	Sans Latex: Oui	Accélérateurs: Carbamates
Epaisseur	Bout du doigt : 0.10mm	Paume : 0.07mm	Manchette: 0.05mm
Propriété Physiques	EN 455-1 Détection des trous : 1.5 AQL EN 455-2 Dimensions: Longueur: 240mm. Largeur: 99mm Force la rupture: Avant vieillissement: 6.7N Après vieillissement: 6.4N EN 455-3 Teneur en Poudre: 1.66 milligrammes par gant EN 455-4 Durée de conservation: Conforme aux exigences et essais pour déterminer la durée de vie de 35 mois		
Résistance chimique	La résistance aux produits de chimiothérapie a été évaluée conformément à la norme ASTM D6978-05 . Les résultats peuvent être obtenus sur demande		
Code Couleur par Taille	X-SMALL	SMALL	MEDIUM
			LARGE
			X-LARGE
Pénétration Virale	Testé et conforme selon l'ASTM F1671		
Dimensions du conditionnement	Boite: 245mm W x 128mm L x 83mm H Carton: 427mm W x 263mm L x 255mm H		
Normes de qualité	Dispositif médical non stérile de Classe 1 selon la Directive 93/42/EEC sur les dispositifs médicaux. Conforme aux normes EN455-1,2,3,4 . Certifié EN ISO 13485.		
Date d'expiration	35 mois à compter de la date de fabrication		
Pays de fabrication	Malaisie		
Fabricant	Medline International France SAS		



© 2017 Medline Industries Inc. or one of its subsidiaries. All rights reserved.

LIT-PINKE250x-FR01 01.01.INT.12