



LABORATOIRES

CATALOGUE 2014



Pourquoi F.M. Médical ?

F pour Fournisseur, M pour Matériel, Médical car nous avons une vocation plutôt généraliste de proposer une gamme de produits à destination de tous les professionnels du secteur de la Santé.

Nous nous spécialisons dans le domaine des consommables pour la Biologie Médicale et ce nouveau catalogue vous est dédié.

Malgré le soin apporté à vous offrir une gamme de produits la plus large possible, dans votre domaine d'activité le nombre de produits et de références est très élevé et le choix s'avère souvent difficile parmi plusieurs marques.

Nous espérons avoir pu réunir dans ce nouveau catalogue les **consommables essentiels** aux prélèvements et à leur manipulation, à l'hygiène, la protection, la désinfection, l'essuyage et l'élimination des déchets.

Nous espérons aussi vous simplifier la recherche de produits en limitant nos gammes aux marques les plus reconnues et éprouvées comme Anios, Terumo, 3M, Gosselin, Fisher Scientific, Kartell, Vacutest-Kima et d'autres marques de renommée internationale déjà bien présentes au sein de votre laboratoire.

Nous ne souhaitons pas limiter votre choix à ces marques, ni exclusivement aux produits du catalogue, nous mettons un point d'honneur et c'est certainement notre plus grande force, à rechercher d'autres produits pour vous, et à étoffer notre gamme afin de répondre le plus exhaustivement à vos besoins.

Nous sommes disponibles sur des plages horaires élargies du lundi au vendredi (8h - 18:30h) et le samedi (9h -12h) par téléphone, pour nous rendre disponibles aux professionnels les plus occupés.

Qui sommes nous ?

Une équipe très impliquée dans la commercialisation d'articles médicaux, exclusivement pour les professionnels. Nous rencontrons, conseillons et répondons déjà aux demandes de centaines d'entreprises, collectivités et professionnels... de la Santé et de l'industrie Agroalimentaire.

Ayant toujours préféré le contact direct aux bons de commande, voici pourquoi vous ne trouverez pas de prix dans nos catalogues. Nous ciblons d'abord vos besoins, puis nous vous remettons une liste de tarifs avantageuse, complète et ciblée sur tous les produits que vous souhaitez utiliser, correspondant au volume d'achats que vous estimerez.

Notre offre de Matériel Médical :

Notre société est aussi spécialisée dans le négoce et la distribution de consommables médicaux pour les collectivités, les centres de soin, les enseignes de matériel médical, les laboratoires de recherche, les cabinets dentaires, d'imagerie médicale, mais aussi pour les spécialistes utilisant des produits spécifiques, nécessitant formation, traçabilité, fiches techniques et explications détaillées.


Tous les produits et équipements que nous commercialisons sont de renommée mondiale et respectent des normes qualitatives élevées.

Nous vous souhaitons une agréable découverte de notre catalogue et restons à l'écoute de vos questions, demandes de devis, et tout autre renseignement complémentaire.

Monsieur ANDRIOLO
Gérant de FM Médical

Optimisez le coût de vos consommables par prélèvement grâce au **Cercle de Prélèvement Sanguin**

proposé par FM Médical



**Demandez-nous une étude personnalisée de vos coûts,
nous pouvons les optimiser !**

Exemple calculé sur la base de :

- 2 mL de savon doux
- 1 feuille d'essuie-main pliage V
- 1 paire de gants vinyle non-poudré
- 2 tampons d'alcool
- 1 garrot à clip

- 1 aiguille de prélèvement
- 1 corps de prélèvement
- 1 tube EDTA
- 2 boules de coton
- 10 cm de micropore
- 3 mL de gel hydroalcoolique

PRÉLÈVEMENT MÉDICAL

• PRÉLÈVEMENT SANGUIN

P.1 - P.5

- Aiguilles hypodermiques
- Seringues
- Cathéters
- Obturateurs
- Adaptateurs Lueur
- Microperfuseurs
- Aiguilles de prélèvement
- Unités de prélèvement
- Corps de prélèvement
- Tubes

• CONSOMMABLES

P.6 - P.9

- Garrots
- Pansements
- Sparadraps
- Cotons
- Bandes
- Compresses
- Alcool Isopropylique, Alcool modifié et Distributeurs de liquide
- Chlorhexidine Digluconate
- Assortiment d'animaux

• PRÉLÈVEMENT CYTOLOGIQUE

P.10

- Spéculum
- Brosses pour prélèvement
- Spatules d'Ayres
- Fixation pour cytodiagnostic

• PRÉLÈVEMENT URINAIRE

P.10 - P.11

- Multistix
- Combur
- Pots à urine

PRODUITS SPÉCIALISÉS LABORATOIRE

• MANIPULATION DES LIQUIDES

P.12 - P.13

- Tubes à essai
- Bouchons à ailettes
- Tubes à centrifuger fond conique
- Microtubes
- Portoirs
- Cônes
- Micropipettes
- Pipettes
- Tubes Capillaires
- Pissettes

• BACTÉRIOLOGIE

P.14 - P.15

- Abaisse-langues
- Écouvillons
- Boîte de pétri
- Oeses
- Étaleurs
- Curettes

• MICROSCOPIE	P.16
- Lames porte-objets	
- Boîtes de transport pour lames	
- Lamelles couvre-objets	
• INSTRUMENTATION	P.17
- Bistouris	
- Lancettes	
- Pincés	
- Ciseaux	
• BANDELETTES	P.18
- Papier PH	
- Bandelettes PH	P.18
• TRANSPORT	
- Sachets zip	

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

• GANTS	P.19
• PROTECTION	P.20 - P.21
- Draps d'examen	
- Doigtiers	
- Charlottes	
- Sur-chaussures	
- Masques	
- Blouses	
- Lunettes	
• GAMME INSTRUMENT	P.22 - P.23
• GAMME ENVIRONNEMENT	P.23 - P.27
• GAMME HYGIÈNE	P.28 - P.29
• DISTRIBUTEURS	P.29
• ESSUYAGE	P.30 - P.31
- Essuie-mains	
- Papier hygiénique	
- Mouchoirs	
- Éponges	
- Lavettes	
- Serpillières	
- Franges	
• STÉRILISATION	P.31
- Sachets à stériliser	
- Boîtes de stérilisation	
- Instrubacs	
• ÉLIMINATION DES DECHETS	P.32
- Sacs poubelle	
- Collecteurs d'aiguilles	
- Supports pour collecteur	

MOBILIER

• GUÉRIDONS	P.33
• TABOURETS	P.33

PRÉLÈVEMENT SANGUIN



Terumo «Neolus» ® Aiguilles hypodermiques stériles

Référence	Spécifications		Couleur	Condit.
AIG_1,2x40TERUMO	18G	Ø 1,2 x 40 mm	Rose	Boîte de 100
AIG_1,1x40TERUMO	19G	Ø 1,1 x 40 mm	Crème	
AIG_1,1x30TERUMO	19G	Ø 1,1 x 30 mm	Crème	
AIG_0,9x40TERUMO	20G	Ø 0,9 x 40 mm	Jaune	
AIG_0,9x25TERUMO	20G	Ø 0,9 x 25 mm	Jaune	
AIG_0,8x40TERUMO	21G	Ø 0,8 x 40 mm	Vert	
AIG_0,8x25TERUMO	21G	Ø 0,8 x 25 mm	Vert	
AIG_0,7x40TERUMO	22G	Ø 0,7 x 40 mm	Noir	
AIG_0,7x30TERUMO	22G	Ø 0,7 x 30 mm	Noir	
AIG_0,6x30TERUMO	23G	Ø 0,6 x 30 mm	Bleu	
AIG_0,6x25TERUMO	23G	Ø 0,6 x 25 mm	Bleu	
AIG_0,5x25TERUMO	25G	Ø 0,5 x 25 mm	Orange	
AIG_0,5x16TERUMO	25G	Ø 0,5 x 16 mm	Orange	
AIG_0,45x13TERUMO	26G	Ø 0,45 x 13 mm	Marron	

Terumo «Neolus» ® Aiguilles hypodermiques stériles L50 ou 70mm

Référence	Spécifications		Couleur	Condit.
AIG_1,1x50TERUMO	19G	Ø 1,1 x 50 mm	Crème	Boîte de 100
AIG_0,9x50TERUMO	20G	Ø 0,9 x 50 mm	Jaune	
AIG_0,9x70TERUMO	20G	Ø 0,9 x 70 mm	Jaune	
AIG_0,8x50TERUMO	21G	Ø 0,8 x 50 mm	Vert	
AIG_0,7x50TERUMO	22G	Ø 0,7 x 50 mm	Noir	

Terumo «SurGuard 2» ® Aiguilles hypodermiques sécurisées stériles

Référence	Spécifications		Couleur	Condit.
FM SG2_2025	20G	Ø 0,90 x 25 mm	Jaune	Boîte de 100
FM SG2_2038	20G	Ø 0,90 x 38 mm	Jaune	
FM SG2_2125	21G	Ø 0,80 x 25 mm	Vert	
FM SG2_2138	21G	Ø 0,80 x 38 mm	Vert	
FM SG2_2225	22G	Ø 0,70 x 25 mm	Noir	
FM SG2_2238	22G	Ø 0,70 x 38 mm	Noir	
FM SG2_2325	23G	Ø 0,65 x 25 mm	Bleu	
FM SG2_2338	23G	Ø 0,65 x 38 mm	Bleu	
FM SG2_2516	25G	Ø 0,50 x 16 mm	Orange	
FM SG2_2525	25G	Ø 0,50 x 25 mm	Orange	
FM SG2_2538	25G	Ø 0,50 x 38 mm	Orange	
FM SG2_2613	26G	Ø 0,45 x 13 mm	Marron	
FM SG2_2713	27G	Ø 0,40 x 13 mm	Gris	
FM SG2_3013	30G	Ø 0,30 x 13 mm	Jaune	

Terumo ® Seringues 2 corps stériles

Référence	Contenance	Conditionnement
SER2P2ml_TERUMO	2 mL	Boîte de 100
SER2P5ml_TERUMO	5 mL	
SER2P10ml_TERUMO	10 mL	
SER2P20ml_TERUMO	20 mL	



PRÉLÈVEMENT MÉDICAL



Terumo® Seringues 3 corps stériles

Référence	Contenance	Conditionnement
Ser3P3ml_TERUMO	2,5 mL	Boîte de 100
Ser3P5ml_TERUMO	5 mL	
Ser3P10ml_TERUMO	10 mL	
Ser3P20ml_TERUMO	20 mL	Boîte de 50



Terumo «Surflo»® Cathéters court droit

Référence	Spécifications		Couleur	Condit.
FM_TER-SROX1464	14G	Ø 2,15 x 64 mm	Orange	Boîte de 50
FM_TER-SROX1651	16G	Ø 1,70 x 51 mm	Gris	
FM_TER-SROX1832	18G	Ø 1,30 x 32 mm	Vert	
FM_TER-SROX1851	18G	Ø 1,30 x 51 mm	Vert	
FM_TER-SROX2032	20G	Ø 1,10 x 32 mm	Rose	
FM_TER-SROX2051	20G	Ø 1,10 x 51 mm	Rose	
FM_TER-SROX2225	22G	Ø 0,85 x 25 mm	Bleu	
FM_TER-SROX2419	24G	Ø 0,67 x 19 mm	Jaune	

Terumo «Surflo»® Cathéters court à ailettes

Référence	Spécifications		Couleur	Condit.
FM-SRDM1445W	14G	Ø 2,00 x 45 mm	Orange	Boîte de 50
FM-SRDM1645W	16G	Ø 1,75 x 45 mm	Gris	
FM-SRDM1745W	17G	Ø 1,50 x 45 mm	Blanc	
FM-SRDM1832W	18G	Ø 1,30 x 32 mm	Vert	
FM-SRDM1845W	18G	Ø 1,30 x 45 mm	Vert	
FM-SRDM2032W	20G	Ø 1,00 x 32 mm	Rose	
FM-SRDM2225W	22G	Ø 0,90 x 25 mm	Bleu	
FM-SRDM2419W	24G	Ø 0,74 x 19 mm	Jaune	
FM-SRDM2619W	26G	Ø 0,64 x 19 mm	Marron	

Terumo «Surflo»® Obturateurs pour cathéter court droit



Référence	Spécifications		Couleur	Condit.
FM-SO-1464FDM	14G	Ø 2,15 x 64 mm	Orange	Boîte de 50
FM-SO-1832FDM	18G	Ø 1,30 x 32 mm	Vert	
FM-SO-2032FDM	20G	Ø 1,10 x 32 mm	Rose	
FM-SO-2225FDM	22G	Ø 0,85 x 25 mm	Bleu	


Terumo «Surflo»® Obturateurs pour cathéter court avec ailettes

Référence	Spécifications		Couleur	Condit.
FM-SODM1832W	18G	32 mm	Vert	Boîte de 50
FM-SODM1845W	18G	45 mm	Vert	
FM-SODM2032W	20G	32 mm	Rose	
FM-SODM2225W	22G	25 mm	Bleu	
FM-SODM2419W	24G	19 mm	Jaune	

Terumo «Venoject»® Adaptateurs Luer

Référence	Type	Conditionnement
FMXXMN2000Q	Quick fit	Boîte de 100
FMXXMN2000	À vis	





Terumo «Surflo»[®] Microperfuseurs à ailettes

Référence	Spécifications		Tubulure	Couleur	Condit.
FM2SV19BL	19G	Ø 1,1 x 19 mm	30 cm	Crème	Boîte de 50
FM2SV21BL	21G	Ø 0,8 x 19 mm	30 cm	Vert	
FM2SV22BL	22G	Ø 0,7 x 19 mm	30 cm	Noir	
FM2SV23BL	23G	Ø 0,6 x 19 mm	30 cm	Bleu	
FM2SV25BL	25G	Ø 0,5 x 19 mm	30 cm	Orange	
FM1SV27EL	27G	Ø 0,4 x 13 mm	20 cm	Gris	

Terumo «Surflo Surshield»[®] Microperfuseurs à ailettes sécurisées

Référence	Spécifications		Tubulure	Couleur	Condit.
FMSVS18BL30	18G	Ø 1,2 x 19 mm	30 cm	Rose	Boîte de 50
FMSVS19BL30	19G	Ø 1,1 x 19 mm	30 cm	Crème	
FMSVS21BL30	21G	Ø 0,8 x 19 mm	30 cm	Vert	
FMSVS22BL30	22G	Ø 0,7 x 19 mm	30 cm	Noir	
FMSVS23BL30	23G	Ø 0,6 x 19 mm	30 cm	Bleu	
FMSVS25BL30	25G	Ø 0,5 x 19 mm	30 cm	Orange	

Terumo[®] Aiguilles à prélèvements multiples

Référence	Spécifications		Couleur	Condit.
-----------	----------------	--	---------	---------

Quick fit

FM2MN2025MQ	20G	25 mm	Jaune	Boîte de 100
FM2MN2038MQ	20G	38 mm	Jaune	
FM2MN2125MQ	21G	25 mm	Vert	
FM2MN2138MQ	21G	38 mm	Vert	
FM2MN2225MQ	22G	25 mm	Noir	
FM2MN2238MQ	22G	38 mm	Noir	

À vis

FM2MN2025M	20G	25 mm	Jaune	Boîte de 100
FM2MN2038M	20G	38 mm	Jaune	
FM2MN2125M	21G	25 mm	Vert	
FM2MN2138M	21G	38 mm	Vert	
FM2MN2225M	22G	25 mm	Noir	
FM2MN2238M	22G	38 mm	Noir	

Terumo «Surshield»[®] Unités de prélèvement sécurisées

Référence	Spécifications		Couleur	Condit.
-----------	----------------	--	---------	---------

Quick fit

FMSVS21BQ30	21G	30 cm	Verte	Boîte de 50
FMSVS23BQ30	23G	30 cm	Bleue	
FMSVS21BQ18	21G	18 cm	Verte	
FMSVS23BQ18	23G	18 cm	Bleue	
FMSVS21BQ09	21G	9 cm	Verte	
FMSVS23BQ09	23G	9 cm	Bleue	

À vis

FMSVS21BW30	21G	30 cm	Verte	Boîte de 50
FMSVS23BW30	23G	30 cm	Bleue	
FMSVS21BW18	21G	18 cm	Verte	
FMSVS23BW18	23G	18 cm	Bleue	
FMSVS21BW09	21G	9 cm	Verte	
FMSVS23BW09	23G	9 cm	Bleue	

Terumo ® Unités de prélèvement standards

Référence	Spécifications			Couleur	Condit.
FMMNSV21Q	Quick fit	21G	30 cm	Verte	Boîte de 50
FMMNSV23Q		23G	30 cm	Bleue	
FMMNSV21	À vis	21G	30 cm	Verte	Boîte de 50
FMMNSV23		23G	30 cm	Bleue	

Terumo «Venosafe» ® Corps de prélèvement Quick Fit réutilisables

Référence	Type	Couleur	Conditionnement
FMXXVF10HGSQ	Quick fit	Rose	Boîte de 25

Descriptif :

Les corps de prélèvement peuvent être réutilisés jusqu'à 150 prélèvements sous condition d'une procédure de désinfection via de l'hexanios G + R (p.22) et du Sterianos 2% (p.22).
Fiche protocole de désinfection sur demande.

Terumo «Venosafe» ® Corps de prélèvement à vis

Référence	Type	Couleur	Conditionnement
FMXXVF010HGS	À vis	Vert	Boîte de 25

Terumo «Safety» ® Corps de prélèvement Quick fit

Référence	Couleur	Conditionnement
FMXXVFHQSAF	Blanc	Boîte de 100

Terumo ® Corps de prélèvement Quick fit Usage Unique

Référence	Couleur	Conditionnement
FMXXVFHBQSU	Blanc	Boîte de 1500

Tubes secs silicones - Capuchon rouge brique

Référence	Volume tube	Vide	Conditionnement
FMVF052SP *	5 mL	2 mL	Boîte de 100
FMVF053SP *	5 mL	3 mL	
FMVF054SP *	5 mL	4 mL	
FMVF076SP *	7 mL	5,5 mL	
FMVF109SP *	10 mL	9 mL	

Descriptif :

* Sans additif, activateur de coagulation (silice purifiée)

Tubes secs silicones avec gel séparateur - Capuchon rouge cerise

Référence	Volume tube	Vide	Conditionnement
FMVF052SAS *	5 mL	2 mL	Boîte de 100
FMVF054SAS *	5 mL	3,5 mL	
FMVF075SAS *	7 mL	4,5 mL	
FMVF106SAS *	10 mL	6 mL	
FMVF108SAS *	10 mL	8 mL	

Descriptif :

* Gel polyoléfine + activateur de coagulation (silice)

Tubes secs silicones avec gel séparateur - Capuchon jaune d'or

Référence	Volume tube	Vide	Conditionnement
FMVF054SA02 *	5 mL	3,5 mL	Boîte de 100
FMVF075SA02 *	7 mL	4,5 mL	

Descriptif :

* Gel polyoléfine + activateur de coagulation (silice)



Tubes héparine 15U.I./ml - Capuchon vert foncé

Référence	Volume tube	Vide	Conditionnement
-----------	-------------	------	-----------------

Héparine de Lithium 15 UI / mL

FMVF052SHL	5 mL	2 mL	Boîte de 100
FMVF053SHL	5 mL	3 mL	
FMVF054SHL	5 mL	4 mL	
FMVF076SHL	7 mL	5,5 mL	

Héparine de sodium 15 UI / mL

FMVF109SHL	10 mL	9 mL	Boîte de 100
------------	-------	------	--------------

Tubes héparine 15U.I./ml et gel séparateur - Capuchon vert clair

Référence	Volume tube	Vide	Conditionnement
-----------	-------------	------	-----------------

Gel polyoléfine + Héparine de Lithium 15 UI / mL

FMVF054SAHL	5 mL	3,5 mL	Boîte de 100
FMVF075SAHL	7 mL	4,5 mL	

Gel + Héparine de Lithium

FMVF108SAHL	10 mL	8 mL	Boîte de 100
-------------	-------	------	--------------

Tubes avec antiglycolytiques - Capuchon gris

Référence	Volume tube	Vide	Conditionnement
-----------	-------------	------	-----------------

Fluorure de sodium + Oxalate de potassium (NaF + K2)

FMVF052SFX	5 mL	2 mL	Boîte de 100
FMVF053SFX	5 mL	3 mL	
FMVF054SFX	5 mL	4 mL	

Tubes E.D.T.A. - Capuchon lavande

Référence	Volume tube	Vide	Conditionnement
-----------	-------------	------	-----------------

EDTA - K2 Di-potassique

FMVF053SDK	5 mL	3 mL	Boîte de 100
FMVF054SDK	5 mL	4 mL	
FMVF076SDK	7 mL	5,5 mL	
FMVF109SDK	10 mL	9 mL	

EDTA - K2 Tri-potassique

FMVF052STK	5 mL	2 mL	Boîte de 100
FMVF053STK	5 mL	3 mL	
FMVF054STK	5 mL	4 mL	

Tubes citrate de sodium - Capuchon bleu clair

Référence	Volume tube	Vide	Conditionnement
-----------	-------------	------	-----------------

Citrate Na 3,8% ou 0,129M - 9NC

FMVF052SBCS	5 mL	1,8 mL	Boîte de 100
FMVF053SBCS	5 mL	2,7 mL	
FMVF054SBCS	5 mL	3,6 mL	

Citrate Na 3,2% ou 0,109M - 9NC

FMVF052SBCS07	5 mL	1,8 mL	Boîte de 100
FMVF054SBCS07	5 mL	2,7 mL	
FMVF054SBCS07	5 mL	3,6 mL	

CONSOMMABLES



Garrot à clip standard

Référence	Couleur	Dimensions	Condit.
GCS + couleur	Bleu, Rouge ou Vert	40 x 2,5 cm	À l'unité
GCG220001	Arc en ciel	50 x 2,5 cm	
GCS ENF	Jaune avec animaux	40 x 2,5 cm	



Garrot à clip Pro de haute résistance

Référence	Couleur	Dimensions	Condit.
GCP + couleur	*	45 x 2,6 cm	À l'unité
GCP_ANIM	Blanc avec animaux		

Descriptif :

* Couleurs disponibles : Bleu, Rouge, Vert, Pourpre, Orange.

Garrot latex couleur chair

Référence	Type	Dimensions	Conditionnement
GB_01	Standard	46 cm x 2,54 cm	À l'unité
FM_4290070	Tubulaire	70 cm x 2 cm x 2 mm	

Garrot synthétique sans latex bleu

Référence	Dimensions	Conditionnement
GAR-03	75 cm x 25 cm	Boîte de 30

MaiMed® Pansements spécial injection

Référence	Dimensions	Conditionnement
Pansements en vrac dans une boîte		
FM77112	1 cm x 4 cm	Boîte de 400
FM77113	2 cm x 6 cm	Boîte de 200
Boîte distributrice de pansements prédécoupés		
FM77111	1,5 cm x 4 cm	Rouleau de 300

MaiMed® Pansements «Classic» Non-Tissés

Référence	Dimensions	Conditionnement
FM 77425	1,9 cm x 7,6 cm	Boîte de 100 pansements

Descriptif :

Hypoallergénique. Emballage individuel.

MaiMed® Pansements «Family» Non-Tissés blancs

Référence	Dimensions	Conditionnement
FM 77712	12 pans. de 1,9 cm x 7,2 cm 8 pans. de 2,5 cm x 7,2 cm	Boîte de 20 pansements

MaiMed® Pansements «Enfant» résistant à l'eau, assortiment

Référence	Dimensions	Conditionnement
FM 77713	10 pans. de 1,9 cm x 7,2 cm 10 pans. de 1,9 cm x 5,2 cm	Boîte de 20 pansements

Descriptif :

Avec des dessins d'animaux.


3M® Pansements «Nexcare Active»

Référence	Dimensions	Conditionnement
NEX_01_A	1,9 cm x 7,6 cm	Boîte de 100 pansements

Descriptif :

Texture mousse antichoc lavable, Hypoallergénique, Résistant à l'eau et à la transpiration, sans laisser de résidu.





3M ® «Micropore» Sparadrap microporeux Non-Tissé

Référence	Dimensions	Conditionnement
Sans dévidoir		
3M_01	1,25 cm x 9,14 m	Lot de 24 rouleaux
3M_02	2,5 cm x 9,14 m	Lot de 12 rouleaux
3M_03	5 cm x 9,14 m	Lot de 6 rouleaux
Avec dévidoir		
3M_11	1,25 cm x 9,14 m	Lot de 24 rouleaux
3M_12	2,5 cm x 9,14 m	Lot de 12 rouleaux
3M_13	5 cm x 9,14 m	Lot de 6 rouleaux
Avec dévidoir hermétique		
MICDEV_1530	2,5 cm x 9,14 m	À l'unité

Descriptif :

Hypoallergénique, Perméable à l'air et à la vapeur d'eau, Peut être annoté.

Support : Viscose en Non-Tissé, Adhésif : Polyacrylate à très haute tolérance cutanée.

3M ® «Transpore» Sparadrap plastique microperforé

Référence	Dimensions	Conditionnement
3M_07	1,25 cm x 9,14 m	Lot de 24 rouleaux
3M_08	2,5 cm x 9,14 m	Lot de 12 rouleaux
3M_09	5 cm x 9,14 m	Lot de 6 rouleaux
3M_10	7,5 cm x 9,14 m	Lot de 4 rouleaux

Descriptif :

Hypoallergénique, transparent et élastique, peu traumatique au retrait, facile à découper sans ciseaux dans les deux sens, perméable à l'air et à la vapeur d'eau.

3M ® Sparadrap microporeux siliconé repositionnable

Référence	Dimensions	Conditionnement
3M_14S	2,5 cm x 5 m	À l'unité
3M_15S	5 cm x 5 m	À l'unité

Descriptif :

Assure une fixation fiable et confortable. Le sparadrap reste sur place jusqu'au moment du retrait. Risque minimal d'endommagement de la peau lors du retrait. Le sparadrap se déchire facilement, aussi bien dans la longueur que dans la largeur. De plus, le sparadrap «silicone» est repositionnable, atraumatique.

MaiMed ® Sparadrap microporeux Non-Tissé

Référence	Dimensions	Conditionnement
Sans dévidoir		
SP_01	1,25 cm x 9,14 m	À l'unité
SP_02	2,5 cm x 9,14 m	
SP_03	5 cm x 9,14 m	
Avec dévidoir		
SP_04	1,25 cm x 9,14 m	À l'unité
SP_05	2,5 cm x 9,14 m	
SP_06	5 cm x 9,14 m	

MaiMed ® Sparadrap plastique microperforé transparent

Référence	Dimensions	Conditionnement
SP_07	1,25 cm x 10 m	À l'unité
SP_08	2,5 cm x 10 m	
SP_09	5 cm x 10 m	

Descriptif :

- Transparent et élastique, Hypoallergénique, Facile à découper dans les 2 sens

- Laisse passer l'air et la vapeur d'eau, Résiste à l'eau



Boules de coton hydrophile

Référence	Conditionnement
COTB	Sachet de 490 gr

Descriptif :

- Sachet de 700 boules de coton des 0,7 gr
- Non-compressées
- 100% pur coton chirurgical

Coton hydrophile en accordéon

Référence	Conditionnement
COT03	Sachet de 100 gr
COT04	Sachet de 250 gr
COT05	Sachet de 500 gr
COT10	Sachet de 1 kg

Carrés et Rectangles de coton

Référence	Dimensions	Conditionnement
CARCOT500	5 cm x 5 cm	Sachet de 500
CAR8x10	8 cm x 10 cm	Sachet de 200

Descriptif :

100% pur coton hydrophile

Tampons ouate de cellulose

Référence	Type	Conditionnement
OUATE_01	Rouleau ⁽¹⁾	2 rouleaux de 500
FM72101	Distributeur ⁽²⁾	À l'unité

Descriptif :

- ⁽¹⁾ : Dimensions : 4 cm x 5 m, En Ouate de Cellulose, Non-Stérile
- ⁽²⁾ : Distributeur en PVC transparent.

Bande extensible

Référence	Dimensions	Conditionnement
BC_04	5 cm x 4,5 m	À l'unité
BC_05	7,5 cm x 4,5 m	
BC_06	10 cm x 4,5 m	

Descriptif :

Bande de fibres élastiques fines à élasticité élevée, Utilisation courante, Ne stoppe pas la circulation et les mouvements, Perméable et respirante.

Compresse de Gaze 8 plis, 17 fils

Référence	Dimensions	Conditionnement
MaiMed ® Stériles, emballées individuellement		
FM25017	5 cm x 5 cm	Boîte de 100 x 1
FM25018	7,5 cm x 7,5 cm	
FM25019	10 cm x 10 cm	

MaiMed ® Stériles, emballées par 2

FM25060	7,5 cm x 7,5 cm	Boîte de 25 x 2
FM25070	10 cm x 10 cm	

Non-Stériles

CM_04	5 cm x 5 cm	Sachet de 100
CM_05	7,5 cm x 7,5 cm	
CM_06	10 cm x 10 cm	

Descriptif :

Très absorbantes et résistantes à l'état humide.
Douce, n'adhère pas à la plaie.



MaiMed® Compresses en Non-Tissé 4 plis

Référence	Dimensions	Conditionnement
Stériles, emballées par 2		
FM25220	7,5 cm x 7,5 cm	Boîte de 25 x 2
FM25230	10 cm x 10 cm	
Non-Stériles		
CM_01	5 cm x 5 cm	Sachet de 100
CM_02	7,5 cm x 7,5 cm	
CM_03	10 cm x 10 cm	

Descriptif :

- Absorbantes et hypoallergéniques
- Perméables à l'air

Alcool Isopropylique et Alcool Modifié 70%

Référence	Contenance	Conditionnement
Alcool Isopropylique		
ALCOOL0.5L	500 mL	À l'unité
ALCOOL2L	2 Litres	
Alcool Modifié 70%		
FM850192	125 mL	À l'unité
FM850143	250 mL	
FM850193	500 mL	
FM609084	1 Litre	

Distributeurs de liquide avec soupape incorporée

Référence	Matière	Contenance	Condit.
DISTRALC180CC	Verre	180 cc	À l'unité
DISTRALC250CC	Verre	250 cc	
DISTRALC100CC	Plastique	100 cc	

Tampons d'alcool

Référence	Taille	Conditionnement
FM_76620	5 cm x 5 cm	Boîte de 100 x 1

Descriptif :

Serviettes imprégnées d'alcool, emballées individuellement, pour la désinfection des peaux saines.

Chlorhexidine Digluconate 0,2%

Référence	Type	Conditionnement
RONT_S_02	Lingettes	Sachet de 10
RONT_PUL_03	Spray 50 mL	
606700	Spray 100 mL	À l'unité
R24068	Bidon 2 Litres	

BENZA-CLEAN® Lingettes antiseptiques sans alcool

Référence	Dimensions	Conditionnement
FHBENZA03	13 x 20 cm	Boîte de 100

Descriptif :

Lingettes antiseptiques 13 x 20 cm, pliées et imprégnées de 0.113% chlorure de benzalkonium, sous sachet individuel non stérile, pour usage externe. Ne contient pas d'alcool. Lingettes pour la désinfection avant miction en vue d'un ECBU.

Assortiment de miniatures d'animaux

Référence	Conditionnement
FMP1004	Boîte de 104 pièces



PRÉLÈVEMENT CYTOLOGIQUE

Spéculums de Cusco



Référence	Dimensions	Couleur	Conditionnement
En plastique avec blocage automatique ⁽¹⁾			
SPV_015_XS	XS 20 mm	Blanc	Boîte de 100
SPV_015_S	S 24 mm	Bleu	
SPV_015_M	M 26 mm	Rouge	
SPV_035_L	L 30 mm	Vert	
En plastique à vis ⁽²⁾			
SPVAXS	XS 20 mm	Blanc	Boîte de 25
SPVAS	S 24 mm	Bleu	
SPVAM	M 26 mm	Rouge	
SPVAL	L 30 mm	Vert	

Descriptif :

(1) : Avec blocage : stérile, système de vis de sécurité avec blocage rapide, emballé individuellement avec numéro de lot et date de péremption

(2) : À vis : emballé individuellement avec numéro de lot et date de péremption

Brosse pour prélèvement cervico-vaginal, stérile

Référence	Longueur	Conditionnement
FMB91400	20 cm	Boîte de 50

Brosse pour prélèvement endocervical cytobrush

Référence	Type	Longueur	Condit.
FMB91300ST	Non stérile	20 cm	Boîte de 100
FMB91300ST-S	Stérile *	20 cm	Boîte de 50

Descriptif :

* Emballage individuel

Spatules d'Ayres standards en bois

Référence	Longueur	Conditionnement
FMG80102	180 mm	Boîte de 100

Merckofix «M-Fix» Spray pour fixation cytologique

Référence	Contenance	Conditionnement
MERCKO100	100 mL	À l'unité

Descriptif :

- À conserver à une température comprise entre +15° C et +25° C

- Densité : 0,825g/cm (20° C)

- Viscosité cinétique : 2,86 mm²/s (20° C)

- Solvants organiques ne contenant pas d'halogènes et solutions de substances organiques

- Tenir à l'écart de la chaleur / des étincelles / des flammes nues / des surfaces chaudes

- Ne pas fumer

PRÉLÈVEMENT URINAIRE



Bayer® «Multistix» Bandelettes urinaires

Référence	Désignation	Conditionnement
MUL_01	Multistix 10 SG	Boîte de 100 pièces
MUL_02	Multistix 8 SG	
MUL_03	Multistix 5 SG	Boîte de 50 pièces

Descriptif :

Nous vous garantissons une date de péremption d'au moins 10 mois.

Paramètres :

- 5SG : glucose, sang, protéines, nitrites, leucocytes.

- 8SG : glucose, corps cétoniques, densité (SG), sang, pH, protéines, nitrites, leucocytes.

- 10SG : glucose, corps cétoniques, densité (SG), sang, pH, protéines, nitrites, leucocytes et analyse urobilinogène et bilirubine.



Roche «Combur»® Bandelettes urinaires

Référence	Paramètres	Condit.
COMBUR2LN	Nitrites - Leucocytes	50
COMBUR3E	Glucose - Protéines - Sang	50
COMBUR4N	Nitrites - Glucose - Protéines - pH	50
COMBUR5HC	Nitrites - Leucocytes - Glucose - Protéines - Sang	10
COMBUR6	Nitrites - Leucocytes - Glucose - Protéines - Sang - Urobilinogène	50
COMBUR7	Nitrites - Leucocytes - Glucose - Protéines - pH - Sang - Cétone	100
COMBUR9	Nitrites - Leucocytes - Glucose - Protéines - pH - Sang - Urobilinogène - Cétone - Bilirubine	50
COMBUR10	Nitrites - Leucocytes - Glucose - Protéines - pH - Sang - Urobilinogène - Cétone - Bilirubine - SG	100

Nous vous garantissons une date de péremption d'au moins 10 mois.

Pots à urine droits en PP, bouchon PE

Référence	Volume	Dimensions	Étiquette	Condit.
TP30-003 *	40 mL	Ø 30 mm x H 70 mm	Sans	Sachet de 100
TP30-109 *	40 mL	Ø 30 mm x H 70 mm	Avec	
TP30-007 **	40 mL	Ø 30 mm x H 70 mm	Sans	
FMKA5560 *	60 mL	Ø 35 mm x H 70 mm	Sans	Sachet de 70
TP35A-046 *	60 mL	Ø 33 mm x H 70 mm	Avec	
TP52-003 *	125 mL	Ø 52 mm x H 74 mm	Sans	Carton de 380

Descriptif :

* Non-stérile

** Stérile

Marquage laser du numéro de lot et de la date de péremption sur chaque pot sans étiquette

Pot à urine droits en PS, bouchon PE, stérile

Référence	Volume	Dimensions	Étiquette	Condit.
FMKA5631	60 mL	Ø 39 mm x H 65 mm	Avec	À l'unité

Recueil d'urine acide borique avec étiquette en PP

Référence	Volume	Dimensions	Condit.
FMOTU30-06	30 mL	Ø 89 mm x H 89 mm	Carton de 400
FMOTP35A-01	60 mL	Ø 70 mm x H 70 mm	Carton de 700

Descriptif :

Acide borique : 520 mg - Les échantillons d'urine doivent être ensemencés dans les 2 heures suivant le prélèvement. L'urine peut être analysée dans les 24 heures si l'échantillon est conservé à 4°C. Étiquette de traçabilité de l'échantillon.

Flacons ronds en PEHD, translucide

Référence	Volume	Dimensions	Condit.
LR150A-03	150 mL	Ø 37 * x H 108 mm	Carton de 250
LR500-05	500 mL	Ø 58 * x H 136 mm	Carton de 140

Flacons pour recueil d'urines de 24h sans étiquette, en PEHD

Référence	Forme	Volume	Dimensions	Condit.
FMKA479	Sans poignée	2 L	Ø 73 * x H 230 mm	À l'unité
LC2500-01	Sans poignée	2,5 L	Ø 88 * x H 265 mm	
LC2500-04	Poignée transport	2,5 L	Ø 88 * x H 265 mm	
F2700-02	Poignée masse	2,7 L	Ø 70 * x H 250 mm	

Descriptif :

- Translucide

- Gradué dans la masse

* Diamètre d'ouverture

MANIPULATION DES LIQUIDES

Tubes à essai à fond rond en polystyrène



Référence	Volume	Dimensions	Condit.
FM_B309	3 mL	55 mm x 12 mm	Sachet de 500
FMKA88307	5 mL	75 mm x 12 mm	
TK75-001	5 mL	75 mm x 13 mm	
FM_B30201	12 mL	100 mm x 16 mm	

Bouchons à ailettes en PE

Référence	Couleur	Conditionnement
-----------	---------	-----------------

Diamètre 11 - 13 mm

FMKA88309	transparent	Sachet de 1000
FMKA88309-04	bleu	
FMKA88309-10	rouge	
FMKA88309-12	vert	
FMKA88309-06	jaune	

Diamètre 15 - 17 mm

FMKA88308	transparent	Sachet de 1000
FMKA88308-04	bleu	
FMKA88308-10	rouge	
FMKA88308-12	vert	
FMKA88308-06	jaune	

Tubes à centrifuger à fond conique gradués en PP avec bouchon

Référence	Vol.	Dimensions	Spécifications	Condit.
FMKA84000	15 mL	17 x 120 mm	Non stérile	150
TC15A-01	15 mL	17 x 120 mm	Stérile	25
TC50G-09	50 mL	30 x 115 mm	Non stérile	60
TC50G-16	50 mL	30 x 115 mm	Stérile	
TU50G-019	50 mL	30 x 115 mm	Avec jupe autostable	50
TU50G-022	50 mL	30 x 115 mm	Stérile avec jupe autostable	À l'unité

Descriptif :

Les tubes de 15 mL sont centrifugeables à 3000g

Les tubes de 50 mL sont centrifugeables à 9600g

Microtubes en polypropylène non-gradués

Référence	Type	Cape	Volume	Condit.
FMKA1298	Eppendorf	Avec	0,5 ml	Sachet de 1000
FMKI181645		Avec	0,75 ml	
FMKI18166		Avec	1,5 ml	
FMKA297		Sans	1,5 ml	
FMKI18164	Beckman	Avec	0,5 ml	


Portoir en polypropylène pour tubes à essais universels Ø13 mm

Référence	Couleur	Capacité	Condit.
FMK00564-10	Rouge	90 tubes	À l'unité
FMK00564-03	Blanc		

Portoir en polypropylène pour microtubes 1,5 mL

Référence	Couleur	Capacité	Condit.
FMK00563-10	Rouge	100 tubes	À l'unité
FMK00563-03	Blanc		





Cônes universels pour micropipette

Référence	Couleur	Volume	Conditionnement
FMKA960	Jaune	5 - 200 µL	Sachet de 1000
FMKA961	Bleu	100 - 1000 µL	
FMKA969	Transparent	200 - 1000 µL	

Biohit® Cônes

Référence	Volume	Longueur	Conditionnement
-----------	--------	----------	-----------------

Sans filtre «Optifit»

781349	0,1 - 10 µL	31,5 mm	En vrac Sachet de 1000
780016	10 - 1000 µL	71,5 mm	
780043	50 - 1200 µL	71,5 mm	
780308	100 - 5000 µL	150 mm	

Avec filtre «SafetySpace»

790021F	0,5 - 20 µL	51 mm	10 racks de 96
790201F	5 - 200 µL	54 mm	
791001F	50 - 1000 µL	78 mm	
791211F	50 - 1200 µL	90 mm	

Pipet4u® Micropipettes à volume fixe et Micropipettes à volume variable

Référence	Volume	Référence	Volume	Condit.
FMA41303	5 µL	FMA41296	0,1 - 2,5 µL	À l'unité
FMA41304	10 µL	FMA41319	0,5 - 10 µL	
FMA41305	20 µL	FMA41300	2 - 20 µL	
FMA41307	50 µL	FMA41320	5 - 50 µL	
FMA41308	100 µL	FMA41321	10 - 100 µL	
FMA41309	200 µL	FMA41301	20 - 200 µL	
FMA41310	250 µL	FMA41322	100 - 1000 µL	
FMA41311	500 µL	FMA41325	500 - 5000 µL	
FMA41312	1000 µL	FMA41329	2000 - 10000 µL	

Pipettes Pasteur en polyéthylène

Référence	Volume	Graduation	Longueur	Condit.
Paspipette1	1 mL	0,25 mL	153 mm	Boîte de 1000
Paspipette2	2 mL	0,5 mL	152 mm	
Paspipette305	3 mL	0,5 mL	152 mm	

Tubes Capillaires micro-hématocrits

Référence	Type	Couleur	Conditionnement
FMA10302	Héparinés	Rouge	Boîte de 100
FMA10301	Non - Héparinés	Bleu	

Descriptif :

Longueur : 75 mm, Diamètre intérieur : 1,15 à 1,55 mm, épaisseur des parois : 0,2 ± 0,02 mm

Pissettes en PE blanc, souple et translucide

Référence	Capacité	Conditionnement
-----------	----------	-----------------

Bouchon rouge avec compte goutte

PIS100	100 cc	À l'unité
PIS250	250 cc	
PIS500	500 cc	

Col de cygne

PISCOLCYGNE250	250 cc	À l'unité
PISCOLCYGNE500	500 cc	



BACTÉRIOLOGIE



Abaisses-langues en bois

Référence	Taille	Conditionnement
A 03	Adulte	Boîte de 100
A 04	Enfant	Boîte de 250

Écouvillons en plastique, stériles

Réf.	Désignation	Embout	Condit.
23007	Emballé à l'unité	Viscose / Rayonne	Boîte de 100
23117	Sous tube* PE + étiquette	Viscose / Rayonne	
23125	Sous tube* PE + étiquette, emballé à l'unité	Viscose / Rayonne	

Descriptif :

* Dimensions : Ø12 x 140 mm

Écouvillons en aluminium, stériles

Réf.	Désignation	Embout	Condit.
23021	Emballé à l'unité	Viscose / Rayonne	Boîte de 100
23119	Sous tube* PE + étiquette	Viscose / Rayonne	
23121	Sous tube* PE + étiquette, emballé à l'unité	Viscose / Rayonne	

Descriptif :

* Dimensions : Ø12 x 140 mm

Écouvillons UNI-TER en plastique dans un tube* PE, stériles

Référence	Milieu	Embout	Condit.
230117	Stuart	Viscose / Rayonne	Boîte de 100
230397	Amies gélosé	Viscose / Rayonne	
230197	Stuart + charbon	Viscose / Rayonne	
230417	Amies + charbon	Viscose / Rayonne	

Descriptif :

* Dimensions : Ø12 x 140 mm

Sous emballage individuel

Écouvillons UNI-TER en aluminium dans un tube* PE, stériles

Référence	Milieu	Embout	Condit.
230507	Stuart	Viscose / Rayonne	Boîte de 100
230707	Amies gélosé	Viscose / Rayonne	
230607	Stuart + charbon	Viscose / Rayonne	
230807	Amies + charbon	Viscose / Rayonne	

Descriptif :

* Dimensions : Ø12 x 140 mm

Sous emballage individuel

Écouvillons en bois

Référence	Dimensions	Embout	Condit.
Non-stériles			
FM112191	Ø 4 x 150 mm	Coton	Boîte de 100
Stériles			
FM112298	Ø 4 x 150 mm	Coton	Boîte de 100
F11705779	Ø 12 x 160 mm	Coton	



Boîtes de pétri

Référence	Diamètre	Hauteur	Ergot	Condit.
Non-stériles				
BP50-01	Ø 55 mm	14,2 mm	sans	Sachet de 15
BP53-01	Ø 55 mm	14,2 mm	6	
BP90B-03	Ø 90 mm *	14,2 mm	sans	Sachet de 33
BP93B-15	Ø 90 mm *	14,2 mm	3	
BP140-01	Ø 140 mm	20,6 mm	sans	Sachet de 11
BP143-01	Ø 140 mm	20,6 mm	3	
Stériles				
BP50-02	Ø 55 mm	14,2 mm	sans	Sachet de 15
BP53-02	Ø 55 mm	14,2 mm	6	
BP90B-04	Ø 90 mm *	14,2 mm	sans	Sachet de 33
BP93B-16	Ø 90 mm *	14,2 mm	3	
BP140-02	Ø 140 mm	20,6 mm	sans	Sachet de 11
BP143-02	Ø 140 mm	20,6 mm	3	

Descriptif :

* double sursac

Boîtes de pétri avec 2 compartiments

Référence	Diamètre	Hauteur	Ergot	Condit.
Non-stériles				
BI93D-01	Ø 90 mm *	14,2 mm	3	Sachet de 33
Stériles				
BI93D-02	Ø 90 mm *	14,2 mm	3	Sachet de 33

Descriptif :

* double sursac

Oeses calibrées en PS

Référence	Capacité	Couleur	Condit.
FMKA2650	1 µL	Neutre	Sachet de 20
FMKA2651	10 µL	Bleu	

Descriptif :

- Polystyrène flexible
- Avec pointe fine
- Stérile

Étaleurs pour boîte de pétri en PS

Référence	Type	Longueur	Conditionnement
ETAR-02	Coudé L	148 mm	Sachets de 5
ETAR-06			Sachets individuels
ETAT-01	En T	150 mm	Sachets de 5
ETAT-03			Sachets individuels

Curettes dermatologiques pleines en Inox

Référence	Diamètre	Conditionnement
FM_C4_105_02	Ø 2 mm	À l'unité
FM_C4_105_03	Ø 3 mm	
FM_C4_105_04	Ø 4 mm	
FM_C4_105_05	Ø 5 mm	
FM_C4_105_06	Ø 6 mm	
FM_C4_105_07	Ø 7 mm	

MICROSCOPIE

Lames porte-objets standards

Référence	Désignation	Conditionnement
LPO76x26	Bords bruts , sans marge	Boîte de 50
F12114682	Bords bruts, dépolie	
F10440333	Bords rodés 90°, sans marge	
F10090431	Bords rodés 90°, dépolie	
F12184682	Bords rodés 45°, dépolie	
F11785108	Bords rodés 90°, coins coupés	
F11802350	Bords rodés 90°, coins coupés, dépolie	
F11832340	Bords rodés 45°, coins coupés, dépolie	

Descriptif :

- Lame porte-objet 76 x 26 mm
- Conforme ISO 8037/1 et BS 7011
- Marge dépolie 20 mm
- Lame lavée épaisseur 1 mm $\pm 0,05$ mm
- Coins tronqués sur les lames à bords rodés 45°

Lames porte-objets Superfrost

Référence	Désignation	Condit.
F12134682-*	Bords bruts	Boîte de 50
F12114692-*	Bords rodés 45°, avec marge	
F10504182-*	Bords rodés 90°, avec marge	
F11795108**	Bords rodés 90°, coins coupés, avec marge	Boîte de 144

Descriptif :

- Conforme ISO 8037/1
- Avec plage d'identification, Marge 20 mm
- Épaisseur lame environ 1 mm, Marquage couleur résistant aux solvants
- * Lame porte-objet 76 x 26 mm,
- * Existe en différentes couleurs , rajouter le code couleur correspondant dans la référence :
01 : Blanc / 02 : Jaune / 03 : Bleu / 04 : Vert / 05 : Rose
- ** Existe en blanc. Lame porte-objet 75 x 25 mm

Boîtes de transport pour lames standards 76 x 26 mm

Référence	Capacité	Conditionnement
FM_A4923	1 lame ⁽¹⁾	Boîte de 10
FM_A4925	2 lames ⁽²⁾	
FM_A4924	3 lames ⁽³⁾	

Descriptif :

- En polypropylène
- (1) : Dimensions : 50 x 98 mm
- (2) : Dimensions : 72 x 86 mm
- (3) : Dimensions : 50 x 98 mm

Lamelles couvre-objets

Référence	Dimensions	Conditionnement
MEZ_11798	18 mm x 18 mm	Boîte de 100
MEZ_11961	20 mm x 20 mm	
MEZ_102222	22 mm x 22 mm	
MEZ_11991	24 mm x 24 mm	
MEZ_11956	24 mm x 32 mm	
MEZ_11901	24 mm x 40 mm	
MEZ_11911	24 mm x 50 mm	
MEZ_021328	24 mm x 60 mm	

Descriptif :

- Épaisseur N°1 : 0,13 à 0,16 mm, Verre haute qualité exempt d'impureté
- Verre borosilicaté transparent de qualité optique, Conforme à la classe hydrolytique 1



INSTRUMENTATION



Swann-Morton® Bistouris Stériles

Référence	Désignation	Conditionnement
U10 0501	Standard N°10	Boîte de 10
U11 0503	Standard N°11	
U15 0505	Standard N°15	
U20 0506	Standard N°20	
U21 0507	Standard N°21	
U23 0510	Standard N°23	
U25 0512	Standard N°25	



Lancettes stériles standards en acier chirurgical

Référence	Dimensions	Conditionnement
FMB201	3,7 mm x 40 mm	Boîte de 200



Pincen en inox stérilisables

Référence	Désignation	Conditionnement
1 P 01	Pince à échardes	À l'unité
2 P 02	Pince à échardes Feilchenfeld 11,5 cm	
3 P 03	Pince à disséquer sans griffes 15 cm	
4 PL 01	Pince loupe 12 cm	
5 P 06	Pince Kocher avec griffes 16/15 cm	
6 P 07	Pince anatomique sans griffes 14 cm	



Pincen stériles en plastique renforcé

Référence	Désignation	Longueur	Conditionnement
FMH7301	À disséquer	11 cm	Boîte de 50+2
FM_PBS-8349	Kocher	14 cm	Boîte de 100

Descriptif :

- Emballé à l'unité
- Sans griffes

Pincen coupe-ongles en inox

Référence	Taille	Conditionnement
PCO	14 cm	À l'unité
PCO100MM	10 cm	

Ciseaux en inox

Référence	Désignation	Conditionnement
1 CIS 01	Ciseaux 11 cm	À l'unité
2 CIS 02	Ciseaux Jesco 16 cm	
3 CIS 04	Ciseaux bouts droit mousse 14 cm	
4 CIS 05	Ciseaux 1 bout droit 1 bout pointu 14 cm	
5 CIS 07	Ciseaux pointus droits 14 cm	
6 CIS 08	Ciseaux à ongles incurvés 11,5 cm	

Descriptif :

Les numéros 3, 4, 5, 6 sont stérilisables

Ciseaux stériles en inox

Référence	Désignation	Conditionnement
FM_MTS03511	Bouts pointus 11 cm	À l'unité
FM_SCI_01	Bouts droits mousse 11,5 cm	

Descriptif :

À usage unique



BANDELETTES



Fisherbrand® Papier indicateur pH

Référence	Caractéristiques	Conditionnement
11703564	pH 5,0 - 9,0	Rouleau de 5 m
11713564	pH 9,0 - 13,0	
11763554	pH 1,0 - 14,0	
11773554	pH 1,0 - 11,0	
11783554	pH 1,0 - 10,0	
11793554	pH 1,0 - 5,0	

Descriptif :

Distributeur plastique avec échelle de couleur, rouleau de 5 mètres.



Bandelettes indicatrices pH

Référence	Caractéristiques	Conditionnement
11346454	pH 0,3 - 2,3	Boîte de 100
11316454	pH 2,0 - 9,0	
11376454	pH 5,1 - 7,2	
11396454	pH 7,5 - 9,5	
11306464	pH 7,9 - 9,8	

Descriptif :

- Rapide et économique
- Grande taille avec colorants distincts
- Non contaminant pour l'échantillon
- 13 gammes de pH couvrant de nombreuses applications
- Convient pour solutions faiblement ou non tamponnées

TRANSPORT



Sachets Zip simple poche en PE

Référence	Dimensions	Couleur	Conditionnement
FMSFP3-38*	100 x 150 mm	Transparent	Carton de 1000
FMSFP8-08	125 x 170 mm		
FMSFP10-18	160 x 220 mm		
FMSFP14-08	230 x 320 mm		
FMSFP15-08	250 x 350 mm		

Descriptif :

* Avec plage d'écriture

Sachets Zip double poche en PE

Référence	Dimensions	Couleur	Conditionnement
FMSP2-18	125 x 170 mm	Transparent	Carton de 1000
FMSP2-01		Bleu	
FMSP2-02		Rouge	
FMSP5-08	160 x 220 mm	Transparent	
FMSP6-08	180 x 250 mm	Transparent	
FMSP8-08	200 x 300 mm	Transparent	
FMSP8-01		Bleu	

Sachets autocollants double poche en PE

Référence	Dimensions	Couleur	Conditionnement
SFAB1727-08	170 x 270 mm	Transparent	Carton de 2000

Descriptif :

Avec plage d'écriture

GANTS



MaiMed® Gants d'examen latex

Type	Référence	Taille	Condit.
Poudrés	GLPS	S 6/7	Boîte de 100
	GLPM	M 7/8	
	GLPL	L 8/9	
	GLPXL	XL 9/10	
Non-Poudrés	GLNPXS	XS 5/6	
	GLNPS	S 6/7	
	GLNPM	M 7/8	
	GLNPXL	XL 9/10	

Descriptif :

- Matière : Latex Naturel, Forme : Ambidextre
- Normes : EN 455 - 1, 2, 3, 4; EN 374 - 1, 2, 3; ASTM 6319, CAT III AQL 1, 5
- Poudrage (pour la version poudrée) : Amidon de maïs ou d'avoine
- Directives communautaires : 93/42/CEE relative aux dispositifs médicaux (DM de classe 1), 89/686/CEE relative aux E.P.I. (Pour risques mineurs seulement).
- Contact alimentaire : Cf. Certificat SGS N° CP45940 (2) / JP / 02

MaiMed® Gants d'examen vinyle

Type	Référence	Taille	Conditionnement
Poudrés	GVPS	S 6/7	Boîte de 100
	GVPM	M 7/8	
	GVPL	L 8/9	
	GVPLX	XL 9/10	
Non-Poudrés	GVNPS	S 6/7	
	GVNPM	M 7/8	
	GVNPL	L 8/9	
	GVNPXL	XL 9/10	

Descriptif :

- Matière : Polychlorure de vinyle, Forme : ambidextre
- Normes : EN 455 - 1, 2, 3, 4; EN 374 - 1, 2, 3; ASTM 6319, CAT III AQL 1, 5
- Poudrage (pour la version poudrée) : Amidon de maïs
- Directives communautaires : 93/42/CEE relative aux dispositifs médicaux (DM de classe 1), 89/686/CEE relative aux E.P.I. (Pour risques mineurs seulement).
- Contact alimentaire : Cf. Certificat SGS N° CY/2006/C0680A ou ISEGA 27404 U 09

MaiMed® Gants d'examen nitrile Non-Poudrés, bleus

Référence	Taille	Conditionnement
GNNPBS	S 6/7	Boîte de 100
GNNPBM	M 7/8	
GNNPBL	L 8/9	
GNNPBLX	XL 9/10	

Descriptif :

- Matière : 100% Nitrile, Forme : ambidextre, Type : micro-texturé
- Normes : EN 455 - 1, 2, 3, 4; EN 374 - 1, 2, 3; ASTM 6319, CAT III AQL 1, 5

Sterixam® Gants Latex Non-Poudrés Stériles

Référence	Taille	Conditionnement
GSL S	S 6/7	Boîte de 50 x 2
GSL L	M 7/8	
GSL M	XL 8/9	

Descriptif :

- Gants d'examen à manchette longue
- Matière : Latex naturel, Forme : ambidextre
- Conforme à la réglementation pour le contact avec les denrées alimentaires
- Normes : EN 455-1, 2, 3; ASTM - D 5712

PROTECTION



Draps d'examen lisses blancs 150 formats

Référence	Dimensions	Conditionnement
DRE_01L	36 x 50 cm	Rouleau de 52,5 m

Descriptif :

- Double épaisseur : 2 x 18 gr/m²
- Largeur du rouleau : 50 cm
- Longueur d'un format : 36 cm (150 formats), Prédécoupés
- Papier certifié PEFC



Draps d'examen plastifiés bleus 180 formats

Référence	Dimensions	Conditionnement
DREPLAST_03	38 x 50 mm	Carton de 6 rouleaux

Descriptif :

- Pour table : médicale, de massage, de kinésithérapie, d'ostéopathie
- Draps d'examen bleus avec couche ouatée de Cellulose (23g/m²) et couche plastifiée imperméable bleue en polyéthylène (18g/m²)
 - Prédécoupés
 - Format standard : rouleau prédécoupé tous les 38 cm, 180 formats, largeur 50 cm
 - Longueur du rouleau : 68,4 m
 - Épaisseur totale : 41 gr/m²

Doigtiers

Référence	Type	Désignation	Condit.
DL_01 ⁽¹⁾	Standard	Latex, Non-Stérile, taille S	Sachet de 100 pièces
DL_02 ⁽¹⁾		Latex, Non-Stérile, taille M	
Doigt1D ⁽²⁾	Legueur	PE, Non-Stérile, 1 doigt	Sachet de 100 pièces x 1
Doigt2D ⁽²⁾		PE, Non-Stérile, 2 doigts	
DGL-03_100 ⁽²⁾		PE, Médicalement propre, 2 doigts	

Descriptif :

(1) : Pour les examens médicaux et pratiques médicales minutieuses, nécessitant la protection d'un ou plusieurs doigts. Excellentes sensations tactiles pour l'utilisateur. Utilisation possible pour la protection des sondes.

(2) : Composition : polyéthylène blanc opaque sans Latex. Taille unique. Épaisseur : 0,025 mm. Longueur : 24 cm. Largeur : 20 cm

Charlottes ronde

Référence	Conditionnement
CHAR_01	Sachet de 100

Descriptif :

- Charlotte à usage unique avec serrage élastique
- Polypropylène Non-Tissé
- Diamètre maxi : ~ 53 cm

Sur-chaussures

Référence	Composition	Conditionnement
FM00075508	PE	Sachet de 100
SURCH	Non-Tissé	

Descriptif :

- Recouvrent l'ensemble de la chaussure
- Fixées grâce à un élastique de maintien sur le haut du chausson protecteur 35 gr/m²

Masques de protection

Référence	Type	Conditionnement
MAS_NT	Avec ficelles	Boîte de 50
MAS_NTE	Avec élastiques	

Descriptif :

- Non-Tissé
- 3 épaisseurs
- Avec ficelles de maintien (étiré = 16,3 cm) ou avec élastiques





Blouse de protection visiteur en polyéthylène

Référence	Taille	Conditionnement
BLOUPRO_01_10	Unique	Carton de 20 sachets de 12 pièces

Descriptif :

- Fermeture par 3 boutons-pression
- Manchettes réglables
- Sans poches
- Usage unique
- Imperméable
- Couleur : Blanche transparente

Blouse de Soins en Non-tissé

Référence	Type	Taille	Condit.
BLOUPRFG-F	Femme	110 cm	Carton de 10 sachets de 10
BLOUPRFG-H	Homme	130 cm	

Descriptif :

- Fixation par cordon (taille et encolure)
- Manche Jersey
- Tour de poitrine : 136 cm
- Polyéthylène Non-tissé, non-stérile
- Grammage : 25 g/m²
- Plusieurs coloris disponibles : Blanc, Vert et Bleu

Blouse de protection visiteur en Non-tissé

Référence	Taille	Conditionnement
BLP_M	M	Par 50
BLP_L	L	
BLP_XL	XL	

Descriptif :

- Sans poches
- Système de fermeture avec 4 boutons-pression
- Manches à poignets élastiques
- Longueur : 125 cm
- Grammage : 45 g/m²

Kit visiteur

Référence	Conditionnement
KVR-01	Carton de 100 kits

Descriptif :

- Kit contenant :
- 1 charlotte clip
 - 1 masque en papier
 - 1 blouse en PE
 - 2 sur-chaussures en PE

Tablier en polyéthylène

Référence	Dimensions	Conditionnement
TABPRO_122x69	69 cm x 122 cm	Sachet de 100

Descriptif :

- Pour une protection optimale de la personne
- Couleur : Blanc

Lunettes de protection

Référence	Conditionnement
LUNPRO	À l'unité

Descriptif :

- Lunettes de protection en polycarbonate
- Compatibles avec lunettes de vue

GAMME INSTRUMENT



Anios ® «Aniosyme DD1» ***

Référence	Conditionnement
DD1_01	200 doses de 25 mL
DD1_02	1 Litre + doseur
DD1_03	4 Bidons de 5 Litres + pompe

Descriptif :

Indications : Nettoyage renforcé et pré-désinfection de l'instrumentation médico-chirurgicale, des dispositifs médicaux et du matériel endoscopique, nettoyage en bacs à ultrasons, ramassage de l'instrumentation souillée.

Composition : Propionate d'ammonium quaternaire, chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide, complexe enzymatique (protéase, lipase et amylase), surfactants, agents stabilisants, agent séquestrant, parfum, colorant.

Propriétés microbiologiques : Bactéricide (EN 1040, EN 13727, SARM (EN 13727)). Actif sur : *Mycobacterium tuberculosis* (B.K), Levuricide (EN 1275, EN13624). Actif sur HIV-1, BVDV (virus modèle HCV), Herpès virus, Influenza virus A [H1N1], PRV (virus modèle HBV) et Vaccinia virus.

Mode d'emploi : Utilisation à 0.5%. Temps de contact : 5 à 15 minutes. Rincer après l'utilisation. Renouveler le bain de trempage au moins une fois par 24h.

Anios ® «Hexanios G + R» ***

Référence	Conditionnement
HEXANIOS_01	1 Litre + doseur
HEXANIOS_02	20 doses de 25 mL
HEXANIOS_03	Bidon de 5 Litres + pompe

Descriptif :

Indications : Nettoyage et pré-désinfection des instruments chirurgicaux et médicaux, des dispositifs médicaux, des instruments thermosensibles et du matériel d'endoscopie. Ramassage de l'instrumentation souillée.

Composition : Chlorure de didécyldiméthylammonium, polyhexaméthylène biguanide, complexes détergents (alcool gras polyalcoyle, oxyde de lauryldiméthylammonium), agent séquestrant et dispersant, parfum et colorant.

Propriétés microbiologiques : Bactéricide (EN 1040, EN 13727. Actif sur SARM (EN 13727). Actif sur *Mycobacterium tuberculosis* (BK). Levuricide (EN 1275, EN 13624). Actif sur HIV-1, HBV et BVDV (virus modèle HCV) et Herpes virus.

Mode d'emploi : Utilisation 0.5%. Temps de contact : 15 minutes. Rincer après utilisation

Anios ® «Steranios 20 % concentré» ⁽¹⁾ *** et «Steranios 2%» ⁽²⁾ ***

Référence	Conditionnement
STERANIOS20 ⁽¹⁾	Flacon de 500 mL
STERANIOS2_2L ⁽²⁾	2 Litres
STERANIOS2_5L ⁽²⁾	5 Litres

Descriptif :

Indications : Désinfection de haut niveau des dispositifs médicaux, matériel chirurgical et médical, matériel d'endoscopie et matériel thermosensible, en bain statique ou en machine automatique. Seconde étape après nettoyage et pré-désinfection.

(1) : Composition : Solution concentrée de glutaraldéhyde (20%) stabilisée par un complexe hydroalcoolique, colorant, excipients

(2) : Composition : Solution de glutaraldéhyde (2% de matière active) tamponnée à pH 6, en présence d'un catalyseur d'effet de surface.

(1) : Propriétés microbiologiques : Bactéricide (EN 1040, EN 13727, NF T 72-171, NF T 72-190). Mycobactéricide (BK, EN 14348, EN 14563). Fongicide (EN 1275, EN 13624, NF T 72-190). Virucide (NF T 72-180). Actif sur HIV-1, HBV et BVDV (virus modèle HCV)). Sporicide (NF T 72-230 (B. cereus, B. subtilis), NF T 72-231 (Cl. sporogenes), T 72-301 (B. cereus)).

(2) : Propriétés microbiologiques : Bactéricide : EN 1040, EN 13727, EN 14561. Mycobactéricide : EN 14348, EN 14563. Fongicide : EN 1275, EN 13624, EN 14562. Virucide : EN 14476. Actif sur HIV-1, HBV, Herpès-virus et BVDV (virus modèle HCV). Sporicide : NF T 72-230, T 72-301 (C. difficile).

(1) Mode d'emploi : Solution concentrée pour usage professionnel. S'assurer d'un nettoyage et d'un rinçage soigneux avant utilisation du produit. Utilisation à la dilution de 5 ou 10% selon le temps de contact et la concentration finale de glutaraldéhyde souhaitée. Rincer et sécher.

(2) Mode d'emploi : Produit prêt à l'emploi. Temps de contact : 10 minutes ou 1 heure pour la sporidie. Renouveler le bain de trempage tous les 7 jours.

Anios ® «Anioxy Twin» ***

Type	Référence	Conditionnement
Flacon	FM1343408	12 x 2 flacons
Bandelettes de contrôle	FM100265	Tube de 50

Descriptif :

Indications : Désinfectant de haut niveau du matériel chirurgical, médical, du matériel d'endoscopie et des dispositifs médicaux.

Composition : La solution reconstituée Anioxy-Twin contient initialement 1200 ppm d'acide peracétique

Propriétés microbiologiques : La solution reconstituée ANIOXY-TWIN est bactéricide : EN 1040, EN 13727, EN 14561 ; Mycobactéricide : EN 14348, EN 14563 ; Fongicide : EN 1275, EN 13624, EN 14562 ; Virucide : EN 14476 ; active sur HIV-1, BVDV (virus modèle HCV) et PRV (virus modèle HBV) ; Sporicide : NF T 72-230/231.

Mode d'emploi : Pré-désinfection : Nettoyer le dispositif avec un produit type Aniosyme DD1, Hexanios G+R ou Aniosyme PLA II, rincer soigneusement. Désinfection : Verser le nombre de double-flacons nécessaire dans le bac de désinfection (1 double-flacon pour 5 litres), temps de contact de 15 min. Rincer soigneusement le dispositif à l'eau stérile ou filtrée (0,2 µm). Essuyer avec un champ à usage unique.



Anios «Anios RL» *** ® Rinçant, lubrifiant de l'instrumentation

Référence	Conditionnement
RL5L	2 Bidons de 5 Litres

Descriptif :

Indications : Rinçant neutre avec effet lubrifiant pour les instruments chirurgicaux et médicaux. Produit combiné qui assure un séchage rapide sans trace.

Composition : Condensats d'oxyde d'éthylène et propylène. Dérivés glycoliques. Alcools gras à effet anti-mousse.

Mode d'emploi : Solution concentrée. Injection en eau froide ou chaude, aux dilutions de 0,08 à 0,3% (soit 0,8 à 3 ml par litre d'eau) selon le type de machine. ANIOS RL est recommandé lors d'un rinçage avec une eau de qualité osmosée ou déminéralisée.

Anios «Anios DLH» *** ® Détergent de l'instrumentation

Référence	Conditionnement
DLH5L	2 Bidons de 5 Litres

Descriptif :

Indications : Nettoyage du matériel chirurgical et médical, et des dispositifs médicaux en machine à laver automatique.

Composition : Hydroxyde de sodium et dérivés carboxyliques à effets dispersant et séquestrant.

Mode d'emploi : Solution concentrée pour usage professionnel. Utilisation aux dilutions comprises entre 0,3 % et 0,5 % en eau froide ou chaude. Température optimale d'utilisation : entre +55°C et +70°C

Anios «Anios RN» *** ® Rinçant, neutralisant de l'instrumentation

Référence	Conditionnement
RN5L	2 Bidons de 5 Litres

Descriptif :

Indications : Neutralisation des résidus alcalins provenant des agents détergents et de l'eau lors du cycle de lavage en machine automatique des instruments médico-chirurgicaux et dispositifs médicaux. ANIOS RN est traçable par conductimétrie.

Composition : Formulé à base d'acide phosphorique.

Mode d'emploi : Solution concentrée pour usage professionnel. ANIOS RN est utilisé à une dilution comprise entre 0,1% et 0,5% (soit 1 à 5 ml par litre d'eau) selon le type de machine et d'utilisation. Un rinçage complémentaire à l'eau ou avec un produit de pH neutre doit être réalisé en fin de cycle

Idos ® DSP Dégraissant et désinfectant

Référence	Conditionnement
FM BB21	Spray de 750 mL
FM BB22	Bidon de 5 Litres

Descriptif :

Indications : Nettoyage et désinfection de toutes les surfaces lavables en milieu alimentaire et hospitalier.

Propriétés microbiologiques : EN 1276 (1,5%) - EN 1650 (1%) - EN 14476 (6%) - EN 13697 (BB21). Actif sur les virus Polio virus, Herpès, Rotavirus et influenza A (H1N1)

GAMME ENVIRONNEMENT



Anios ® «Deterg'Anios» *

Référence	Condit. / Contenance
FM_365129	500 sachets de 20 mL
FM_365092	Flacon doseur de 1 Litre
FM_365036	4 Bidons de 5 Litres

Descriptif :

Indications : Nettoyage des sols, surfaces et matériels en milieu hospitalier. Nettoyant avec effet mouillant, dispersant et solubilisant des souillures organiques et minérales.

Composition : Détergents non ioniques et anioniques, agent séquestrant, agents bactériostatiques, colorant et parfum hespéridé.

Mode d'emploi : Diluer 20 ml de Deterg'Anios dans 8 litres d'eau (dilution à 0,25%).

Lagor ® Détergent dégraissant multi-surfaces

Référence	Condit. / Contenance
FMDB20	Bidon de 5 Litres

Descriptif :

Indications : Sèche très rapidement sans laisser de traces et sans rinçage.

Dilution maximale 1%.

Conformité contact alimentaire. Parfum Citron.

Anios® «Aniosurf Premium» (1) ** et «Aniosurf Fraîcheur» (2) **



Réf. Premium	Réf. Fraîcheur	Conditionnement
Aniosurf_01	FM_1134092	1 Litre + doseur
Aniosurf_02	FM_1134036	4 Bidons de 5 Litres + pompe
Aniosurf_03	FM_1134129	500 sachets de 20 mL

Descriptif :

Indications : Nettoyage et désinfection des sols, murs et matériels (y compris le matériel médical).

(1) Composition : Chlorure de didécyldiméthylammonium (N° CAS 7173-51-5 : 82 mg/g), digluconate de chlorhexidine (N° CAS 18472-51-0 : 5 mg/g), chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (N° CAS 27083-27-8 : 0,24 mg/g), excipients.

(2) Composition : Chlorure de didécyldiméthylammonium (N° CAS 7173-51-5 : 65 mg/g), chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (N° CAS 27083-27-8 : 12 mg/g), excipients.

(1) Propriétés microbiologiques : Bactéricide (EN 1040, EN 1276, EN 13727). Levuricide (EN 1275, EN 1650). Actif sur HIV-1, PRV (virus modèle HBV), BVDV (virus modèle HCV), Herpesvirus et Influenza virus A [H1N1] selon EN 14476.

(2) Propriétés microbiologiques : Bactéricide (EN 1040, EN 1276). Levuricide (EN 1275, EN 1650). Actif sur BVDV (virus modèle HCV) sur HIV-1 et PRV (virus modèle HBV). Actif sur Influenza A [H1N1] selon EN 14476.

Mode d'emploi : S'utilise à la dilution de 0,25 % (2,5 ml/l)*, en respectant le temps de contact indiqué pour l'activité antimicrobienne recherchée. Le rinçage est inutile, sauf si la surface est susceptible d'être en contact prolongé avec la peau.

Anios® «Surfanios Premium» (1) ** et «Surfanios Citron» (2) **



Réf. Premium	Réf. Citron	Conditionnement
FM1917092	FM347092	1 Litre + doseur
FM_1917036	SURFCITR5L	Bidon de 5 Litres + pompe
FM1917129	FM347129	500 sachets de 20 mL

Descriptif :

Indications : Nettoyage et désinfection des sols, murs et matériel médical.

Composition : N-(3-aminopropyl)-N-dodécylpropane-1,3-diamine (N°CAS 2372-82-9 : 51mg/g), chlorure de didécyldiméthylammonium (N°CAS 7173-51-5 : 25mg/g), Excipients

(1) : Propriétés microbiologiques : Bactéricide (EN 1040, EN 13727, EN 1276, BMR (EN 1276)). Tuberculocide (EN 14563). Levuricide (EN 1275, EN 1650). Fongicide (EN 1275, EN 1650). Actif sur PRV (virus modèle HBV) et sur BVDV (virus modèle HCV), HIV-1 et Herpès virus et sur Vaccinia virus.

(2) : Propriétés microbiologiques : Bactéricide (EN 1040, EN 1276, EN 13727). Tuberculocide (EN 14348). Levuricide (EN 1275, EN 1650, EN 13624). Fongicide (EN 1275, EN 13624). Actif sur HIV-1, BVDV (virus modèle HCV), PRV (virus modèle HBV) et sur Influenza virus A [H1N1].

Mode d'emploi : Diluer 20 ml de Surfanios dans 8 litres d'eau (Dilution à 0,25%). Après avoir effectué un balaieage humide dans la pièce, procéder au nettoyage du fond de la pièce vers la sortie. Ne pas rincer les surfaces.

Détergent Désinfectant Surodorant *



Référence	Conditionnement
FM DB34	Flacon doseur 1 Litre
FM DB44	Bidon de 5 Litres
FM DB54	Dose de 20 mL

Indications : PH neutre pour l'entretien des sols protégés. Nettoie et odorise pour de longues heures. S'utilise en auto laveuse et/ou lavage à plat. Norme : EN 1040 (0.25% en dose / 0.5% pour 1 et 5 litres).

* Existe en différents parfums : Ambiance, Pamplemousse, Floral, Citron vert, Lavande.

Anios® Nettoyant Sols *



Référence	Conditionnement
SOLANIOS	1 Litre + doseur

Descriptif :

Indications : Destiné au nettoyage quotidien des sols et surfaces.

Composition : 5 - 15% : agent de surface non ionique; < 5% : savon, parfum, Limonene, Methylisothiazolinone, Citral. Contient aussi : Eau, séquestrant, acide lactique, correcteur d'acidité. 98% du total des ingrédients sont d'origine naturelle.

Mode d'emploi : Solution concentrée pour usage professionnel. S'utilise à la dilution de 0.25% (une dose de 20 ml pour un seau de 8L d'eau, appliquer la solution sur la surface à nettoyer à l'aide d'une frange ou utiliser en auto-laveuse puis laisser sécher.

Pour réduire l'impact environnemental, respectez les doses recommandées d'utilisation.

Anios® Nettoyant Vitres *



Référence	Conditionnement
VITRANIOS	Spray de 750 mL

Descriptif :

Indications : Nettoie et fait briller toutes les surfaces vitrées, vitres, miroirs, vitrines... Conforme aux produits de nettoyage du matériel pouvant entrer en contact avec les denrées alimentaires (Arrêté du 08 septembre 1999).

Composition : Déclaration selon le Règlement (CE) n°648/2004 : Contient entre autres composants : Moins de 5% : agents de surface non ioniques. Contient également : Parfum.

Mode d'emploi : Solution prête à l'emploi. Pulvériser uniformément sur les surfaces à traiter. Essuyer à l'aide d'une microfibre, d'une chiffonnette à usage unique ou d'une raclette. Rincer à l'eau potable lorsque la surface entre en contact avec les denrées alimentaires non emballées.



Anios® «Surfa'safe» Désinfectant surfaces **

Référence	Conditionnement
SURFASAFE_01	Flacon de 750 mL + pulvérisateur mousse
SURFASAFE_02	12 flacons de 200 mL (spray) + présentoir
SURFASAFE_03	Flacon de 750 mL + pulvérisateur spray
SURFASAFE_04 *	Flacon de 750 mL + pulvérisateur spray

Descriptif :

Indications : Nettoyage et désinfection des surfaces..

Composition : Désinfectants (Chlorure de didécyldiméthylammonium – N° CAS 7173-51-5 -1.4 mg/g, Chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide – N° CAS 27083-27-8 - 0.96 mg/g).

Propriétés microbiologiques : Bactéricide (EN 1040, EN 13727, EN 13697), active sur MRSA (EN 13697), active sur Mycobacterium tuberculosis (BK). Levuricide et fongicide (EN 1275, EN 13624, EN 13697). Active sur HIV-1, BVDV (virus modèle HCV), PRV (virus modèle HBV), Vaccinia virus, Rotavirus, Herpèsvirus, VRS. Active sur Influenza virus A [H1N1].

Mode d'emploi : S'utilise sans dilution. Appliquer la solution détergente désinfectante sur un non-tissé propre et sec. Bien répartir le produit sur la surface à traiter (+/- 6 ml/m² soit environ 10 pulvérisations). Respecter le temps de contact indiqué pour l'activité antimicrobienne recherchée. Ne pas rincer sauf en cas de contact prolongé de la surface avec la peau.

* Parfumée

Spray moussant détergent désinfectant Stericid

Référence	Conditionnement
STER 01	Flacon de 750 mL + pulvérisateur
STER 02	Bidon de 5 Litres

Descriptif :

Indications : Pour la désinfection des dispositifs médicaux non-invasifs. Compatible avec toutes les surfaces fragiles.

Composition : Chlorure de benzalkonium, Trideceth, - 7, Ethanol, Isopropanol.

Propriétés microbiologiques : Bactéricide EN1040, EN1276, EN13697, EN14561 en 5 min. Fongicide sur Aspergillus Niger EN1275, EN13697 en 5 min. Levuricide sur Candida albicans EN1275, EN1650, EN13697, EN13624 en 5 min. Virucide EN14476 sur l'Herpès Simplex Virus (HSV) en 5 min, Influenza A (H1N1) en 1 min.

Mode d'emploi : Pulvériser avec le spray S-3DM sur la surface à désinfecter à une distance d'environ 30 cm. Bien répartir le produit. Le rinçage est inutile, sauf si le dispositif médical est susceptible d'être en contact avec les muqueuses. Sèche rapidement et ne laisse aucun résidu. Laisse agir entre 1 et 5 minutes selon le type d'efficacité antimicrobienne recherchée. Tolérance cutanée testée sous contrôle dermatologique.

Anios® «Aniosept 41» ** Désinfectant Désodorisant

Référence	Conditionnement
FM1374508	Flacon de 300 mL (spray)

Descriptif :

Indications : Désinfection rapide du matériel et des surfaces dans les services à hauts risques, services de soins... Désinfection des équipements et matériels : mobilier, literie, fauteuil... Adapté à la salle d'attente.

Composition : Ethanol (N° CAS 64-17-5 – 327.39 mg/g), N-(3-aminopropyl)-N-dodécylpropane-1,3-diamine (N° CAS 2372-82-9 - 0.33 mg/g), chlorure de didécyldiméthylammonium (N° CAS: 7173-51-5 - 1.09 mg/g), chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (N° CAS 27083-27-8 - 0,96 mg/g), excipients.

Propriétés microbiologiques : Bactéricide (EN1040, EN1276, EN 13727), levuricide (EN1275, EN1650), active sur HIV-1, HBV, Rotavirus.

Mode d'emploi : Aérosol prêt à l'emploi. Pulvériser uniformément à environ 30 cm des surfaces préalablement nettoyées afin d'obtenir un film antimicrobien homogène (consommation moyenne : 30 à 40 ml/m²). Respecter un temps de contact de 5 minutes. Répéter l'application chaque fois que nécessaire ou se référer aux protocoles existants.

Sensual spray parfumant® Désodorisant

Référence	Parfum	Conditionnement
FM_PARF2	Citron	Flacon de 250 mL (spray)
FM_PARF4	Fleur de bosquet	
FM_PARF5	Fleur de coton	
FM_PARF6	Fresh garden	
FM_PARF8	Jasmin	
FM_PARF10	Pamplemousse rose	

Descriptif :

Indications : solution parfumante destinée à lutter efficacement et durablement contre les mauvaises odeurs, grâce à sa formulation concentrée et rémanente, à pulvériser dans l'air ambiant ou directement sur les supports, il laisse une senteur fraîche, dans les locaux où il est utilisé.

Nature chimique : Composition parfumante, Ethanol, Tensio actifs non ioniques

Caractéristiques physico-chimiques : liquide, incolore, différents parfums, exempt de CMR (non Cancérigène, non Mutagènes, non Reprotoxiques).

Mode d'emploi : Quelques pulvérisations suffisent pour parfumer pendant 24 heures (local fermé), en fonction du volume de la pièce et de la rémanence souhaitée.

Anios® «Linget'Anios» ** & ***

Référence	Conditionnement
ANIOSLING_01	Boîte de 120 lingettes grand modèle (120 mm x 100mm)
ANIOSLING_02	Boîte de 120 lingettes petit modèle (65 mm x 100 mm)
ANIOSLING_03	Recharge sachet de 120 lingettes grand modèle

Descriptif :

Indications : Les LINGET'ANIOS sont imprégnées d'une solution nettoyante et désinfectante, pour le traitement des surfaces et des dispositifs médicaux entre deux patients, ainsi que pour le nettoyage et la désinfection de la peau saine en l'absence de point d'eau.

Composition : La solution d'imprégnation est composée d'éthanol, digluconate de chlorhexidine, N-(3-aminopropyl)-N-dodécylpropane-1,3-diamine, parfum de synthèse, excipients.

Propriétés microbiologiques : La solution d'imprégnation des LINGET'ANIOS est bactéricide (EN 1040, EN 1276), levuricide (EN 1275, EN 1650), active sur HIV-1 et Herpès virus et sur HBV.

Mode d'emploi : Appliquer la LINGET'ANIOS sur la surface à traiter. Laisser sécher. Ne pas rincer.

Anios® Lingettes «Wip'Anios» ***

Référence	Dimensions	Conditionnement
WIPANIOS	200 x 200 mm	Sachet de 50 lingettes

Descriptif :

Indications : Nettoyage et désinfection des dispositifs médicaux non immergeables (sondes échographiques, câbles et connectiques, sondes de rééducation, capteurs de pression, testeurs de glycémie, thermomètres...). Essuyage des gaines d'endoscopes lors du traitement préliminaire avant immersion pour nettoyage et désinfection. Nettoyage et désinfection des incubateurs. Structures externes des équipements (respirateurs, générateurs d'hémodialyse...)

Composition : La solution d'imprégnation contient : Chlorure de didécyltriméthylammonium, chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide, isopropanol, tensio-actif non ionique, excipients.

Propriétés microbiologiques : La solution d'imprégnation est : Bactéricide (EN 1040, EN 1276, NF T 72-190), Active sur Mycobacterium tuberculosis (B.K.) Fongicide (EN 1275, EN 1650) Active sur HIV-1, BVDV (virus modèle HCV), Rotavirus, Herpesvirus.

Mode d'emploi : Appliquer la lingette sur les surfaces et objets à traiter. En cas de souillure importante, utiliser une seconde lingette. Laisser agir 5 à 15 minutes en fonction de l'efficacité antimicrobienne recherchée. Le rinçage est inutile sauf en cas de contact avec les muqueuses. Bien refermer l'emballage après chaque ouverture. Ne remplace pas une étape de nettoyage-désinfection par immersion, si celle-ci est possible.

Anios® Lingettes «Wip'Anios Premium» ***

Référence	Dimensions	Conditionnement
WIPANIOS50	180 x 200 mm	Sachet de 50 lingettes
WIPANIOS100		Sachet de 100 lingettes

Descriptif :

Indications : Les WIP'ANIOS PREMIUM sont imprégnées d'une solution détergente et désinfectante, sur le traitement des dispositifs médicaux.

Composition : La solution d'imprégnation est composée de chlorure de didécyltriméthylammonium, chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide, tensio-actifs cationique et amphotère, agent séquestrant, excipients.

Propriétés microbiologiques : La solution d'imprégnation est : Bactéricide (EN1040, EN 13727, EN 13697), Active sur Mycobacterium tuberculosis (B.K.), Levuricide (EN1275, EN 13624, EN13697), Fongicide (EN 1275, EN 13624, EN 13697). Active sur HIV-1, BVDV (virus modèle HCV), PRV (virus modèle HBV), Vaccinia virus, Rotavirus, Herpesvirus, VRS.

Mode d'emploi : Prendre une lingette et bien refermer le dévidoir. Appliquer la lingette sur la zone à traiter. Utiliser une seconde lingette si nécessaire. Respecter le temps de contact selon l'activité recherchée. Laisser sécher. Le rinçage est inutile sauf en cas de contact prolongé avec la peau ou les muqueuses. Bien refermer l'emballage après chaque ouverture. Ne remplace pas une étape de nettoyage - désinfection par immersion si celle-ci est possible.

Lingettes Stericid nettoyantes désinfectantes

Référence	Conditionnement
STERIWIPES	Boîte de 120 lingettes

Composition : Chlorure de benzalkonium, Trideceth -7, Ethanol, Isopropanol.

Propriétés microbiologiques : Bactéricide EN1040, EN1276, EN13697, EN14561 en 5 min. Fongicide sur Aspergillus Niger EN1275, EN13697 en 5 min. Levuricide sur Candida albicans EN1275, EN1650, EN13697, EN13624 en 5 min. Virucide EN14476 sur l'Herpès Simplex Virus (HSV) en 5 min., Influenza A (H1N1) en 1 min.

Mode d'emploi : Produit prêt à l'emploi à usage unique. Soulever le couvercle et retirer l'opercule d'étanchéité. Insérer ensuite la lingette centrale à l'intérieur du capot. Le rinçage est inutile, sauf si le dispositif médical est susceptible d'être en contact avec les muqueuses. Bien refermer le couvercle après utilisation. Temps de contact : 5 minutes (1 minute pour le virus Influenza H1N1).

Lingettes Stericid nettoyantes désinfectantes

Référence	Conditionnement
STER 03	Sachet de 100 lingettes

Composition : Chlorure de benzalkonium, Trideceth -7, Éthanol, Isopropanol.

Propriétés microbiologiques : Bactéricide EN1040, EN1276, EN13697, EN14561 en 5 min. Fongicide sur Aspergillus Niger EN1275, EN13697 en 5 min. Levuricide sur Candida albicans EN1275, EN1650, EN13697, EN13624 en 5 min. Virucide EN14476 sur l'Herpès Simplex Virus (HSV) en 5 min., Influenza A (H1N1) en 1 min.

Mode d'emploi : Soulever le dévidoir et retirer la petite étiquette placée sur l'orifice, tirer ensuite sur la première lingette. Bien refermer le dévidoir après chaque utilisation, prêt à l'emploi à usage unique. Le rinçage est inutile, sauf si le dispositif médical est susceptible d'être en contact avec les muqueuses. Temps de contact : 5 minutes (1 minute pour le virus Influenza H1N1).





Anios® «SPS 60» Désinfectant détartrant surfaces **

Référence	Conditionnement
SPS_60	Flacon de 750 mL + pulvérisateur

Descriptif :

Indications : Nettoyage, détartrage et désinfection des sanitaires, des surfaces émaillées, inox ou plastiques.

Composition : Chlorure de didécylméthylammonium – N° CAS 7173-51-5 (1 mg/g), tensioactifs non ionique et cationique, acide organique, éthanol, colorant.

Propriétés microbiologiques : Bactéricide (EN 1040, EN 1276, EN 13727, EN 13697). Levuricide (EN 1275, EN 13624, EN 1650, EN 13697). Fongicide (EN 13697). Actif sur Rotavirus, BVDV (virus modèle HCV) et PRV (virus modèle HBV).

Mode d'emploi : Temps de contact minimum : 5 à 15 minutes. Frotter si nécessaire et rincer.

Lagor® Gel WC détartrant désinfectant

Référence	Contenance	Conditionnement
FM_NET3005	750 mL	À l'unité

Blocs cuvette WC

Référence	Conditionnement
FM_NET3122	Carton de 4

Cruchons de javel

Référence	Contenance	Conditionnement
CRUJAVEL250	250 mL	Boîte de 24

Descriptif :

Indications : Cruchons de 250 ml de javel concentré 9,6% par unité.

Dilution : 250 ml de concentré de javel à 9,6% dans 750 ml d'eau froide

Une fois diluée, l'eau de javel s'utilise pour désinfecter, désodoriser, détacher et blanchir.

Propriétés microbiologiques : Bactéricide (EN 1040, EN 1276, EN 13697), Fongicide (EN 1275, EN 1650, EN 13697), Sporicide (EN 13704), Virucide (NFT 72-180)

Caractéristiques techniques : Aspect : liquide transparent, légèrement jaunâtre. Odeur : chlorée. Composition : entre 5 et 15% agents de blanchiment chlorés, désinfectant. Substance active biocide : hypochlorite de sodium 114g/L. Conserver à une température de 15°C, à l'abri de la lumière pour une bonne conservation du produit.

Eau de Javel 2,6%

Référence	Capacité	Conditionnement
FM604005	2 Litres	Carton de 6

Descriptif :

Indications : L'eau de javel s'utilise dans la maison pour désinfecter, désodoriser, détacher et blanchir. Vous pouvez l'utiliser aussi bien pour le linge que pour la maison.

Propriétés microbiologiques : Bactéricide (EN 1040, EN 1276, EN 13697), Fongicide (EN 1275, EN 1650, EN 13697), Sporicide (EN 13704), Virucide (NFT 72-180)

Caractéristiques techniques : Aspect : liquide transparent légèrement jaunâtre. Odeur : Chlorée. Composition : < 5% agents de blanchiment chlorés, désinfectant. Substance active biocide : hypochlorite de sodium 28g/L. Conserver à une température de 15°C, à l'abri de la lumière pour une bonne conservation du produit.

Pastilles javel

Référence	Poids boîte	Conditionnement
FMCHLOR150	500 gr	Boîte de 150

Descriptif :

Indications : Désinfectant universel chlore pour les sols, les surfaces, le linge, la vaisselle, les sanitaires.

Caractéristiques techniques : Aspect : comprimé blanc de 3,35g. Odeur : chlorée. Composition : dichloroisocyanurate de sodium (80%), agents effervescents > 30%, agents de blanchiment chlorés.

Liquide vaisselle

Référence	Type	Capacité	Condit.
FM457590	concentré citron	1 Litre	À l'unité
FM457400	bactéricide	5 Litres	

Aérosol nettoyant dépolissant silicé

Référence	Désignation	Conditionnement
DEPPLUS	1 aérosol 500 mL	À l'unité

Descriptif :

Nettoie, dépolisse et fait briller toutes les surfaces.

GAMME HYGIÈNE

Anios® Savon Doux Haute Fréquence *

Référence	Conditionnement
SAVANIOS_01	Flacon de 500 mL + pompe
SAVANIOS_02	Flacon de 1 Litre + pompe
SAVANIOS_03	Flacon de 1 Litre Airless
SAVANIOS_04	3 Flacons de 1 Litre + 2 pompes
SAVANIOS_05	Bidon de 5 Litres
DISTRANIOS_01	Support Airless avec commande au coude en PVC
DISTRANIOS_02	Support Airless avec commande au coude en INOX

Indications : Lavage simple des mains et toilette générale en milieu hospitalier.

Composition : Aqua (Water), Disodium Lauroamphodiacetate, Sodium Lauryl Sulfate, Hexylene Glycol, Glycerin, Linoleamide DEA, Disodium Ricinoleamide MEA-Sulfosuccinate, Citric Acid, Methylchloro- sothiazolinone (and) Methylisothiazolinone, Parfum (Fragrance).

Propriétés microbiologiques : Formulation à pH neutre et enrichie en glycérine, permettant un lavage fréquent avec maintien de l'hydratation de l'épiderme.

Mode d'emploi : Savonner : 30 secondes. Rincer. Sécher soigneusement.

Anios® «Aniosafe Manuclear HF»^{*(1)} et «Aniosafe Manuclear NPC HF»^{*(2)}

Réf. HF	Réf. NPC HF	Conditionnement
FM1919228	FM1921228	Flacon de 500 mL + pompe
FM1919229	FM1921229	Flacon de 1 Litre + pompe
FM1919144	FM1921144	Flacon de 1 Litre Airless
FM1919034	-	Bidon de 5 Litres

Indications : Lavage simple des mains et toilettes générale. Nettoie et désinfecte.

(1) : Composition : Aqua (Water), Cocamidopropyl Betaine, Glycerin, Sodium C14-17 Alkyl Sec Sulfonate, PEG-200 Hydrogenated Glyceryl Palmate (and) PEG-7 Glyceryl Cocoate, Benzyl Alcohol, Sodium Benzoate, Sodium Chloride, Lactic acid, Parfum (Fragrance), CI 14720. HF = Haute Fréquence

(2) : Composition : Aqua (Water), Cocamidopropyl Betaine, Glycerin, Sodium C14-17 Alkyl Sec Sulfonate, PEG-200 Hydrogenated Glyceryl Palmate (and) PEG-7 Glyceryl Cocoate, Benzyl Alcohol, Sodium Benzoate, Sodium Chloride, Lactic acid. NPC = Non Parfumé, Non Coloré

Propriétés microbiologiques : Résistance à la bio-contamination, *Pseudomonas aeruginosa* : CIP 82 118, *Staphylococcus aureus* : CIP 4 83, *Candida albicans* : CIP 48 72, *Aspergillus niger* : ATCC 16404

Mode d'emploi : Se mouiller les mains. Déposer une dose dans le creux de la main. Savonner soigneusement pendant au moins 30 secondes. Rincer abondamment à l'eau de réseau. Sécher par tamponnement à l'aide d'Essuie-mains à usage unique.

Anios® «Dermanios Scrub CG» **

Référence	Conditionnement
DERMANIOS500	Flacon de 500 mL + pompe
DERMANIOS1L	Flacon de 1 Litre + pompe
FM2082144	Flacon de 1 Litre Airless
FM_2082034	Bidon de 5 Litres

Indications : Savon antiseptique pour le traitement hygiénique et la désinfection chirurgicale par lavage des mains et avant-bras. Sa formule maintient l'hydratation de la peau et évite l'élimination des acides gras constitutifs.

Composition : Digluconate de chlorhexidine (N°CAS 18472-51-0 : 16mg/g), excipients

Propriétés microbiologiques : Bactéricide : EN 1040, EN 13727, EN 1499 (Lavage hygiénique des mains) Activité levuricide : EN 1275, EN 1650 Actif sur : Herpès virus, BVDV (virus modèle HCV), VRS.

Mode d'emploi : Se mouiller les mains. Déposer une dose de Dermanios Scrub dans le creux de la main. Savonner mains et poignets durant 30 secondes. Rincer abondamment mains et poignets. Sécher par tamponnement à l'aide d'Essuie-mains stériles.

Anios® Crème protectrice

Référence	Conditionnement
CREMEANIOS_50ML	25 tubes de 50 mL
CREMEANIOS_100ML	50 tubes de 100 mL
CREMEANIOS_500ML	Flacon de 500 mL + pompe vissée

Indications : Crème protectrice pour les mains. La glycérine et le beurre de karité présents dans la crème protectrice apportent les éléments essentiels pour protéger les mains irritées par les agressions quotidiennes (détergents, dissolvants, etc...). Formule concentrée non grasse pénètre et agit rapidement.

Composition : Aqua (Water), Glycerin, Cetearyl Alcohol, Sodium Cetearyl Sulfate, Cyclopentasiloxane, Butyrospermum Parkii (Shea Butter), Cyclohexasiloxane, Triethanolamine, Sodium Benzoate, Stearic Acid, Levulinic Acid, Parfum (Fragrance), p-Anisic Acid, Sodium Levulinate, o-Cymen-5-ol, Hexyl Cinnamal, Cyclohexasiloxane, Benzyl Benzoate, Benzyl Salicylate, Linalool, Citronellol, Hydroxycitronellal, Butylphenyl Methylpropional, Hydroxyisohexyl 3-Cyclohexene Carboxaldehyde.

Mode d'emploi : Déposer 1 ml sur la peau propre et sèche. Masser les mains sans oublier le dessous et le tour des ongles. Laisser sécher. Produit d'usage externe.





Anios® «Aniosgel 85 NPC» **

Réf. Aniosgel 85	Conditionnement
ANGEL_01	20 Flacons de 75 mL
ANGEL_02	Flacon de 100 mL
ANGEL_03	Flacon de 300 mL + pompe
ANGEL_04	Flacon de 500 mL + pompe
ANGEL_05	Flacon de 1 Litre + pompe
ANGEL_06	Flacon de 1 Litre Airless

Descriptif :

Indications : Produit hydroalcoolique pour le traitement hygiénique et la désinfection chirurgicale des mains par friction. NPC = Non parfumé, non coloré.

Composition : Éthanol (700 mg/g soit 755 ml/l - N° CAS 64-17-5) en présence d'agents épaississant, hydratant et émoullent, et d'eau. Sans parfum ni colorant.

Propriétés microbiologiques : Bactéricide : EN 1040, pr EN 12054, EN 1500, EN 12791. Tuberculocide : EN 14348. Levuricide : EN 1275, EN 1650. Virucide : EN 14476+A1. Actif sur HIV-1, PRV (virus modèle HBV), BVDV (virus modèle HCV), Rotavirus, Herpès virus, Coronavirus, Norovirus, Influenza virus A souche porcine [H1N1].

Mode d'emploi : Traitement hygiénique: 3 ml pour un temps de friction de 30 secondes. Désinfection chirurgicale: 2 x 4,5 ml pour un temps de friction total de 3 minutes. Bien répartir le produit jusqu'à séchage complet. Ne pas rincer. Pour l'application au bloc opératoire et la fréquence d'utilisation, se reporter au plan d'hygiène en place.

Anios® «Manugel 85» **



Réf. Manugel 85	Conditionnement
MANUGEL_01	20 Flacons de 75 mL
MANUGEL_02	Flacon de 100 mL
MANUGEL_03	Flacon de 300 mL + pompe
MANUGEL_04	Flacon de 500 mL + pompe
MANUGEL_05	Flacon de 1 Litre + pompe
MANUGEL_06	Flacon de 1 Litre Airless

Descriptif :

Indications : Produit hydroalcoolique pour le traitement hygiénique et la désinfection chirurgicale des mains par friction.

Composition : Éthanol (750.7 mg/g soit +/- 800 ml/l - N° CAS 64-17-5), 2-phenoxyéthanol (0,6 mg/g soit +/- 0,5 ml/l - N° CAS 122-99-6), excipients.

Propriétés microbiologiques : Bactéricide : EN 1040, pr EN 12054, EN 1500, EN 12791. Actif sur M. terrae. Actif sur HIV-1, PRV (virus modèle HBV), BVDV (virus modèle HCV), Herpès virus, Rotavirus, Coronavirus, Adenovirus, Influenza virus A souche porcine [H1N1], Poliovirus (NF T 72-180).

Mode d'emploi : Traitement hygiénique: 3 ml pour un temps de friction de 30 secondes. Désinfection chirurgicale: 2 x 4,5 ml pour un temps de friction total de 3 minutes. Bien répartir le produit jusqu'à séchage complet. Ne pas rincer. Pour l'application au bloc opératoire et la fréquence d'utilisation, se reporter au plan d'hygiène en place.

Anios® «Aniosave» Lavabo



Référence	Conditionnement
ANIOSAVE	À l'unité

Descriptif :

Le lavabo Aniosave est un concept de lavabo monobloc complet livré avec:

- Un double système de filtration
- Un système de distribution automatique de l'eau alimenté par une pile lithium 6volts
- Un distributeur de savon 1L airless
- Mitigeur prémix permettant une régulation de la température de l'eau

DISTRIBUTEURS



Support Airless en inox avec commande au coude

Référence	Désignation	Conditionnement
DistrAnios_02	Pour flacon 1L Airless	À l'unité

Distributeur ABS avec détection électronique et fermeture à clé

Référence	Désignation	Conditionnement
DistrAnios_04_No_touch	Pour flacon 1L Airless	À l'unité

Distributeur ABS avec fermeture à clé et bouton poussoir

Référence	Désignation	Conditionnement
DistrAnios_03	Pour flacon 1L Airless	À l'unité

* «Dangereux - respectez les précautions d'emploi.»

** «Dangereux - respectez les précautions d'emploi. Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.»

*** «Ces produits sont des dispositifs médicaux, consultez les étiquettes de chaque dispositif pour plus d'information. Dangereux - respectez les précautions d'emploi.»

ESSUYAGE

Essuie-mains à dévidage central



Référence	Type	Conditionnement
ESM_DEVCENTREMINI ⁽¹⁾	Essuie-mains	12 rouleaux de 150 formats
DEV_CENTR_MINI ⁽²⁾	Distributeur Mini	À l'unité
ESM_DEVCENTREMAX ⁽³⁾	Essuie-mains	6 rouleaux de 450 formats
DEV_CENTR_MAXI ⁽⁴⁾	Distributeur Maxi	À l'unité

Descriptif :

Essuie-mains papier blanc lisse recyclé double épaisseur 38 gr/m² :

- ⁽¹⁾ : Taille : 20 cm x 30 cm, Longueur rouleau : 45 m
- ⁽³⁾ : Taille : 20 cm x 35 cm, Longueur rouleau : 157,5 m

Distributeur à dévidoir Central :

- ⁽²⁾ : Taille : 275 mm x 145 mm x 135 mm
- ⁽⁴⁾ : Taille : 340 mm x 260 mm x 260 mm

Les distributeurs sont offerts pour l'achat de 3 lots d'essuie-mains.

Essuie-mains pliage «V»



Référence	Type	Conditionnement
FM863024	Paquet	20 paquets de 180 formats
ESM_VDIST ⁽²⁾	Petit Distributeur	À l'unité
DISTRESMV ⁽³⁾	Grand Distributeur	À l'unité

Descriptif :

- ⁽¹⁾ : Taille par feuille : 25 cm x 23 cm, 180 feuilles par sachet
- ⁽²⁾ : Taille distributeur : 24,2 cm x 30,5 cm x 17 cm, Peut contenir 2 sachets
> distributeur offert pour l'achat de 3 cartons d'essuie-mains ref : FM863024
- ⁽³⁾ : Taille distributeur : 39 cm x 30 cm x 13,4 cm, Peut contenir 3 sachets
> distributeur offert pour l'achat de 3 cartons d'essuie-mains ref : FM863024

Papier hygiénique JUMBO



Référence	Type	Conditionnement
PAPIERT_JUMBO ⁽¹⁾	Rouleau	6 rouleaux de 1027 formats
DEV_PT_JUMBO ⁽²⁾	Distributeur Maxi	À l'unité

Descriptif :

- ⁽¹⁾ Papier hygiénique recyclé blanc lisse 35 gr/m² :
- Taille d'un format : 9,1 cm x 37 cm
- Nombre de formats : 1027, Taille rouleau : 380 m et Ø 26.5 cm
- ⁽²⁾ Distributeur pour papier hygiénique «Jumbo» en plastique ABS :
- Bords ciselés pour une découpe facile du papier
- Taille distributeur : 37,8 cm x 35,8 cm x 14,2 cm (Ø^{max} rouleau: 300 mm)
> distributeur offert pour l'achat de 3 lots de papier hygiénique ref : PAPIERT JUMBO

Papier hygiénique standard



Référence	Conditionnement
PAPIERT	6 rouleaux de 200 formats
PAPIERT96	96 rouleaux de 200 formats

Descriptif :

Papier recyclé blanc, double épaisseur (35 gr/m²), 200 formats de 9,9 cm x 11,6 cm, Longueur du rouleau 23,2 m, Diamètre du mandrin : 4,5cm, Diamètre du rouleau : 9,8 cm

Papier hygiénique feuille à feuille, 2 plis



Référence	Conditionnement
PAPIERT_PLIE	Carton de 40 paquets de 250 formats

Mouchoirs blanc, 2 plis

Référence	Conditionnement
FMGS08	Boîte de 100 mouchoirs



Tampon éponge

Référence	Dimensions	Conditionnement
FM900610	110 x 70 x 24 mm	Sachet de 10

Lavette non tissée

Référence	Dimensions	Conditionnement
FM503223	38 x 40 cm	Sachet de 10

Descriptif :

Existe en jaune, bleu, rose, vert

Lavette Micro-fibre light

Référence	Dimensions	Conditionnement
FM506129	32 x 36 cm	Sachet de 5

Descriptif :

Existe en jaune, bleu, rouge, vert

Serpillère Micro-fibre bleue

Référence	Dimensions	Conditionnement
FMLAV1202	50 x 70 cm	Lot de 5

Frange Micro-fibre fixation avec poche et/ou languette

Référence	Dimensions	Conditionnement
FM_FRANGMF40CM	40 cm	À l'unité
FM_FRANGMF50CM	50 cm	

STÉRILISATION



Sachet pour stérilisation

Référence	Dimensions	Conditionnement
S_F5_520	230 x 90 mm	Sachet de 200
S_F5_525	250 x 140 mm	
S_F5_530	330 x 140 mm	
S_F5_545	330 x 190 mm	
S_F5_555	370 x 300 mm	

Boîte inox de stérilisation

Référence	Dimensions	Capacité	Condit.
FMC811884	18 x 8 x 4 cm	500 mL	À l'unité
FMC812013	20 x 10 x 3 cm		
FMC812015	20 x 10 x 5 cm	900 mL	
FMC812533	25 x 12 x 3 cm		
FMC813036	30 x 12 x 6 cm	2160 mL	

Anios® «Instrubacs»

Référence	Volume utile	Désignation	Condit.
FM_404002NM ⁽¹⁾	5 Litres	Autoclavable	À l'unité
FM_404023 ⁽²⁾	10 Litres	Non Autoclavable	
FM_404412 ⁽²⁾	20 Litres	Non Autoclavable	

Descriptif :

(1) : - Bac de trempage avec panier et couvercle polypropylène

- Bac autoclavables à 134°C - 18 minutes

(2) : - Bac de trempage pour le ramassage de l'instrumentation souillée

- Vendu avec panier et couvercle

- Avec robinet

ÉLIMINATION DES DECHETS



Sacs poubelle

Référence	Taille	Epaisseur	Capacité	Condit.
FM600086	650 x 500 mm	20μ	30 Litres	carton de 500
FM600186	750 x 680 mm	25μ	50 Litres	
FM641686	870 x 820 mm	45μ	100 Litres	carton de 200
FM_SAC110	700 x 1075 mm	45μ	110 Litres	



Sacs à déchets DASRI

Référence	Capacité	Conditionnement
FMSACDASRI30	30 Litres	carton de 500
FMSACDASRI50	50 Litres	

Collecteurs d'aiguilles BioCompact

Référence	Dimensions	Capacité	Condit.
CA_06	75 x 75 x 122 mm	0,464 Litres	À l'unité
CA_1.8L	130 x 130 x 110 mm	1,44 Litres	
CA_3L	130 x 130 x 180 mm	2,4 Litres	



Mini-Collecteurs d'aiguilles

Référence	Dimensions	Capacité	Condit.
FM1616010	195 x 97.5 x 56 mm	0,450 Litres	À l'unité
POCK04	123 x 62 x 165 mm	0,36 Litres	



Collecteurs d'aiguilles PBS

Référence	Désignation	Dimensions	Capacité	Condit.
PBS06	PBS 0,6 L	Ø 10 x 14,5 cm	0,572 L	À l'unité
PBS08	PBS 0,8 L	Ø 10 x 18,4 cm	0,652 L	
PBS15	PBS 1,5 L	Ø 14 x 16,5 cm	1,2 L	
PBS2	PBS 2 L	Ø 14 x 21 cm	1,6 L	
PBS5	PBS 5 L	Ø 21,3 x 19,5 cm	3,632 L	



Collecteurs d'aiguilles CS

Référence	Dimensions	Capacité	Condit.
CS2	14,5 x 14,5 x 19,3 cm	1,96 Litres	À l'unité
CS3	16,7 x 16,7 x 22,2 cm	2,54 Litres	
CS4	21 x 21 x 20 cm	3,4 Litres	
CS5B	20,2 x 20,2 x 20 cm	4 Litres	
CS5H	16,7 x 16,7 x 37,2 cm	5 Litres	
CS6H	16,7 x 16,7 x 48,2 cm	5,2 Litres	



Supports

Référence	Désignation	Dimensions	Condit.
CS-PBS-SUPP	Support à ventouse pour CS2L, 3L, 4L, 5LB + PBS 1,5L, 2L	14,3 x 12 x 1,2 cm	À l'unité
CS3-SUPP	Support vertical 4 ventouses pour CS 2L, 3L, 4L	17,5 x 17,5 x 11 cm	
CS3-SUPPCH	Support vertical adaptable chariot CS 2L, 3L, 4L	17,5 x 20 x 10 cm	
CS5H-6H-SUPP	Support incliné 4 ventouses pour collecteur haut	20,8 x 15 x 22,7 cm	



Nos collecteurs de DASRI respectent la norme NFX 30-500 ADR

Contactez-nous au 09.51.51.95.71 si vous recherchez une solution de collecte et/ou d'élimination de vos déchets dans le respect des normes en vigueur (rapidité, traçabilité CERFA ...)



Guéridons en inox

Référence	Type	Conditionnement
GUER02	2 plateaux	À l'unité
GUER03	3 plateaux	

Descriptif :

- Guéridon en acier inoxydable avec plateaux à rebords et 2 barres de poussée
- Roues pivotantes de 60 mm
- Rebords des plateaux : 25 mm; bords arrondis;
- Dimensions : Largeurs : 60 cm - Profondeur : 40 cm - Hauteur : 87 cm
- Chariot livré monté

Tabouret à hauteur réglable



Référence	Couleur	Conditionnement
TAB_Noir	Noir	À l'unité
TAB_Blanc	Blanc	
TAB_Bleu	Bleu	
TAB_Gris	Gris argenté	

Descriptif :

- Tabouret pivotant avec hauteur réglable, 5 roulettes, simili cuir ignifugé.
- Rembourrage haute densité pour une utilisation quotidienne continue.
- Dimensions : Diamètre de l'assise : 33 cm - Diamètre de la base : 55 cm avec 5 roulettes de 5 cm de diamètre - Hauteur du sol à l'assise réglable par vérin à gaz de 50 cm à 66 cm

Tabouret avec dossier à hauteur réglable



Référence	Couleur	Conditionnement
TABDOS01_Noir	Noir	À l'unité
TABDOS01_Blanc	Blanc	
TABDOS01_Bleu	Bleu	
TABDOS01_Gris	Gris argenté	

Descriptif :

- Tabouret pivotant avec hauteur réglable avec dossier, 5 roulettes, simili cuir ignifugé. Rembourrage haute densité pour une utilisation quotidienne continue.
- Dimensions : Diamètre de l'assise : 33 cm - Diamètre de la base : 55 cm avec 5 roulettes de 5 cm de diamètre - Hauteur du sol à l'assise réglable par vérin à gaz de 57 cm à 75 cm

Tabouret ergonomique avec dossier à hauteur réglable



Référence	Couleur	Conditionnement
TABDOS02_Blanc	Blanc	À l'unité
TABDOS02_Bleu	Bleu	
TABDOS02_Gris	Gris argenté	

Descriptif :

- Tabouret pivotant avec hauteur réglable avec dossier, 5 roulettes, simili cuir ignifugé. Rembourrage haute densité pour une utilisation quotidienne continue.
- Dimensions : Diamètre de la base : 55 cm avec 5 roulettes de 5 cm de diamètre - Hauteur du sol à l'assise réglable par vérin à gaz de 50 cm à 75 cm
- Dimensions dossier : Hauteur : 35 cm depuis l'assise - Largeur : 43 cm


Lampe d'examen Luxiflex 29



Référence	Conditionnement
OL0010	À l'unité

Descriptif :

- Éclairage halogène pour examens et interventions chirurgicales mineures.
- Fonctionnement en basse tension de sécurité, avec transformateur électronique incrusté dans la boîte située dans la partie inférieure de la lampe.
- Interrupteur situé à la base du bras articulé
- 50 000 Lux à 50 cm
- Température de couleur 4000°K - Rendu des couleurs : Ra 95%
- Filtre en verre pour température de couleur
- Durée de vie 5 000 h
- Livré avec un pied à roulettes 4kg



Le site **www.fournisseur-medical.com** c'est :



- Plus de 5000 produits référencés disponibles
- Informations détaillées sur chaque produit
- Commande en ligne facile et rapide
- Possibilité de faire un devis en ligne
- Paiements adaptés et sécurisés
- Livraisons partout en France

Nous distribuons l'ensemble des marques suivantes, si un produit n'est pas présent dans notre catalogue, n'hésitez pas à nous demander un devis :

- par e-mail : contact@fournisseur-medical.com
- par téléphone : 09.51.51.95.71



www.fournisseur-medical.com
SARL FOURNISSEUR MATERIEL MEDICAL
 280, rue Berthie Albrecht
 62110 HENIN BEAUMONT
 FRANCE
 Tel : 09.51.51.95.71 / Fax : 09.56.51.95.71
contact@fournisseur-medical.com