



## GANT DE TOILETTE PRÉ SAVONNÉ 156 x 230 mm



Nom du produit	GANT DE TOILETTE <b>PRÉ SAVONNÉ</b>
Référence	<b>CA5270 - GO7000</b>
Dimensions (mm)	156*230
Domaine d'utilisation	Hôpitaux - Cliniques - EHPAD Utilisation pour la toilette corporelle (notamment gériatrique)
Composition NF EN ISO 9073-1	Une face blanche non tissé aiguilleté pré savonné - 75 g/m <sup>2</sup> Une face bleue non tissé spunlace - 42 g/m <sup>2</sup> <b>Sans Latex</b>
Recommandations	Passer sous l'eau la face blanche pré savonné et la faire mousser, savonner le patient.
Caractéristiques utiles	Gant très absorbant, doux et très résistant à l'état humide
Absorption	> 600% instantanée
Résistance à la traction NF EN ISO 29073-3	> 50 N
Savon non irritant	NF EN ISO 10993-10 et HET - CAM
Données microbiologiques (Rapport sur demande)	Évaluation de la contamination microbienne suivant la norme NF EN 11737:2006 Contrôle microbiologiques complémentaires : ASR, E. Coli, Staphylocoques.

### LOGISTIQUE

Conditionnement	10 sachets de 50 gants
Poids du produit	4 g
Poids du sachet	0,250 kg
Format Poids & Volume du carton	40*30*23 cm - 2,800 kg - 0,0276 m <sup>3</sup>
Nombre de cartons/Palette	64 cartons
Nombre de produits/Palette	32 000 gants
Stockage et conservation	Ne doit pas être exposé à l'humidité et au soleil