

Coiffe à nouer

PROTECTION DE LA PERSONNE



Utilisateurs :



Personnel
soignant



Description produit:

- Coiffe à nouer
- A usage unique, non stérile
- Matière aérée, légère et douce
- Conditionnement: boîte distributrice de 100 pièces
- Panaché de 3 couleurs dans chaque boîte: bleu, rose et vert à fleurs

Domaines d'application:

- Secteur de la santé (Hôpitaux, cliniques, EPHAD...)
- Porté par le personnel soignant, la coiffe évite la chute de cheveux et protège ainsi le patient d'une éventuelle contamination.
- Idéal également pour préserver l'environnement lorsqu'un haut niveau d'hygiène est exigé.



Informations réglementaires:

- Dispositif médical classe I
- Marquage CE (MDR 2017/745)

Références	Dimensions	Matière	Coloris
53009	29 x 17 cm	Non-tissé polypropylène (PPSB) 30 gr/m ² (+/-2)	Imprimé (panaché 3 couleurs)



Coiffe à nouer

PROTECTION DE LA PERSONNE

DONNEES LOGISTIQUES

Référence	Boîtes / carton	Unités : boîte / carton	Cartons / palette
53009	10	100 / 1000	18 cartons
Dimensions produit	Poids produit (brut)	Dimensions carton	Poids carton (brut)
-	8 g	62 x 32 x 39 cm	8 kg
Code GTIN	Marquage CE	Fabrication	Durée de vie
Boite: 3700901303091 Carton: 3700901307358	Oui	Chine	5 ans
Stockage	Ne doit pas être exposé à l'humidité et au soleil. Doit être stocké sous une température comprise entre 5 et 40°C.		

