

Mobilier de soins et équipements de service | Gamme Optiméa®

CHARIOTS D'URGENCE OPTIMÉA® 8 ET 10

Les chariots modulaires Optiméa® 8 et 10 sont la base du chariot d'urgence. **L'ergonomie, l'hygiène, la sécurité et l'aménagement modulaire** permettent de répondre aux exigences spécifiques des chariots d'urgence.

Les tiroirs Optiméa® 600 x 400 et une large gamme d'accessoires permettent de configurer des chariots fonctionnels avec une grande capacité de stockage.



Modulaire



Sécurisé



Maniable



Hygiénique

- Sécurité : verrouillage centralisé par scellé
- Identification claire : étiquettes de couleurs
- Ouverture totale des tiroirs avec butées de sécurité
- Fond du chariot étudié pour l'évacuation des fluides de désinfection
- Accès rapide au contenu



CHARIOTS D'URGENCE OPTIMÉA® 8 ET 10

CHARIOT D'URGENCE OPTIMÉA® 8

- Dimensions : L. 769 x P. 565 x H. 1004 mm
- Structure soudée en acier peint époxy
- Plateau supérieur en thermoplastique avec rebords
- 4 roues Ø 125 mm dont 2 à frein
- De série : 3 rails latéraux, 1 poignée de guidage, 1 serrure à scellé



Désignation	Accessoires	Aménagement intérieur	Réf. Framboise	Réf. Orange
Chariot nu	1 lot de 100 scellés		8A308FR_URG	8A308OR_URG
Chariot équipé	1 lot de 100 scellés 1 planche de massage cardiaque 1 support défibrillateur 1 mât porte perfusion		8A308FR_URG+	8A308OR_URG+
Chariot avec équipement standard et aménagement	1 lot de 100 scellés 1 planche de massage cardiaque 1 support défibrillateur 1 porte obus 1 mât porte perfusion 1 lot de 10 étiquettes couleur pour tiroirs 5 protège-étiquettes pour tiroirs	- 1 tiroir H. 235 mm - 1 tiroir H. 155 mm + kit 3 x 2 = 6 cases - 2 tiroirs H. 75 mm + kits 3 x 4 = 12 cases - 1 tiroir H. 75 mm + kit 6 x 4 cases = 24 cases	8A308FR_URG_STD	8A308OR_URG_STD

CHARIOT D'URGENCE OPTIMÉA® 10

- Dimensions : L. 852 x P. 613 x H. 1075 mm
- Structure monobloc en aluminium peint époxy
- Plateau supérieur en thermoplastique avec rebords
- 4 roues Ø 125 mm dont 2 à frein, avec 2 pare-chocs latéraux
- De série : 4 rails latéraux, 1 poignée de guidage, 1 serrure à scellé



Désignation	Accessoires	Aménagement intérieur	Réf. Framboise	Réf. Orange
Chariot nu	1 lot de 100 scellés		8A310FR_URG	8A310OR_URG
Chariot équipé	1 lot de 100 scellés 1 planche de massage cardiaque 1 support défibrillateur 1 mât porte perfusion		8A310FR_URG+	8A310OR_URG+
Chariot avec équipement standard et aménagement	1 lot de 100 scellés 1 planche de massage cardiaque 1 support défibrillateur 1 porte obus 1 mât porte perfusion 1 lot de 10 étiquettes couleur pour tiroirs 6 protège-étiquettes pour tiroirs	- 1 tiroir H. 235 mm - 2 tiroirs H. 155 mm + kits 3 x 2 = 6 cases - 2 tiroirs H. 75 mm + kits 3 x 4 = 12 cases - 1 tiroir H. 75 mm + kit 6 x 4 cases = 24 cases	8A310FR_URG_STD	8A310OR_URG_STD



Équipements complémentaires

La gamme Optiméa® est totalement compatible avec les tiroirs et de nombreux accessoires.
Consultez-nous pour plus d'informations !