

AP 50

Assainisseur d'air Destructeur des odeurs

(Classe 1 CE Medical device)

Capacité : 100 m² (250 m³)

Ozone : 0 - 90mg/hr



description

- Portable, multifonction
- Couleur: Noir
- Contrôle à distance ou fonctionnement manuel
- Dispositif unique d'assainissement rapide

applications

- Habitat (maison/appartement/...)
- Caravane / mobile home
- Bureau / salle de réunion
- Salle d'attentes (PMI/médecin/dentiste/...)
- Métiers (Pressing/coiffeur/restaurant/....)

technologie

AP 50 est le seul assainisseur d'air qui intègre les toutes dernières technologies certifiées et adoptées par la NASA en matière de dépollution - enlèvement des particules fines (double ionisation) et de désinfection/désodorisation de l'air et des surfaces (la photocatalyse)

La Photocatalyse détruit les :

- Bactéries, virus,
- Micro-organismes et acariens
- Spores, champignons et moisissures,
- Polluants : Cov's, Sox's, Nox's
- Odeurs

avantages

spécifications

AP 50	Garantie 1 an	
Electrique	220/240V AC, 50Hz	20 Watts
Mécanique	Ventilateur 1,7 m ³ /mn, filtre électrostatique et lavable	Générateur d'oxygène activé
Contrôles	Contrôle à distance ou fonctionnement manuel	Ventilateur à 5 vitesses, Plusieurs niveaux de purification
Dimensions	16.5cm x 16.5cm x 16.5cm	
Poids	1,0 Kg	

certifications

