

## Porefix -pansement adhésif stérile avec support en non tissé

### Description:

Porefix - pansement adhésif stérile avec support en non tissé.

- 100% polyester avec un adhésif en polyacrylate
- Couche très douce pour la peau.
- Perméable à l'air
- Le pansement convient pour le traitement des plaies tant en milieu hospitalier qu'en pratique médicale courante.
- Bien tolérée même par les personnes à peau délicate.



Il comprend une compresse protectrice centrale en non tissé recouverte d'un film de polyéthylène qui ne colle pas à la plaie.

Elle est donc bien tolérée même par les personnes à peau délicate.



### Les tailles disponibles:

Référence	Dimensions	Conditionnement
POREFIX01	7 cm x 5 cm	Boîte de 50 pansements
POREFIX02	8 cm x 10 cm	Boîte de 25 pansements
POREFIX03	10 cm x 20 cm	Boîte de 25 pansements
POREFIX04	10 cm x 25 cm	Boîte de 25 pansements
POREFIX05	10 cm x 30 cm	Boîte de 25 pansements

SARL Fournisseur Matériel Médical ( F.M. MEDICAL )

280, rue Berthie Albrecht - 62110 Hénin-Beaumont - France

RCS ARRAS 532 788 700

Tél.: 09 51 51 95 71

email : [contact@fournisseur-medical.com](mailto:contact@fournisseur-medical.com)

site web : [www.fournisseur-medical.com](http://www.fournisseur-medical.com)