



Octolin® Carré d'essuyage

Référence **Taille**
684358 **30 x 40 cm**

Produit

Carré d'essuyage en nontissé très doux, absorbant et non pelucheux.
Bonne tenue aux savons liquides, résistant et très doux.

Indications / Classification

Préconisé pour l'essuyage des mains, la toilette et l'hygiène corporelle. Egalement parfaitement adapté au nettoyage des petites surfaces et du mobilier en milieu hospitalier et en maison de retraite.

Spécifications

Composition :
100 % fibres de cellulose.
Liant : Éthylène-acétate de vinyle

Caractéristiques :

Dimensions dépliées : 300 x 400 mm env.
Dimensions pliées : 160 x 200 mm env.
Présenté plié : 4 épaisseurs.

Grammage : 50 g/m² env.
Épaisseur : 0,55 mm env.
Capacité d'absorption : 700 % env.

Résistance à la rupture sens machine : 17 N
Résistance à la rupture sens travers : 10 N
Résistance à la déchirure sens machine : 9 N
Résistance à la déchirure sens travers : 6 N

Stérilisable à l'oxyde d'éthylène.

Présentation / Conditionnement

En sachet transparent, puis en carton.

Référence	Nb unités / sachet	Nb sachets / carton	Nb cartons / palette
684358	50	20	30

Référence	Dimensions sachet	Dimensions carton	Dimensions palette
684358	200 x 150 x 120 mm	400 x 400 x 335 mm	1200 x 800 x 1825 mm