



INDICATIONS

Pansement stérile pour plaies post-opératoires, coupures, lacérations et plaies suturées.

DESCRIPTION

Pansement adhésif stérile avec compresse, de haute tolérance cutanée.

- Compresse centrée, absorbante, non adhérente à la plaie
- Adhésif hypoallergénique, bien toléré par la peau
- Support multi-extensible, aéré, souple
- Facile à utiliser
- Adhésif sur les 4 côtés

COMPOSITION DU PRODUIT

Absence de latex, colophane, phtalate (DEHP) et PVC :

Support : Non-tissé, 100% polyester.

Masse adhésive : Adhésif acrylique.

Compresse : Non-tissé, 100% viscosse ; recouverte d'un film de polyéthylène microperforé.

COMPOSITION DU CONDITIONNEMENT PRIMAIRE

Absence de latex, métaux lourds et PVC.

Le pansement est conditionné dans un sachet individuel thermosoudé pelable.

Dessus du sachet : Papier pré-imprimé. Papier Kraft à usage médical, laqué.

Dessous du sachet : Papier non imprimé. Papier Kraft à usage médical / polyéthylène.

CONTRE-INDICATION

Aucune

PRECAUTIONS D'EMPLOI

- Usage unique.
- Ne pas utiliser si l'emballage a été ouvert ou endommagé (perte de la garantie de stérilité).

PARTICULARITES D'UTILISATION

- Appliquer sur peau sèche et propre sans étirer.
- Lisser pour améliorer l'adhérence.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Spécifications du produit fini :**
- Masse surfacique du support : 45-55 g/m²
 - Poids d'adhésif déposé : 26-32 g/m²
- Stérilisation :** Oxyde d'éthylène.
(conformément aux exigences des normes EN 556 et EN ISO 11135)
- Durée de vie et conditions de stockage :** 5 ans à l'abri de l'humidité, à une température n'excédant pas 25°C.
- Procédé de destruction :** Incinération.

PRESENTATIONS COMMERCIALES

Hôpital :

Code produit	Dimensions pansement (cm x cm)	Dimensions compresse (cm x cm)	Surface compresse (cm ²)	Unité de commande	Carton standard
66660272	5 x 7	2 x 3,5	7	Boîte de 100	35 boîtes
66660273	10 x 8	5,3 x 4,6	24,38	Boîte de 50	12 boîtes
66660274	15 x 10	10,1 x 5,5	55,55	Boîte de 50	12 boîtes
66660275	20 x 10	14,5 x 5,5	82,32	Boîte de 50	14 boîtes
66660276	25 x 10	19,8 x 5,5	108,90	Boîte de 25	19 boîtes
66660277	30 x 10	24,5 x 5,5	134,75	Boîte de 25	17 boîtes
66660278	35 x 10	29,5 x 5,5	162,25	Boîte de 25	10 boîtes

Pharmacie :

Code produit	Dimensions pansement (cm x cm)	Dimensions compresse (cm x cm)	Surface compresse (cm ²)	Code ACL 13	Code LPP*	Tarif LPP* TTC	Unité de commande
66320642*	5 x 7	2 x 3,5	7	3401077210564	1368222	2,28 €	Pochette de 5
66320643*	10 x 8	5,3 x 4,6	24,38	3401061760365	1305457	4,36 €	Pochette de 5
66320644*	20 x 10	14,5 x 5,5	82,32	3401061743856	1383641	9,92 €	Pochette de 5
66660274	15 x 10	10,1 x 5,5	55,55	3401076968909	-	-	Boîte de 50
66660276	25 x 10	19,8 x 5,5	108,90	3401076620982	-	-	Boîte de 25
66660277	30 x 10	24,5 x 5,5	134,75	3401076621064	-	-	Boîte de 25

*Liste des Produits et Prestations Remboursables prévue à l'article L .165-1 du code de la Sécurité Sociale.

Prise en charge des pansements avec support textile, utilisés en tant que pansement, dans les soins des plaies aiguës suturées et des incisions chirurgicales.

INFORMATIONS TECHNICO-REGLEMENTAIRES

Classe du dispositif médical : (Dir. 93/42/CEE-annexe IX)	I, stérile – Règle 1
Marquage CE :	Certificat n° CE 56481
Code CLADIMED :	F51CA02
Code GMDN :	34864
Organisme notifié :	BSI n°2797
Etiquetage :	Conforme à l'annexe I de la directive 93/42/CEE
Fabricant :	Fabriqué pour Smith & Nephew Medical Limited - Hull HU3 2BN – Angleterre Certifications ISO 13485 et ISO 14001
Mandataire Européen :	Smith & Nephew Orthopaedics GmbH Alemanenstraße 14 - 78532 Tuttlingen – Allemagne
Distributeur :	Smith & Nephew S.A.S. 92200 Neuilly sur Seine Certification ISO 9001
Sécurité biologique :	Conforme à la norme EN ISO 10993 : Evaluation biologique des dispositifs médicaux.