

## Fiche Technique

### Pansements Compressifs stériles non-tissés avec bandage élastique

Réf.N° : PANSCOMP6x8



Pansements compressifs avec bandage élastique

#### Très absorbants, stériles

100% coton hydrophile, absorbe parfaitement les liquides sans coller à la plaie grâce à un voile en non tissé recouvrant le pansement.

#### PRODUIT

Pansements à base de Coton et de Non-tissé

Très absorbants

absorbe parfaitement les liquides sans coller à la plaie grâce à un voile en non-tissé recouvrant le pansement

#### INFOS PRODUITS

Stérile

100% Coton Hydrophile

Dimensions : 6x8 cm

**Conditionnement**  
Boîte de 50