

## FICHE TECHNIQUE

### **3M™ Adheban™ Plus**

#### Bande élastique adhésive

Marquage CE directive 93/42 – Dispositif médical de classe I, non stérile sans fonction de mesurage

Admis à la LPPR dans la catégorie des sparadraps pour le conditionnement « Ville ».

#### **INDICATIONS :**

Adheban Plus est indiquée dans le traitement des traumatismes bénins, des pathologies liées aux troubles veineux ainsi que dans le maintien de pansements ou d'accessoires.

#### **CARACTERISTIQUES DU PRODUIT :**

La bande est perméable à l'air et à l'eau.

- Composition :** - support en tricot élastique 100% coton
- Substance adhésive :** - colle thermoplastique à base d'oxyde de zinc  
- poids de la masse adhésive  $90\text{g}/\text{m}^2 \pm 15\text{g}/\text{m}^2$
- Protection :** - film de polyéthylène gaufré au contact de la masse adhésive
- Allongement :** - longitudinal ( $\geq 50\%$ )
- Adhésivité :** -  $\geq 100\text{ cN/cm}$  sur plaque d'acier
- Transmission de la vapeur d'eau :** -  $3\ 790\text{ g}/\text{m}^2/24\text{ heures}$
- Biocompatibilité :** - ne contient pas de latex et de colophane ;  
- contient de la résine de synthèse ;
- Élimination des déchets:** - Incinération selon les procédures en vigueur dans l'établissement ;



3M France - Marchés de la Santé  
Boulevard de l'Oise  
95006 Cergy-Pontoise Cedex  
N° Azur : 0 810 331 300  
Fax : 01.30.31.85.51

**LIEU DE FABRICATION :**

- Espagne (usine certifiée selon la norme ISO 9001)

**PRESENTATIONS COMMERCIALES :**

Disponible en 1 couleur : blanc

• **Ville**

En boîte individuelle

Code commande	Référence produit	Dimensions cm x m	Bandes /Boîte	Unité de livraison
4481120	2987A	3,00 x 2,50	24	1 carton
4481137	2987B	6,00x 2,50	24	1 carton
4481143	2987C	8,00x 2,50	24	1 carton
4480959	2987D	10,00x 2,50	24	1 carton

• **Hôpital**

En boîte distributrice

Code commande	Référence produit	Dimensions cm x m	Bandes /Boîte	Unité de livraison
2987AB	2987AB	3,00 x 2,50	60	1boîte
2987BB	2987BB	6,00 x 2,50	30	1boîte
2987CB	2987CB	8,00 x 2,50	30	1boîte
2987DB	2987DB	10,00 x 2,50	30	1boîte
2987EB	2987EB	15,00 x 2,50	25*	1carton
2987FB	2987FB	20,00 x 2,50	25*	1carton

\* présentation en carton de 25 bandes

**TRACABILITE :** - Numéro de lot sur la boîte et le sachet  
- Date limite d'utilisation sur la boîte et le sachet

**DUREE DE VIE :** - 3 ans dans des conditions normales de stockage et d'utilisation ;

**STOCKAGE :** - Stocker à température  $\leq 25^{\circ}\text{C}$

*Médecin Soins des Plaies : Tél 01 30 31 85 90 - Mise à jour Novembre 2011*