

Dénomination commerciale :

Sondes de Foley Bard BIOCATH®

Indications :

Sondage des voies urinaires.



Référence	Taille (CH)	Longueur (cm)	Vollume du ballonnet (ml)	Extrémité	Courbure
226512	12	42	10	arrondie	droite
226514	14	42	10	arrondie	droite
226516	16	42	10	arrondie	droite
226518	18	42	10	arrondie	droite
226520	20	42	10	arrondie	droite
226522	22	42	10	arrondie	droite
226524	24	42	10	arrondie	droite
226526	26	42	10	arrondie	droite
226528	28	42	10	arrondie	droite

Principaux éléments constitutifs et nature des matériaux :

Eléments	Matériaux
Sonde : - 2 voies - 2 oeils opposés	Latex enduction hydrogel (interne / externe)

Origine animale : Non
Latex : Oui
Phtalates : Non

Marquage CE :

Organisme notifié : BSI (0086)
Numéro de certificat : 00931
Classe du produit : CE classe II b
Date : 07/10/2010 - Validité : 09/10/2015

Fabricant : C.R. Bard, Inc - BMD

Lieu : Covington (USA)
Référentiel : ISO 13485 : 2003
Organisme notifié : BSI (0086)
Numéro de certificat : FM 77109
Date : 25/09/2013 - Validité : 10/02/2016

Code GMDN : 34917
Code LPPR : 1159323
TVA : 5,5%

Stérilisation / Péremption :

Usage unique : Oui
Stérile : Oui
Mode de stérilisation : Rayon gamma
Lieu de stérilisation : Malaisie
Péremption : 5 ANS

Conditionnement :

Unité d'emploi (par sachet stérile) : 1
Unité protégée (d'emploi par boîte) : 10
Unité de vente : 10
Nature emballage : Sachet : papier /PET-PP

Informations complémentaires :

Les sondes Biocath® s'autolubrifient par trempage dans de l'eau.
Ne pas utiliser de sérum physiologique comme liquide de gonflage.
Ne pas utiliser de dérivés pétroliers comme lubrifiant.