

## FICHE TECHNIQUE PRODUIT

### Protège-draps

### Valaprotect ® Spécial

Référence	Taille ou dimensions produit
992238	800 x 1750 mm
992239	800 x 2100 mm

#### Produit

---

Valaprotect spécial est un protège-drap composé de deux couches de voile de cellulose et d'un film polyéthylène qui assure une hygiène parfaite dans tous les services en milieu hospitalier et maison de retraite. Le renfort du composite est assuré par des fils polyester.

#### Indication

---

Protège-draps pour les petits soins

#### Spécifications

---

*Composition :*

- voile de cellulose : 2 plis
- film : polyéthylène
- fils polyester

*Caractéristiques :*

Référence	Caractéristiques spécifiques
992238	Dimensions dépliées : 1750 ± 30 mm x 800 mm (mini = 760 mm) Dimensions pliées : 585 ± 10 mm x 195 mm ± 10 mm  Poids : - poids total : 72,7 ± 7,2 g - grammage du produit : 53,2 ± 3,8 g/m <sup>2</sup>
992239	Dimensions dépliées : 2100 ± 30 mm x 800 mm (mini 760mm) Dimensions pliées : 525 ± 10 mm x 195 mm ± 10 mm  Poids : - poids total : 87,2 ± 8,2 g - grammage du produit : 53,2 ± 3,8 g/m <sup>2</sup>

**Présentation / Conditionnement**

---

Les Valaprotect ® Spécial sont conditionnés en sachet, puis en carton.

Référence	Taille ou dimensions produit	Nb unités / sachet	Nb sachets / carton	Nb cartons / palette
992238	800 x 1750 mm	25	4	48
992239	800 x 2100 mm	25	4	36

Référence	Dimensions carton	Dimensions palette
992238	593 x 398 x 150 mm	1200 x 800 x 1950 mm
992239	558 x 398 x 196 mm	1200 x 800 x 1914 mm