

Fiche technique

Technical Data Sheet



MaiMed® – nitril Black PF

Spécifications produit:

Product specification:

Déscription produit:

Product Description:

Gants à usage unique en nitrile, blanc avec surface texturé au niveau des bouts des doigts, non-stérile, non- poudré. Offre une alternative conventionnelle pour Produit en latex. Peut se mettre au main gauche et droite.

Single-use examination gloves made of nitrile, white, with textured fingertips, non sterile, powder-free. Provide a cost-effective alternative to the conventional latex product.

Remarques:

Remarks:

Convenable pour l'usage en alimentaire, industrie et médical.

Suitable for the use in food area, industry and in medicine.

Tailles:

Sizes:

MaiMed® – nitril Black PF, non stérilisé / non sterile

Description article / Article Description	Taille / Size	Color / Color	Contenu boîte / Content	Art.No. / REF	EAN	PZN	Boîtes / Unité de Vente
Gant nitrile / Nitrile gloves	S	noir / black ●	100 pcs.	76841	4046153118885	–	10
Gant nitrile / Nitrile gloves	M	noir / black ●	100 pcs.	76842	4046153118908	–	10
Gant nitrile / Nitrile gloves	L	noir / black ●	100 pcs.	76843	4046153118922	–	10
Gant nitrile / Nitrile gloves	XL	noir / black ●	100 pcs.	76844	4046153118946	–	10

Contrôle Qualité:

Quality Management:

EN 455-1, 2, 3, 4; ASTM D6319, EN 374-1, 2, 3; CAT III; ASTM F1671; AQL 1,5

Directive 89 / 686 / EWG / Directive 89 / 686 / EEC

Marque CE sur chaque boîte et chaque niveau d'emballage /
CE- Marking on each packaging level

CE-classification Class I / CE- Classification: Class I

Ces gants sont libres de produits tel que Thiuram, Mercaptobenzothiazolène,
Zinc-2 Mercaptobenzothiazolène / The glove is free of Thiurame, Mercaptobenzothiazole and
Zinc-2 Mercaptobenthiazole.

Les accélérateurs utilisé pour la production sont du Zinc-Dibutyl Dithiocarbamate
(ZDBC) et Zinc-Diethyl Dithiocarbamate (ZDEC) / The acceleratos use for production are
Zinc-Dibutyl Dithiocarbamate (ZDBC) and Zinc-Diethyl Dithiocarbamate (ZDEC).

Durée de vie:

Shelf Life:



5 ans / 5 years

Propriétés physiques:

Physical Parameters:

Taille / Size	Longueur / Length in mm	Largeur / Width in mm	Épaisseur min. (simple paroi) en mm. / Thickness (single wall) in mm			Avant vieillissement / Before Ageing	
			Manchette / Cuff	Main / Palm	Doigt / Finger	Force de traction / Tensile strength	Élasticité / Elasticity
S	240	84 ± 3	mind. 0,05	0,07 ± 0,02	0,10 ± 0,02	mind. 6 N	mind. 500 %
M	240	94 ± 3	mind. 0,05	0,07 ± 0,02	0,10 ± 0,02	Après vieillissement / After Ageing	
L	240	105 ± 3	mind. 0,05	0,07 ± 0,02	0,10 ± 0,02		
XL	240	113 ± 3	mind. 0,05	0,07 ± 0,02	0,10 ± 0,02		
						Force de traction / Tensile strength	Élasticité / Elasticity
						mind. 6 N	mind. 400 %

Symbole:

Symbols:



Informations supplémentaires sur les symbols, voir internet www.MaiMed.de
Further informations about the symbols on our homepage www.MaiMed.de