



## ALESE STANDARD



Nom du produit	Alèse standard				
Référence	A64F	A66F	A75F	A69F	ABORD
Taille	60*40 cm	60*60 cm	60*75 cm	60*90 cm	<i>Bordable : 180*90 cm Tampon : 72*58 cm</i>
Couleur	Bleu	Bleu	Bleu	Bleu	Blanc
Grammage	45 g	65 g	80 g	100 g	130 g
Capacité d'absorption AFNOR NFQ 34-014	540 ml	780 ml	865 ml	1 320 ml	1 450 ml
Capacité d'absorption ROTHWELL-ISO 11948-1	900 ml	1 300 ml	1 700 ml	2 100 ml	2 250 ml
Pate non traitée	100 % fibres longues, sans chlore				
Non tissé	18 g/m <sup>2</sup> - 100 % fibres multidirectionnelles				
Stockage et conservation	Ne doit pas être exposé à l'humidité et au soleil				

### LOGISTIQUE

	A64F	A66F	A75F	A69F	ABORD
Conditionnement	4*60 pièces	4*25 pièces	4*30 pièces	4*25 pièces	6*15 pièces
Format du carton (mm)	600*400*380	400*400*290	500*395*320	590*400*320	780*300*270
Poids du carton	11,60 kg	6,56 kg	10,10 kg	10,30 kg	9,74 kg
Poids du sachet	2,56 kg	1,36 kg	2,35 kg	2,48 kg	1,42 kg
Nombre de cartons/Palette	20 cartons	42 cartons	24 cartons	24 cartons	36 cartons
Nombre de produits/Palette	4800 pièces	4200 pièces	2880 pièces	2400 pièces	3240 pièces