

Bracelet d'identification à rabat autocollant Enfant

Inter.med Laboratoires



• Dénomination

Dispositif destiné à identifier et sécuriser le patient enfant durant son hospitalisation.

• Caractéristiques

- Qualité douce, lisse, léger, confortable.
- Bords du bracelet non irritants.
- Bracelet non étirable à fermeture inviolable par perforation.
- Plusieurs coloris disponibles : transparent, bleu ou rose.
- Dimensions de la zone d'inscription standards.
- Sans Latex, hypoallergénique.



• Références

Référence	Dénomination	Coloris	Matière	Dimensions bracelet (en mm)	Dimensions Etiquette (en mm)
BLR100B	Bracelet à rabat autocollant	BLEU	PVC	170 (L) X 12(I)	50 (L) X 30 (I)
BLR105B	Bracelet à rabat autocollant	BLEU	PE-PP	170 (L) X 12(I)	55 (L) X 25 (I)
BLR200B	Bracelet à rabat autocollant	ROSE	PVC	170 (L) X 12(I)	50 (L) X 30 (I)
BLR205B	Bracelet à rabat autocollant	ROSE	PE-PP	170 (L) X 12(I)	55(L) X 25 (I)
BLR500B	Bracelet à rabat autocollant	TRANSPARENT	PVC	170 (L) X 12(I)	50 (L) X 30 (I)



- **Matériaux utilisés**

PVC

PE-PP

- **Stérilisation**

Produit non stérile

- **Conditionnement**

Référence	Dénomination	Conditionnement	Dimensions
BLR100B	Bracelet à rabat autocollant	Carton de 800 bracelets	245X150X90
BLR105B	Bracelet à rabat autocollant	Carton de 800 bracelets	245X150X90
BLR200B	Bracelet à rabat autocollant	Carton de 800 bracelets	245X150X90
BLR205B	Bracelet à rabat autocollant	Carton de 800 bracelets	245X150X90
BLR500B	Bracelet à rabat autocollant	Carton de 800 bracelets	245X150X90

- **Etiquetage**

Sur chaque unité de conditionnement sont inscrits la référence, le numéro de lot et la date de péremption.

- **Conformité**

Directive 93/42/CEE modifiée par la Directive 2007/47/CEE.

Classe I Non Stérile

- **Fabricant**

LIDEL ENTERPRISE CO LTD

