


Pilulier Journalier

Inter.Med Laboratoires



• Dénomination

Dispositif médical destiné à distribuer les médicaments par patient, pour une journée.

• Caractéristiques

- Identifier le pilulier en notant au feutre indélébile le nom, prénom et numéro de chambre du patient ou en apposant l'étiquette des entrées.
- Répartir les médicaments conditionnés dans le pilulier selon l'horaire de prise de ces derniers pour une journée : 4 compartiments, matin, midi, soir et nuit.
- Couvercle coulissant transparent qui permet de refermer le pilulier.
- Coloris blanc.
- Facilement manipulable.

• Références

Référence	Dénomination	Longueur (en mm)	Largeur (en mm)	Hauteur (en mm)	Longueur com- partiment (en mm)	Largeur compartiment (en mm)	Hauteur compartiment (en mm)
PIL01	Pilulier journalier	220	60	16	40	24	14

- **Matériaux utilisés**

Plastique.

- **Stérilisation**

Produit non stérile.

- **Conditionnement**

Référence	Dénomination	Conditionnement	Dimensions
PIL01	Pilulier journalier	Cartons de 400 piluliers	455X410X260

- **Etiquetage**

Sur chaque unité de conditionnement sont inscrits la référence, le numéro de lot.

- **Conformité**

Directive 93/42/CEE modifiée par la Directive 2007/47/CEE.

- **Fabricant**

LIDEL ENTERPRISE CO LTD