

Dossier d'information Euro Pharmat

DISPOSITIF MEDICAL

2.6 Descriptif du dispositif :



Poche de recueil urinaire graduée de 100 à 2 000 ml, possédant une valve anti-reflux, une longue tubulure intégrée de 90 cm, et un bouchon de vidange.

Les poches Medicare® 2 l sont conditionnées par boîte de 10 unités.

Caractéristiques techniques :

Medicare® 2 l est une poche de recueil des urines vidangeable, d'une capacité de 2 l.

Medicare® 2 l est dotée d'une valve anti-reflux et d'une longue tubulure solidaire de 90 cm.

2.7 Références Catalogue :

Libellé	Caractéristiques	Référence	EAN13	Conditionnement
Medicare® 2 l	Capacité : 2 L Poche graduée Valve anti-reflux Poche vidangeable Raccord de 90 cm intégré	28114R	4046963362430	boîte de 10 poches

Conditionnement / emballages :

UCD (Unité de Commande) :

Qté : 1 Boîte de 10 unités

CDT (Multiple de l'UCD) :

Qté : carton de 4 boîtes

QML (Quantité minimale de livraison) :

Qté : 1 Boîte

Descriptif de la référence :

1 BOITE DE 10 UNITES

Caractéristiques de la référence :

Longueur	cm	14
Largeur	cm	12
Hauteur	cm	22

Dossier d'information Euro Pharmat

DISPOSITIF MEDICAL

	<p><u>Vidange de la poche:</u> Pousser le bouchon de vidange afin qu'il soit en position " ouvert " : l'urine s'écoule. La vidange effectuée, repousser le bouchon vidange pour qu'il soit en position " fermée ".</p> <p>La poignée porte-poche Urimed® Handle (réf. 68548R) permet d'accrocher Medicare® 2 L.</p>
6.2	<p><u>Indications</u> :</p> <p>Medicare® 2 L est une poche de recueil des urines pour personnes incontinentes ou stomisées urinaires. Les poches Medicare® 2 L peuvent être accrochées au lit à l'aide d'accessoires.</p>
6.3	<p><u>Précautions d'emploi</u> :</p> <p>Les produits seront toujours utilisés sur prescription médicale et sur la base d'une ordonnance signée par le médecin prescripteur. Pour un bon écoulement des urines, bien dérouler la tubulure de la poche Medicare ® 2 l. La poche doit toujours être placée en déclive par rapport à l'étui pénien, la sonde urinaire ou la poche d'urostomie.</p>
6.4	<p><u>Contre- Indications</u> : NA</p>
<p>7. Informations complémentaires sur le produit</p>	
	<p><u>Bibliographie, rapport d'essais cliniques, ou d'études pharmaco-économiques, amélioration du service rendu : recommandations particulières d'utilisation (restrictions de prise en charge, plateau technique, qualification de l'opérateur, etc) ...</u> : NA</p>
<p>8. Liste des annexes au dossier (s'il y a lieu)</p>	
	<p>✓ Etiquetage</p>
<p>9. Images (s'il y a lieu)</p>	
	<p>Format gif, jpeg, png</p> 

Dossier d'information Euro Pharmat

DISPOSITIF MEDICAL

Sticker 1

General Sticker

Medicare® Bag

Medicare® Bag

Medicare® Bag

Medicare® Bag


B | BRAUN

B | BRAUN

B | BRAUN

B | BRAUN

Sticker 1



General Sticker



B | BRAUN B | BRAUN

Medicare® Bag

4 x 10 pcs

REF 28114R

LOT

DE Urin-Beinbeutel, 2000 ml, unsteril, mit Abfluß.	DK Urinpose, 2000 ml, ikke-steril, med bundaftapning.
UK Urinebag, 2000 ml, non-sterile, with outlet valve.	NL Urine opvangzak, 2000 ml, onsteriel, met aftap.
FR Poche à urine, 2000 ml, non stérile, avec robinet de vidange.	CZ Sáček močový, 2000 ml, nesterilní, s chlápni.
ES Bolsa de orina, 2000 ml, no esteril, con válvula de vaciado.	PL Worek do zbiórki moczu, 2000 ml, niesterilny, z zaworem odpływowym.
IT Sacca per urina, 2000 ml, non sterile, con valvola di scarico.	HU Vizeletgyűjtő zsák, 2000 ml, nem steril, leeresztő szeleppel.
PT Saco urina, 2000 ml, não esteril, com válvula de saída.	RU Мочеприемник, 2000 мл, нестерильно, с выпускным клапаном.
SE Urinpåse, 2000 ml, ickesteril, med utloppsväntil.	TR İdrar torbası, 2000ml, nonsteril, çıkış valfii.
NO Urinpose, 2000 ml, usteril, med tappekran.	

2000 ml

90 cm

CE **PHT DEHP**

B | BRAUN

B, Braun Medical
204, avenue du Maréchal Juin
92107 Boulogne Cedex - France

201006