

# CARLA

LED



Petite lampe très compacte qui offre un éclairage localisé et précis. Elle est idéale pour une utilisation en gynécologie et apporte un excellent éclairage d'appoint aux médecins généralistes.

La version longue (1230 mm) offre une utilisation confortable surtout lorsque la lampe est fixée sur un fauteuil de gynécologie par exemple.



En version "bras long" (1230 mm)

Watts	<b>4,2 W</b> comparable à 20 W halogène
Kelvins	4500° K
Lumens	360 lm
Longévité des LED	50 000 heures minimum
Indice rendu de couleur (IRC)	95
Fixations possibles	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Longueur de câble	3 mètres
Isolation	Classe II
Couleurs disponibles	○ ●
Tête de lampes cotes	60 x 95 mm
Base de lampe cotes	69 x 69 x 60 mm
Entraxe (4 trous base de lampe)	54,5 mm

RÉFÉRENCES		
	Interrupteur classique	Interrupteur sans contact
Flexible 650 mm	<b>LEDB0650</b>	<b>LEDB0650-ISC</b>
Flexible 1000 mm	<b>LEDB0900</b>	<b>LEDB0900-ISC</b>
Bras 1230 mm	<b>LEDB1200</b>	<b>LEDB1200-ISC</b>

Distance	Lux	Diamètre éclairé
30 cm	9600	20 cm
50 cm	4000	25 cm
100 cm	1000	50 cm



LED