

DEBITMETRE DE POINTE - *Peak-Flow*

Pour adulte et enfant

- échelle de 50 à 800 l/min
- embouts non fournis (voir ci-dessous)

- Embouts en carton



Peak Flow	CC 692 1000
85 embouts carton, ø extérieur 30 mm	CC 690 1700
105 embouts carton, ø extérieur 26,5 mm	CC 690 1400
160 embouts carton, ø extérieur 22 mm	CC 690 1500

EMBOUTS



- **Embouts de sécurité SafeTway**
- Clapet anti-retour, évite les infections croisées
- Utilisation en test expiratoire uniquement
- Aucune incidence sur les valeurs mesurées



Embouts de sécurité BKF

- Filtre ultra sélectif
- Totale sécurité en tests expiratoires et inspiratoires
- Aucune incidence sur les valeurs mesurées

200 embouts SafeTway, ø extérieur 30 mm	CC 690 0800
50 embouts SafeTway, ø extérieur 22 mm	CC 690 0900
50 embouts filtres BKF, ø extérieur 30 mm	CC 690 1220