



Fiche Technique et de Sécurité Crachoir avec couvercle séparé

Réf. N° : 16 434 11/B/U
TCE1

Crée le : 25.02.2010
Mise à jour: 04.03.2014
Indice : b
p 1/1

- Classement du dispositif : Classe I *
- Durée : Temporaire (règle 1)
- N°. d'enregistrement ANSM : en cours
- Code GMDN : 40955

Règle appliquée (annexe IX)

- Non Invasif (règle 5 # 1)
- Non chirurgical
- Non Actif diagnostique
- Non Actif thérapeutique
- Non Actif Médical

Description générale	Crachoir à usage unique avec couvercle séparé gradué par 25 ml jusqu'à 125 ml	
Pièces jointes	Oui	Photo
Référence lot	Oui	
Dispositif raccordé	Non	
Dispositif Usage Unique	Oui	
Dispositif stérile	Non	
Stérilisation	Non	Car mono patient
Autoclavable	Non	
Nettoyage	Non	Car usage unique
Pièces constitutives	Non	
Matières	Flacon en Polypropylène PP et couvercle en Polyéthylène PE	
Contient du latex	Non	
Etiquetage	Oui	Nom, référence, Capacité N° de lot, nombre de pièce, CE.
Emballage	Oui	Carton de 500 pièces en vrac (16 434 11), Sachet individuel (16 434 11U) ou par sachet de 10 crachoirs (16 434 11 B)
Stockage particulier	Oui	Sec et propre
Marquage sur le DM	Oui	Graduation
Références	16 434 11	
Désignation	Crachoir avec couvercle séparé	
Dimension Lo x la (mm)	67 x 60	
Capacité (ml)	125	
Résistance température (C°)	0 à 125°C	
Poids net (g)	8	
Couleurs	Flacon = blanc ; Couvercle = bleu	
Utilisation	Dispositif permettant de recevoir les crachas	
Précaution d'emploi	Bien refermer le couvercle après utilisation	
Recyclage	Oui	
Récupération	Dans les bacs de déchets médicaux	
DEEE/REACH	Non/Oui	
Phtalates/PVC	Non/Non	
Données de sécurité	Phrases R = Nul Combinaison de phrases = Nul	

*Ce dispositif médical n'appartient pas à la classe 1 mesure au sens de la directive 93/42/CEE. Voir « MEDDEV 2.1/5 » June 1998

Rédacteur : HEINRICH Laura
Fonction : ARQ
Paraphe : LH

COMED sarl
8 Rue Louise Michel
67200 STRASBOURG France
www.comed.fr