

FICHE TECHNIQUE

Gants Latex à Usage Unique Non Poudrés Medline, boîte de 100



1. Renseignements administratifs sur le distributeur

Nom : FM Médical

Adresse : 2 rue de la justice

62410 BENIFONTAINE - FRANCE

Tél : + 33 (0) 9 72 52 70 35

Fax : +33 (0) 9 72 54 07 75

E-mail : contact@fournisseur-medical.com

Web : www.fournisseur-medical.com

2. Informations sur le fabricant du dispositif

Marque : Medline International France SAS

Dénomination : Gants Latex à Usage Unique Non Poudrés Medline, boîte de 100

Fabrication : Fabriqué en Malaisie

Certifié : EN 16523-1 / EN 374-3 / EN 455-1 / EN 455-2 / EN 455-3 / EN 455-4 / EN ISO 13485 / EN 374-5

3. Descriptif du dispositif

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT			
Matière	Latex de caoutchouc naturel	Couleur	Blanc
Tailles disponibles	S, M, L, XL	Conception de manchette	Manchette perlée
Teneur en poudre	Sans poudre (0,08 milligrammes par gant)	Stérile	Non
Épaisseur des doigts	0.13 mm	Épaisseur de la paume	0.11 mm
Épaisseur des manchettes	0.09 mm	Additif chimique (accélérateurs)	ZDBC ZMBT ZDEC
Force à la rupture	9.1 N avant 7.1 N après	Résistance produits chimiques	La résistance aux produits chimiques a été évaluée conformément à la norme EN 16523-1 / EN 374-3
Protection contre les virus	Testé et validé, conformément à la norme EN 374-5	Surface	Entièrement texturé
Dimensions (largeur - longueur)	S: 85 mm - 252 mm M: 95 mm - 248 mm L: 105 mm - 250 mm XL: 115 mm - 253 mm		

4. Tailles disponibles

RÉFÉRENCES					
Taille		S	M	L	XL
Code	Blanc	GLNPS_MG	GLNPM_MG	GLNPL_MG	GLNPXL_MG

5. Conditions de conservation et de stockage

PACKAGING ET STOCKAGE		
Packaging	100pcs/boîte 10 boîtes/carton	90pcs (XL)/boîte 10 boîtes/carton
Taille de la boîte	225 mm (L) x 120 mm (l) x 72 mm (H)	
Dimensions du carton	380mm (L) x 250mm (l) x 242mm (H)	
Durée de conservation	35 mois à compter de la date de fabrication	
Instructions de stockage	Conserver à l'abri de la lumière directe du soleil, éclairage fluorescent, rayons X. Stocker dans un endroit frais et sec. Tenir à l'écart des sources d'ozone.	
Normes et certifications	Dispositif médical de classe 1. EN 16523-1 / EN 374-3 / EN 455-1 / EN 455-2 / EN 455-3 / EN 455-4 / EN ISO 13485 / EN 374-5    	

6. Conditionnement

Références	Conditionnement Boîte	Boîte par carton	Boîte par palette
GLNPS_MG GLNPM_MG GLNPL_MG GLNPXL_MG	100 90 (taille XL)	10	700