

COLLECTEUR AIGUILLE 3L BIOCOMPACT

Désignations	Données
Dimensions intérieures (mm)	L.160 x l.160 x H.230
Ouverture (mm)	50x80
Poids à vide (grammes)	279
Capacité utile (litre)	2,56
Épaisseur minimale (mm)	1,60
Capacité réelle (litre)	3,20
Masse brute maximale (kg)	2,00
Mode de fabrication	Injection
Matière première constitutive	Polypropylène
Cuve	Jaune
Type d'ouverture / fermeture	Couvercle en PP encliquetable
Norme	NF EN ISO 23907
ADR	NFX30-511
Autoclavage	134°C
Code emballage	3H2
Domaine d'utilisation agréé	Marchandises dangereuse solide
Pays d'origine	France
Nomenclature douanière	39233010
Conditionnement	Carton
Quantité par conditionnement	30
Poids du conditionnement (kg)	9,10
Nombre d'unités par palette	21

