



Classe CE : I, non stérile

Durée de vie : 5 ans

Année de mise sur le marché : 2015 en France (*Leukoplast[®] elastic*)
2003 en France (*Coverplast[®] Elastic*)

Code CLADIMED : F51CA02
Code GMDN : 44990

Version A
19/10/2015

DONNEES PRODUIT

Description

Pansement adhésif, de couleur chair, constitué d'un support tissu élastique en viscose/polyamide enduit d'une masse adhésive acrylique, d'une compresse médiane et d'un papier protecteur.

Caractéristiques

- Élastique, conformable,
- Haute tolérance cutanée,
- Perméable à la vapeur d'eau, limite le risque de macération,
- Support déperlant,
- Compresse absorbante neutre et non-adhérente,
- Protection des zones sensibles,
- Retrait indolore,
- Formule sans latex, sans phtalates (DEHP).

Composition

<u>Support</u>	Tissé, constitué de viscose, polyamide.
<u>Masse adhésive</u>	Masse adhésive acrylique.
<u>Compresse</u>	Non tissé blanc, constituée de viscose, PP, PE et polyoléfine.

Contrôles des matières premières et des produits finis

<u>Matières premières</u>	Effectués par le fabricant.
<u>Produits finis</u>	Contrôle Visuel, contrôle quantitatif de la masse adhésive, force d'adhésivité, force de pelage.

Conditionnement / Stérilisation

Bandes à découper en boîte unitaire distributrice ou pansements prédécoupés. Produit livré non stérile.

Références

Code EAN13	Code produit	Dimension	Unité de commande	Unités par carton standard	Code LPPR
<i>Bandes à découper (Leukoplast[®] Elastic, ex Coverplast[®] Elastic)</i>					
4042809512328	73219-01	6 cm x 1 m	10	120	
4042809512410	73219-04	8 cm x 1 m	10	60	
<i>Assortiment de 20 pansements main / doigt (Leukoplast[®] Elastic)</i>					
4042809514506	73219-25	Assortiment*	10	120	

* Assortiment : 8 pansements 12 cm x 2 cm, 6 pansements 7,5 cm x 4,5 cm, 6 pansements 7,2 cm x 3,8 cm.

Conditions de stockage

A conserver dans un endroit propre et sec, à l'abri de la lumière.

INDICATIONS / CONTRE-INDICATIONS

Indications

Soins des plaies superficielles peu exsudatives (coupures, lacérations, abrasions ou suite à une prise de sang, une vaccination).

Contre-indications

Sensibilisation aux produits de synthèse.

CONSEILS D'UTILISATION

Mode d'emploi

Appliquer la compresse du pansement sur la plaie.

Précaution d'emploi

Appliquer sur peau propre et sèche.

Accessoires associés

Non applicable.

Entretien

Non applicable.

INFORMATIONS REGLEMENTAIRES

Autorisation de marquage CE

Déclaration de conformité effectuée par le fabricant légal.

Remboursement

Non remboursé par l'assurance maladie.

Procédés de destruction

Ceux prévus pour la destruction des déchets de soins (incinération...) et selon la réglementation locale.

Distributeur

BSN-RADIANTE SAS

57 Boulevard Demorieux

F-72000 LE MANS

Service Clients : 02 43 83 40 40

Matéiovigilance : 02 43 83 24 97

Fax : 02 43 83 40 41

Site certifié ISO 9001, 13485 & 14001

Fabricant légal

BSN Medical GmbH

Quickbornstrasse, 24

D-20253 HAMBOURG

Allemagne

Site certifié ISO 9001 & 13485