

Gant de toilette en non tissé, polyester blanc lisse à U.U, sachet de 50



1. Renseignements administratifs concernant l'entreprise

Nom: FM Médical

Adresse: 2 rue de la justice
62410 BENIFONTAINE - FRANCE

Tél: + 33 (0) 9 72 52 70 35

Fax: +33 (0) 9 72 54 07 75

E-mail: contact@fournisseur-medical.com

Web: www.fournisseur-medical.com

2. Informations sur le fabricant du dispositif

Marque: FM MEDICAL

Dénomination: Gant de toilette en non tissé, polyester blanc lisse à U.U, sachet de 50

Référence: BIO_GDTUULISSE

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

| | | | |
|-----------------------------------|--|--|------------------------------|
| Caractéristiques | <ul style="list-style-type: none"> • Gant non-tissé à usage unique, doux et économique • Produit très souple, hypoallergénique • Bonne prise en mains • Améliore la résistance • Diffuse les liquides • Bonne résistance mécanique (sec & humide) • Soudure par ultrasons très résistante (sans colle) • Peluche peu • Absorbant (600%) | | |
| Couleur / Motif | BLANC / Lisse | Provenance | France |
| Composition | 100% Polyester | | |
| Grammage (g/m²) | 75 | Epaisseur (mm) | 1.2 |
| Dimension (mm) | 147 x 210 | Résistance physique MD Résistance physique CD | 62 N 17 N |
| % Absorption | 600 | Technologie | Needle punch (aiguilleté) |

4. Référence et conditionnement

| Référence | Nb formats / colis | Nb formats / unité | Colis / Palette |
|----------------|----------------------|--------------------|--------------------|
| BIO_GDTUULISSE | 20 sachets de 50 fts | 1000 | 36 ctn 39x39x30 cm |