



MoliCare® Mobile

Slip absorbant

Référence	Taille	Code EAN carton	Code EAN demi-palette	Code EAN palette
915840	Taille XS	4049500608565	4052199002682	4049500608572
915831	Taille 1	4049500608404	4052199002644	4049500608411
915832	Taille 2	4049500608442	4052199002651	4049500608459
915833	Taille 3	4049500608480	4052199002668	4049500608497
915834	Taille 4	4049500608527	4052199002675	4049500608534



Produit

Slip absorbant anatomique pour incontinence urinaire moyenne.

Surface textile 100% micro aérée permettant à la peau de respirer. Système Triple Coussin absorbant < Dry Plus > permettant une diffusion très rapide de l'urine et agissant efficacement contre les odeurs grâce à son neutralisateur d'odeurs. Système de protection anti-fuites contenant des barrières hydrophobes latérales pour une protection maximale. Indicateur d'humidité permettant de changer le slip au bon moment.

MoliCare® Mobile se met et se retire comme un slip classique. Usagé, il suffit de déchirer les coutures latérales.

Le numéro de lot figurant sur le produit, sur le sachet ainsi que sur le carton, permet d'assurer toute traçabilité. Le conditionnement est compact.

Protection active de la peau

Le triple coussin absorbant exclusif Hartmann comporte un coussin diffuseur au pH 5,5, neutre à la peau, qui rééquilibre le pH physiologique de la peau.

Ainsi, il protège la peau de l'agression de l'urine, préserve son film hydrolipidique et évite la prolifération bactérienne spécifiquement dans la zone de miction car elle est en contact direct avec l'urine.

Testé sous contrôle dermatologique.

Hypoallergénique : les matériaux utilisés permettent de réduire considérablement le risque de réactions allergiques.

Indications / Classification

Pour l'incontinence des personnes ambulatoires.

MoliCare® Mobile est un dispositif médical de classe I.

Spécifications



Composition :

- un triple coussin absorbant constitué de cellulose défibrée, de superabsorbant et d'une fibre spéciale assurant une bonne répartition du liquide et garantissant un effet garde au sec,
- un nontissé externe hydrophile, placé dans la zone absorbante,
- un nontissé hydrophobe dans lequel sont insérés les élastiques faisant office de barrière fécale (anti-fuite),
- un intraversable externe textile microrespirant,
- 2 x 3 élastiques souples (qualité fils lycra) à l'entrejambe assurant une parfaite étanchéité et préservant de toute irritation,
- une enveloppe externe en nontissé micro aéré,
- fils de couleur verts pour identifier le degré d'absorption,
- nombre de fils : varie selon la taille (Small = 1 trait, Medium = 2 traits, Large = 3 traits, XL = 4 traits),
- un indicateur d'humidité (virant au pH de l'urine) indiquant progressivement le degré de saturation du change (indiquant également la taille et la désignation du produit).

Caractéristiques :

Référence	Longueur totale du produit	Largeur totale du produit	Poids total du produit	Tour de hanches
915840	490 +/- 7 mm	180 +/- 4 mm	67 g env.	45 - 70 cm
915831	490 +/- 7 mm	180 +/- 4 mm	69 g env.	60 - 90 cm
915832	490 +/- 7 mm	180 +/- 4 mm	79 g env.	80 - 120 cm
915833	580 +/- 8 mm	180 +/- 4 mm	95 g env.	100 - 150 cm
915834	580 +/- 8 mm	180 +/- 4 mm	107 g env.	130 - 170 cm

Performances :

Référence	Vitesse d'acquisition 1 ^{ère} miction	Relargage 1 ^{ère} miction	Vitesse d'acquisition 2 ^{ème} miction	Relargage 2 ^{ème} miction
915840	100 ml : 25 max. 40 s	100 ml : 0,10 max. 0,15 g	100 ml : 55 max. 85 s	200 ml : 1,0 max. 2,5 g
915831	100 ml : 25 max. 40 s	100 ml : 0,10 max. 0,15 g	100 ml : 50 max. 80 s	200 ml : 1,0 max. 2,5 g
915832	100 ml : 25 max. 40 s	100 ml : 0,10 max. 0,15 g	100 ml : 50 max. 80 s	200 ml : 1,0 max. 2,5 g
915833	100 ml : 25 max. 40 s	100 ml : 0,10 max. 0,15 g	100 ml : 50 max. 80 s	200 ml : 1,0 max. 2,5 g
915834	100 ml : 25 max. 40 s	100 ml : 0,10 max. 0,15 g	100 ml : 50 max. 80 s	200 ml : 1,0 max. 2,5 g

Référence	Absorption Rothwell*
915840	1300 ml env.
915831	1350 ml env.
915832	1600 ml env.
915833	1800 ml env.
915834	2000 ml env.

*Dans un souci d'une plus grande transparence, les Laboratoires Paul Hartmann communiquent désormais **un minimum d'absorption et non une moyenne ou un maximum** et ce afin de mieux refléter les performances de nos produits en situation réelle. L'ensemble de ces mesures sont effectuées et certifiées par un laboratoire indépendant.

Absence de latex.

Lieu de fabrication : France ou Allemagne

Présentation / Conditionnement

Les MoliCare® Mobile sont conditionnés en sachet, puis en carton.

Référence	Nb unités / sachet	Nb sachets / carton	Nb cartons / palette
915840	14	4	28
915831	14	4	28
915832	14	4	28
915833	14	4	24
915834	14	4	24

Référence	Dimensions sachet	Dimensions carton	Dimensions palette
915840	240 x 190 x 245 mm	503 x 393 x 255 mm	1006 x 786 x 1785 mm
915831	240 x 190 x 245 mm	503 x 393 x 255 mm	1006 x 786 x 1785 mm
915832	240 x 190 x 255 mm	528 x 393 x 255 mm	1056 x 786 x 1785 mm
915833	280 x 190 x 285 mm	593 x 393 x 296 mm	1186 x 786 x 1776 mm
915834	280 x 190 x 285 mm	593 x 393 x 296 mm	1186 x 786 x 1776 mm