



La sécurité  
passe par  
*moi*

# Ready to use.\*

Sonde hydrophile BD™ Ready-To-Use



Depuis plus de 120 ans, BD accompagne  
soignants et patients, partout, tout le temps.

\*Prête à l'emploi.



# Sonde Hydrophile BD™ Ready-To-Use

Référence	Taille (CH)	Longueur (cm)	Embout	Unités	Code ACL
RTU12M	12	Homme - 40	Droit	30	3760336930125
RTU14M	14	Homme - 40	Droit	30	3760336930118
RTU16M	16	Homme - 40	Droit	30	3760336930101
RTU06P	6	Pédiatrique - 25	Droit	30	3760336930095
RTU08P	8	Pédiatrique - 25	Droit	30	3760336930088
RTU10P	10	Pédiatrique - 25	Droit	30	3760336930071
RTU10F	10	Femme - 19	Droit	30	3760336930064
RTU12F	12	Femme - 19	Droit	30	3760336930057
RTU14F	14	Femme - 19	Droit	30	3760336930040

Référence	Taille (CH)	Longueur (cm)	Embout	Unités	Code ACL
RTU12C	12	Homme - 40	Coudé	30	3760336930033
RTU14C	14	Homme - 40	Coudé	30	3760336930026
RTU16C	16	Homme - 40	Coudé	30	3760336930019

- Dispose d'un guide d'insertion pour aider à une insertion sans contact, disponible pour les versions homme, femme et pédiatrique.
- Revêtement hydrophile prêt à l'emploi en PVP.
- Oeils de drainage polis à chaud conçus pour assurer un meilleur confort.
- Ne contient pas de phtalates.
- Ne contient pas de Bisphénol A ou de latex.

Autocollant adhésif pour faciliter la manipulation

Emballage en aluminium



Dispose d'un guide d'insertion pour permettre une insertion sans contact pour les modèles homme, femme et pédiatrique.

Sonde hydrophile BD™ Ready-To-Use, destinée au sondage intermittent de l'urètre, Dispositif médical de classe I (Dir 93/42/CEE), CE 0123, Fabricant Hangzhou Bever Medical Devices Co., Ltd. Pour un bon usage se référer à la notice d'utilisation. Dispositif pris en charge par l'assurance maladie. Edition Mars 2021.

BD, Le Pont-De-Claix, 38800

[bd.com/fr](http://bd.com/fr)

BD, le logo BD sont des marques commerciales de Becton, Dickinson and Company ou de ses filiales.  
© 2021 BD. Tous droits réservés. RA2103161  
Becton Dickinson France S.A.S au capital de 64 719 915 euros / RCS Grenoble B 056 501 711 / Siret 056 501 711 00115.

