




Pansement **hydrocellulaire** siliconé micro-adhérent.

Plaies exsudatives


- Plaies chroniques
- Plaies aiguës
- Y compris plaies avec peau périlésionnelle fragile




Propriétés

- **Tenue du pansement lors de la pose et de la fixation.**
- **Pas besoin de 3^{ème} main.**
- **Micro-adhérence**
- Adhésion douce sur la peau périlésionnelle.
- Réduction du risque de macération.
- Retrait atraumatique pour la plaie et indolore pour le patient.
- Souplesse/Conformabilité.

Mode d'emploi



Nettoyer la plaie. Retirer le feuillet protecteur. Appliquer sans étirer, côté adhérent sur la plaie.



Mepilex® doit recouvrir la peau saine environnante d'au moins 2 cm.



Maintenir Mepilex® avec un bandage de type Tubifast® 2-Way Stretch®, une bande ou un sparadrap de type Mefix®.

Codes LABO	Codes ACL 7	Code ACL 13	Désignation Produit	Cond.	
				Pièces/Bte	Btes/ carton
294100	6 154 507	7 310 791 242 101	Mepilex® 10 x 10 cm	5	14
294300	6 154 502	7 332 430 000 965	Mepilex® 15 x 15 cm	5	5
294310	6 154 913	7 332 430 489 289	Mepilex® 17,5 x 17,5cm	5	5
294410	6 154 935	7 332 430 489 401	Mepilex® 21 x 22cm	5	4
Pour les plaies de la région du talon Mepilex® Talon					
288200	6 154 944	7 332 430 706 171	Mepilex® Talon 13 x 21 cm	5	5

* Pansements inscrits sur la Liste des Produits et Prestations Remboursables (LPPR) par la Sécurité Sociale.

** Fixation recommandée : Tubifast® 2-Way Stretch®.

Mölnlycke, Mepilex et Safetac sont des marques et des logos déposés au niveau mondial par la société Mölnlycke Health Care AB ou l'une de ses filiales. Ces produits sont fabriqués en Europe. Dispositifs médicaux. CE 2797. L'organisme notifié de l'ensemble de ces produits est BSI (British Standards Institution).

Pour plus d'informations, veuillez vous reporter à la notice d'utilisation accompagnant les produits.

Mepilex® : Remboursement LPPR, catégorie pansements hydrocellulaires anatomiques à absorption importante, stériles. La prise en charge est assurée pour les plaies aiguës et chroniques dès la phase de bourgeonnement en traitement séquentiel. Prix LPPR = Prix limite de vente. Classe IIb.

Mepilex® Talon : Remboursement LPPR, catégorie pansements hydrocellulaires anatomiques à absorption importante, stériles. La prise en charge est assurée pour les plaies aiguës et chroniques dès la phase de bourgeonnement en traitement séquentiel. Prix LPPR = Prix limite de vente. Classe IIb.

Reclamation qualité produits : reclamation.qualite@molnlycke.com

Service clients & Renseignements produits : Tel : 03 20 12 25 55 - Fax : 03 20 12 25 46.

Distributeur : Mölnlycke Health Care - CS 70205 - 13 allée du Château Blanc - 59445 Wasquehal cedex.

Fabricant : Mölnlycke Health Care - Box 13080, SE-402 52 Göteborg, Sweden - Tel : +46 31 722 30 00 - Fax : +46 31 722 34 01

www.molnlycke.fr - © Copyright (2019) Mölnlycke Health Care.