

**Désignation / Designation**

 PM RETRIEVAL / *PM RETRIEVAL*
**Référence / Reference**

PS3830026

<b>Fabricant / Manufacturer</b> Prince Medical 64 rue Gutenberg ZA La Sente Du Moulin 60530 ERCUIS	<b>Référentiels / Referential</b> Organisme notifié / <i>Notified Body</i> N° de certificat / <i>Certificate N°</i> Validité / <i>Validity</i>	<b>ISO 9001 : 2008- NF EN ISO 13485 :2012</b> Gmed -0459 8565 / 10229 30/12/2017
--	---	---

**Principaux éléments constitutifs et nature des matériaux / Principal components and nature of the materials**

 - Polyéthylène / *Polyethylene*

**Utilisation / Use**

PM Retrieval permet la récupération des fils d'un DIU qui ont été perdus dans le canal endocervical ou dans la cavité utérine ainsi que l'extraction du DIU si nécessaire. / *PM Retrieval allows the recovery of an IUD's lost threads in the endocervical canal or in uterine cavity as well as the extraction of the IUD if necessary.*

**Présence de Latex / Contains Latex : Non / No**

Usage unique / <i>Single use</i>	Oui / <i>Yes</i>
Stérile / <i>Sterile</i>	Oui / <i>Yes</i>
Mode de stérilisation / <i>Sterilization method</i>	Oxyde d'éthylène / <i>Ethylene oxide</i>
Péremption / <i>Expiration</i>	3 ans / <i>3 years</i>

<b>Marquage CE / CE marking</b>	
Classe / <i>Class</i>	I Stérile / <i>I Sterile</i>
Organisme notifié / <i>Notified Body</i>	Gmed - 0459
Attestation / <i>Attestation</i>	n°26672
Validité / <i>Validity</i>	30/12/2017

**Conditionnement / Packaging**

 Boite de 10 unités en emballage individuel stérile / *Box of 10 units in individual sterile packaging*