



STERIMA FICHE TECHNIQUE

DATE :	08.07.2014
PRODUIT :	SET ABLATION FILS 1
CODE :	706046
CLADIMED :	F52BD02
COMPOSITION :	<ul style="list-style-type: none">- 1 Pince à mors fins- 1 Coupe-fils emballé- 3 Compresses de gaze 5 x 5 cm- 1 blister rigide 2 compartiments
CLADIMED :	F52BD02
CONDITIONNEMENT :	45 sets par carton Carton : 353 mm x 238 mm x 161 mm 110 cartons par palette
SPECIFICATIONS TECHNIQUES COMPOSANTS :	<ul style="list-style-type: none">• pince à mors fins : polypropylène renforcé à la fibre de verre - coloris bleu - 12,6 cm• coupe fils : acier au carbone - lame recourbée sans manche - longueur 6,5 cm - sous emballage aluminium - stérilisation par rayonnement• compresses : 100% gaze de coton absorbant - 17 fils - 8 plis - 5 x 5 cm• blister : PET/PE 350µm - papier médical 60 g/m²
MODE DE STERILISATION :	à l'oxyde d'éthylène – durée de vie : 3 ans maximum
UTILISATION :	Set de soins préconisé lors de l'ablation de fils
CLASSIFICATION :	I stérile
MARQUAGE CE :	CE-0123 (TÜV)

