



STERIMA FICHE TECHNIQUE

DATE :	18.06.2014
PRODUIT :	SET POSE DE SONDE URINAIRE
CODE :	706065
CLADIMED :	G51AD01
COMPOSITION :	- 1 Champ de soins 70 x 75 cm - 1 Champ de soins 75 x 90 cm - troué - 1 Pince Kocher bleue - 1 Gel lubrifiant - 1 Seringue 10 ml L - 1 Ampoule 10 ml d'eau stérile - 5 Compresses en nontissé 7,5 x 7,5 cm - 1 Blister rigide à 2 compartiments
CONDITIONNEMENT :	40 unités par carton carton : 486 mm x 293 mm x 314 mm 30 cartons par palette

SPECIFICATIONS TECHNIQUES COMPOSANTS :

- champ : nontissé duplex (cellulose et polyéthylène) - 50 g/m² - 70 x 75 cm - coloris bleu
- champ troué : nontissé duplex (cellulose et polyéthylène) - 50 g/m² - 75 x 90 cm - trou central diamètre 10 cm - coloris bleu
- pince Kocher : polyamide renforcé à la fibre de verre - coloris bleu - 14 cm
- gel lubrifiant : à base d'eau glycinée (origine non minérale) - fluide - 2,7 g - stérilisation au rayonnement gamma
- seringue : 3 pièces excentrées - 10 ml - corps de la seringue et piston : polypropylène - joint : caoutchouc synthétique sans latex - sous emballage apyrogène - stérilisation oxyde d'éthylène
- ampoule : eau distillée stérile - ampoule autocassable en verre neutre - fond plat - 10 ml
- compresses : nontissé (polyester / viscosse) - 30 g/m² - 7,5 x 7,5 cm
- blister rigide : PET/PE 350µ - papier médical 60 g/m²




STERIMA FICHE TECHNIQUE

MODE DE STERILISATION : à l'oxyde d'éthylène

UTILISATION : Set de soins préconisé pour la préparation de la peau, des muqueuses et/ou de la sonde lors de la pose de sonde urinaire (ne contient pas la sonde)

CLASSIFICATION : IIa

MARQUAGE CE : CE-0123 (TÜV)



Blister rigide 2 alvéoles