

BOITE A COTON

Réf. N° :C8 400 14

ECKBOLSHEIM

TCE3

<i>Description générale</i>	Boite en Inox à coton avec couvercle séparable à pommeau.	
<i>Pièces jointes</i>	Oui	Photo.
<i>Référence lot</i>	Non	
<i>Dispositif raccordé</i>	Non	
<i>Dispositif Usage Unique</i>	Non	
<i>Dispositif stérile</i>	Non	
<i>Stérilisation</i>	Oui	A l'autoclave ou stérilisateur à air sec type Poupinel
<i>Nettoyage</i>	Oui	A l'eau savonneuse ou un détergent, désinfecter avec un désinfectant n'attaquant pas l'inox
<i>Substance impropre</i>	Produit attaquant l'inox	
<i>Pièces constitutives</i>	Oui	Un corps plus un couvercle
<i>Matières</i>	En acier Inoxydable ASI 304.	
<i>Standard fabrication</i>	S.O.	
<i>Étiquetage</i>	Oui	Désignation, Matière, Référence, Nom , Adresse, Logo
<i>Emballage</i>	Oui	En sachet individuel avec étiquette plus dans une boîte en carton.
<i>Stockage particulier</i>	Oui	Sec et propre
<i>Marquage sur le D</i>	Oui	Logo, Nom, Référence, Matière, Code approvisionnement
<i>Références</i>	C8 400 14	
<i>Désignation</i>	Boite à coton avec pommeau	
<i>Dimension Ø x E (mm)</i>	110 x 140	
<i>Résistance température (C°)</i>	-10 à +200°C	
<i>Poids net (Kg)</i>	313	
<i>Couleurs</i>	Inox brillant	
<i>Capacité ml.</i>	1100	
<i>Utilisation</i>	Dispositif permettant de stocker à l'abri de la poussière du coton.	
<i>Mode d'emploi</i>	Veuillez retirer le couvercle et insérer du coton en vrac ou en boules. Refermer la boîte avec le couvercle.	
<i>Précaution d'emploi</i>	Nous recommandons de nettoyer avec de l'eau savonneuse la boîte ainsi que le couvercle à chaque remplissage. Ne pas laisser la boîte au soleil ou près d'une source de chaleur , risque de déformation.	
<i>Recyclage/Récupération</i>	Dans des containers à métaux.	
<i>DEEE/REACH</i>	Non/ NC	
<i>PVC/ PHTALATES</i>	Non/ Non	
<i>Données de sécurités</i>	Phrases R = Nul Combinaison de phrases = Nul	