

## 3M™ Micropore™ Sparadrap hypoallergénique microporeux

Sparadrap hypoallergénique microporeux conçu pour maintenir les pansements sur peau fine ou fragile et pour permettre des pansements fréquents en minimisant les réactions cutanées secondaires aux adhésifs.

### Avantages

Le sparadrap 3M™ Micropore™ bénéficie d'une excellente tolérance cutanée qui permet de fréquents changements de pansement

- Microporeux, très perméable à l'air et à la vapeur d'eau, il laisse respirer la peau
- Son adhésivité augmente dans le temps et explique sa bonne tenue
- Il ne laisse pas de résidus adhésifs et son retrait est indolore
- Il est transparent aux rayons X

