

FICHE PRODUIT
PINCE DE CHERON

Référence :	403109
Composition :	1 Pince Chéron
Conditionnement :	Sachet de stérilisation EO 150x350mm
Présentation :	Carton de 25 unités Carton 400x400x280mm (0,045m ³) Palette de 42 cartons
<i>Spécifications techniques</i>	
Composants :	Pince plastique ABS Sachet papier non enduit et PET/PP
Mode de stérilisation :	Oxyde d'éthylène
Classification	Article 12, Is
Marquage CE	0459 LNE G-MED
Conseils de stockage	Les produits ne doivent jamais être stockés en contact direct avec le sol et doivent être stockés à température ambiante entre 5 et 40°C à l'abri dans un endroit sec et propre.
Manipulation	Lors de l'ouverture du carton faire attention à ne pas endommager les produits.
Conseils d'utilisation	Vérifier l'intégrité de l'emballage Peler le blister sur une surface plane en : *tenant le protecteur transparent d'une main, *prenant le protecteur papier dans un coin avec l'autre main, *tirer le protecteur papier, Procéder à un lavage hygiénique des mains Déplier le champ de soins Disposer les éléments sur le champ de soins Procéder au soin Tout composant contenu dans le blister devra être jeté après utilisation Produit stérile à usage unique, ne pas re-stériliser.

Date de création : 18/03/2008	Validation :
Dernière mise à jour : V3 du 26/10/2016	