

CAPILUVE® EVOLUTION

Référence	Désignation
09/6031	Capiluve® évolution
09/6032	Bouchon imperdable



Atouts :

- Rend le shampooing agréable et confortable au lit.
- Réservoir d'eau usée qui limite les déplacements et les risques de renversement.
- Appui ergonomique au niveau des épaules, de la nuque et de l'occiput.
- Manipulation aisée par le personnel soignant grâce aux poignées.

Description :

- Dimensions : 45 x 48 x 16 cm
- Poids net à vide: 1,5 Kg
- Contenance : 6 litres maxi

Composition :

- Polyéthylène

Entretien :

- Nettoyage : eau chaude et détergent habituel.
- Rincer le réservoir après utilisation.
- Passe en autoclave avec bouchons ouverts.

Précautions d'emploi :

- Tenir hors de portée des enfants.
- PharmaOuest Industries ne peut être tenu responsable de tous dommages liés à une utilisation non conforme du produit.

Conditionnement :

- A l'unité, sous sac plastique avec un bandeau cartonné.
- Poids brut : 1,5 kg.