

# MEDI-GRIP® Latex Powder-Free

GANTS CHIRURGICAUX

## Gant chirurgical en latex non poudré avec finition micro-adhésivée pour une préhension sûre

### CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES PRINCIPAUX :

- Bonne préhension pour une manipulation sûre grâce au traitement exclusif de la surface externe
- Formulation en latex souple et malléable pour une grande dextérité et un agréable confort
- Finition micro-adhésivée sur la paume et les doigts pour une manipulation sûre des instruments dans des conditions humides ou sèches
- Fabrication à partir de formes anatomiques pour un confort accru et un meilleur ajustement

*MISE EN GARDE : la sécurité d'utilisation de ces gants n'a pas été établie chez les personnes sensibles au latex. Ce produit contient du latex de caoutchouc naturel susceptible de provoquer des réactions allergiques.*

### Recommandé pour

- Procédures stériles au BO
- Confort accru pendant les procédures prolongées
- Procédures d'examen courtes et à faible risque
- Utilisation comme gant externe dans les applications de double gantage

### TECHNOLOGIES INTÉGRÉES



## MEDI-GRIP® Protection de confiance au quotidien

Des solutions de confiance répondant aux besoins quotidiens en matière de protection, de confort et de sécurité des chirurgiens, du personnel infirmier au bloc opératoire et des techniciens en chirurgie à travers le monde.

# MEDI-GRIP® Latex Powder-Free

GANTS CHIRURGICAUX

## INFORMATIONS DU PRODUIT

Matériau	Latex de caoutchouc naturel
Teneur en poudre	Sans poudre
Couleur	Naturel
Épaisseur	Standard
Modèle de manchette	Bord roulé
Surface externe du gant	Finition lisse
Surface interne du gant	Enduction polymère
Prévention des allergies	Néant
Niveau de préhension	Modéré
Recommandation de double gantage	Gant externe
Produit homologué pour la manipulation des produits chimiothérapeutiques	Non, produit non testé en vertu de la norme ASTM D6978
Absence de trous (niveau d'inspection I)	0.65 AQL
Stérile	Oui
Normes du produit	EN 455 1-4, ISO 10282
Normes de qualité/environnementales	EN 556, ISO 11137 - Partie 1, ISO 13485, ISO 14001, ISO 9001
Conditionnement	100 paires par boîte ; 3 boîtes par carton ; 300 paires par carton
Durée limite de stockage	3 ans
Consignes de conservation	Conserver à l'abri des rayons du soleil, dans un endroit frais et sec. Garder à l'abri des sources d'ozone et d'inflammation.
Accélérateurs chimiques de vulcanisation	Diéthylthiocarbamate de zinc (ZDEC), Dibutylthiocarbamate de zinc

## INFORMATIONS DE COMMANDE

Taille	5.5	6	6.5	7	7.5	8	8.5	9
Code produit	354101	354102	354103	354104	354105	354106	354107	354108

Contactez votre représentant Ansell pour passer commande ou obtenir de plus amples informations.

**Amérique du Nord**  
Tél. (États-Unis) : 800 952 9916  
Tél. (Canada) : 1-844-494-7854  
E-mail : insidesalesus@ansell.com  
Sandel Tél. (États-Unis): 866 764 3327  
Sandel E-mail: sandel-cs@ansell.com

**Amérique centrale et du Sud**  
Tél. : +52(442) 296 20 50  
E-mail : cslac@ansell.com  
**Brésil**  
Tél. : +55 11 3356 3100  
E-mail : luvas.medicas@ansell.com

**Europe, Moyen-Orient et Afrique**  
Tél. : +32 (0) 2 528 74 00  
E-mail : cslac@ansell.com  
E-mail : info@ansell.eu

**Asie-Pacifique**  
Tél. : + 603 8310 6688  
E-mail: apac.medical@ansell.com

**Inde**  
Tél. : +91 22 38124500  
E-mail : info.india@ansell.com  
**Australie et Nouvelle-Zélande**  
Tél. : + 61 3 9270 7270  
E-mail : protection@ap.ansell.com  
**Chine**  
Tél. : +86(21) 3827 5005  
E-mail : infochina@ansell.com