

## Fiche Technique

 N° d'article **01181**

 Description: **Style Black**
**Gant d'examen en nitrile**
**noir, non stérile, non poudré**


ÉPAISSEUR							
manchette	paum	bout des doigts					
0,06 mm	0,08 mm	0,10 mm					
DESCRIPTION DU PRODUIT							
matériel	<input type="checkbox"/> Latex	<input checked="" type="checkbox"/> Nitrile	<input type="checkbox"/> Vinyle	<input type="checkbox"/> Vinyle-Nitrile-mix	<input type="checkbox"/> Polyéthylène (PE)	<input type="checkbox"/> TPE	<input type="checkbox"/> coton
couleur	<input type="checkbox"/> blanc	<input type="checkbox"/> bleu	<input checked="" type="checkbox"/> noir	<input type="checkbox"/> menthe	<input type="checkbox"/> pourpre	<input type="checkbox"/> mélanger	<input type="checkbox"/> bordeaux
caractéristiques	<input type="checkbox"/> pré-poudré	<input checked="" type="checkbox"/> non poudré	<input type="checkbox"/> stérile	<input checked="" type="checkbox"/> non stérile	<input checked="" type="checkbox"/> ambidextre	<input type="checkbox"/> forme anatomique	
surface	<input type="checkbox"/> microtexturada	<input checked="" type="checkbox"/> bout des doigts rugueux	<input type="checkbox"/> sans texturation	<input type="checkbox"/> martelé	<input checked="" type="checkbox"/> intérieur chloré revêtu de polymère à l'extérieur		
DIMENSIONS							
	<b>XS (5-6)</b>	<b>S (6-7)</b>	<b>M (7-8)</b>	<b>L (8-9)</b>	<b>XL (9-10)</b>	<b>XXL (10-11)</b>	<b>XXXL (11-12)</b>
largeur	≤ 80 mm	80 ± 10 mm	95 ± 10 mm	110 ± 10 mm	115 ± 10 mm	125 ± 10 mm	-
longueur	≥ 240 mm	≥ 240 mm	≥ 240 mm	≥ 240 mm	≥ 240 mm	≥ 240 mm	-
EXIGENCES RÉGLEMENTAIRES							
Règlement EPI (EU) 2016/425	<input type="checkbox"/> catégorie I	<input type="checkbox"/> catégorie II	<input checked="" type="checkbox"/> catégorie III	<input type="checkbox"/> no PPE-article			CE
Règlement DM (EU) 2017/745	<input checked="" type="checkbox"/> classe 1	<input type="checkbox"/> classe II	<input type="checkbox"/> classe III	<input type="checkbox"/> stérile	<input type="checkbox"/> avec fonction de mesure	<input type="checkbox"/> pas de dispositif médical	
Contact alimentaire (CE) 1935/2004	<input checked="" type="checkbox"/> aliments acides	<input checked="" type="checkbox"/> aliments aqueux	<input checked="" type="checkbox"/> aliments gras	<input checked="" type="checkbox"/> aliments alcoolisés	<input checked="" type="checkbox"/> aliments secs	<input type="checkbox"/> Aucun contact avec les aliments	
STANDARDISATION							
EN 388:2016 risques mécaniques	résistance à l'abrasion	résistance aux coupures Coupe	résistance au déchirement	force de pénétration de l'aiguille	résistance aux coupures TDM	protection contre les chocs	
niveau	non applicable						
EN 374-1:2016 risques chimiques	produit chimique		lettre d'identification	niveau	temps de perméation	dégradation	ISO 374-1/Type B  KPT
EN 374-4:2013 dégradation	Sodium hydroxide 40%		K	6	> 480 min	15,1	
	Hydrogen Peroxide 30%		P	2	> 30 min	-74,4	
	Formaldehyde 37%		T	5	> 240 min	24	
EN 374-5:2016 microorganismes	Le gant est étanche contre les microorganismes (virus, bactéries et champignons). Essai selon ISO 16604 - Méthode B						 EN ISO 374-5:2016 VIRUS
EN 420:2010 gants de protection	Les gants repondent aux exigences selon EN 420:2010						
EN 455 gants médicaux jetables	Les gants repondent aux exigences selon EN 455-1, EN 455-2, EN 455-3, EN 455-4						<b>EN 455</b>
EN 455-1:2000 imperméabilité (sans trous)	Les gants ont une valeur NQA < 1.5 concernant l'essai de résistance de l'eau (contrôle par échantillonnage selon ISO 2859-1, niveau général d'inspection I)						<b>AQL 1.5</b>

## Fiche Technique

N° d'article **01181**

Description: **Style Black**

**Gant d'examen en nitrile  
noir, non stérile, non poudré**



DONNÉES LOGISTIQUES SOUS-EMBALLAGES		
<b>données générales</b>		
matériel	carton	
pieces par sous-emballage	100	
EAN sous-emballage taille XS	4044941009063	
EAN sous-emballage taille S	4044941009070	
EAN sous-emballage taille M	4044941009087	
EAN sous-emballage taille L	4044941009094	
EAN sous-emballage taille XL	4044941009100	
EAN sous-emballage taille XXL	4044941009346	
EAN sous-emballage taille XXXL	-	
PZN sous-emballage taille XS	14819494	
PZN sous-emballage taille S	14819471	
PZN sous-emballage taille M	14819465	
PZN sous-emballage taille L	14819459	
PZN sous-emballage taille XL	14819488	
PZN sous-emballage taille XXL	14819502	
PZN sous-emballage taille XXXL	-	
<b>dimensions et taille</b>		
longeur	215 mm	
largeur	120 mm	
hauteur	60 mm	
<b>poids</b>		
<b>taille</b>	<b>poids net</b>	<b>poids brut</b>
XS	340 g	400 g
S	360 g	420 g
M	380 g	440 g
L	410 g	470 g
XL	450 g	510 g
XXL	460 g	520 g
XXXL	-	-

DONNÉES LOGISTIQUES PALETTE		
<b>données générales</b>		
type de la palette	europalette	
<b>dimensions et taille</b>		
carton par emplacement	10	
emplacement par palette	8	
hauteur de la palette	199 cm	
<b>poids</b>		
<b>taille</b>	<b>poids net</b>	<b>poids brut</b>
XS	360 kg	385 kg
S	376 kg	401 kg
M	392 kg	417 kg
L	416 kg	441 kg
XL	448 kg	473 kg
XXL	456 kg	481 kg
XXXL	-	-

DONNÉES LOGISTIQUES EMBALLAGE EXTÉRIEUR		
<b>données générales</b>		
matériel	carton	
sous-emballage par emballage extérieur	10	
EAN emballage extérieur taille XS	4044941009117	
EAN emballage extérieur taille S	4044941009124	
EAN emballage extérieur taille M	4044941009131	
EAN emballage extérieur taille L	4044941009148	
EAN emballage extérieur taille XL	4044941009155	
EAN emballage extérieur taille XXL	4044941009353	
EAN emballage extérieur taille XXXL	-	
PZN emballage extérieur taille XS	-	
PZN emballage extérieur taille S	-	
PZN emballage extérieur taille M	-	
PZN emballage extérieur taille L	-	
PZN emballage extérieur taille XL	-	
PZN emballage extérieur taille XXL	-	
PZN emballage extérieur taille XXXL	-	
<b>dimensions et taille</b>		
longeur	315 mm	
largeur	255 mm	
hauteur	230 mm	
<b>poids</b>		
<b>taille</b>	<b>poids net</b>	<b>poids brut</b>
XS	4.000 g	4.500 g
S	4.200 g	4.700 g
M	4.400 g	4.900 g
L	4.700 g	5.200 g
XL	5.100 g	5.600 g
XXL	5.200 g	5.700 g
XXXL	-	-

Rév. n°.: 5

date: 12. 05.2021

Sous réserve de modifications et d'erreurs.