



INNOVATIVE SURGICAL GLOVES



GAMMEX® LATEX

SOLUTION DE POINTE EN LATEX NON POUDRÉ, POUR LA CHIRURGIE GÉNÉRALE.

Par sa conception et sa formulation, le gant GAMMEX® Latex d'Ansell définit de nouveaux standards en chirurgie. Associant de façon optimale la sécurité et le confort de la technologie exclusive d'Ansell à une facilité d'utilisation sans précédent, ce gant offre une barrière de protection efficace, sans compromettre la sensibilité tactile.

L'enduction interne synthétique à base aqueuse permet d'enfiler facilement les gants, même sur mains humides. Une bande collante, appliquée sur la partie supérieure de la manchette droite, assure un excellent ancrage sur la casaque, réduisant ainsi la pression exercée sur l'avant-bras durant les opérations.

Les gants GAMMEX® Latex garantissent une préhension sûre tant en milieu sec qu'humide afin de faciliter la manipulation des instruments. Cette propriété est renforcée par la surface externe micro-texturée du gant, aussi obtenue grâce à un contrôle minutieux du dosage lors de l'étape finale de chloration en usine.

Ce gant démontre une teneur très basse en protéines de latex et en résidus d'accélérateurs chimiques, résultat de longs processus de lixiviation et de cycles de lavage en post-production, et sa formulation sans thiurames ni MBT (mercaptobenzothiazoles) est sans danger pour la peau.

Parce qu'il répond aux plus strictes exigences des chirurgiens, le GAMMEX® Latex connaît un grand succès dans les blocs opératoires en Europe.

DESCRIPTION DU PRODUIT

Matériau	Latex de caoutchouc naturel
Couleur	Blanc
Forme	Anatomique
Manchette	Manchette droite à bande collante
Surface externe	Micro-texturé, chloré et siliconé
Surface interne	Enduit de polyuréthane et siliconé

TAILLE / CODE PRODUIT

5.5	330048055	6	330048060
6.5	330048065	7	330048070
7.5	330048075	8	330048080
8.5	330048085	9	330048090
9.5	330048095		

Les gants chirurgicaux GAMMEX®, gamme la plus novatrice et la plus pointue du marché, offrent aux chirurgiens, au personnel infirmier au bloc opératoire, aux techniciens en chirurgie et aux patients la garantie d'une protection active et des performances optimales dont ils ont besoin. Au travers d'un vaste choix d'options, les gants chirurgicaux GAMMEX® s'adaptent à toutes les contraintes pour la prévention des agressions extérieures, des réactions allergiques et de la contamination bactérienne et virale en milieu chirurgical.

Gant chirurgical stérile en latex naturel, non poudré

DM Classe IIa et EPI Cat. III
Organisme de certification: British Standards Institution (2797): MD, Centexbel (0493) : équipement de protection individuelle
Le cas échéant, lire attentivement le mode d'emploi qui accompagne le produit.
Usage unique. Stérile sauf si l'emballage est ouvert ou endommagé. Ce produit contient du latex de caoutchouc naturel susceptible de provoquer des réactions allergiques, y compris des chocs anaphylactiques.

Ref-20831-20200709

Ansell est un leader mondial dans le domaine de la protection de la santé et de la sécurité en proposant des solutions de haute qualité pour l'amélioration du bien-être. Implanté en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, dans la zone EMEA et en Asie, Ansell emploie plus de 13 000 personnes à travers le monde et occupe les premières places dans le monde sur les marchés des gants industriels et médicaux ainsi que dans le domaine de l'hygiène sexuelle et du bien-être. Les activités d'Ansell couvrent quatre secteurs : Medical Solutions (Solutions pour les professionnels de la santé), Industrial Solutions (Solutions pour l'industrie), Specialty Markets (Marchés spécialisés) et Sexual Wellness (Hygiène sexuelle et bien-être). Pour de plus amples informations sur Ansell et ses produits, visitez le site www.ansell.eu.

Ansell Healthcare Europe N.V. (European Head Office)

Riverside Business Park, Block J

Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium

Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01 • Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03

<http://www.ansell.eu> • E-mail info@ansell.eu

