



FICHE TECHNIQUE

Référence : 6216

COLLECTEUR AIGUILLE 1L BIOCOMPACT

<i>Désignations</i>	<i>Données</i>
Dimensions intérieures (mm)	L.77 x l.77 x H.195
Ouverture (mm)	50x80
Poids à vide (grammes)	118
Capacité utile (litre)	0,74
Epaisseur minimale (mm)	1,67
Capacité nominale (litre)	1,80
Masse brute maximale (kg)	0,65
Mode de fabrication	Injection
Matière première constitutive	Polypropylène
Cuve	Jaune
Type d'ouverture / fermeture	Couvercle en PP encliquetable
Norme	NF EN ISO 23907 NFX30-511
ADR	UN3291
Autoclavage	134°C
Code emballage	3H2
Domaine d'utilisation agréé	Marchandises dangereuse solide
Pays d'origine	France
Nomenclature douanière	39233010
Conditionnement	Carton
Quantité par conditionnement	150
Poids du conditionnement (kg)	18
Nombre d'unités par palette	14