

CARACTERISTIQUES GENERALES

Par SACHET (=UC)

Couleur BLANC
 Origine Chine
 Taille TU

 Densité 16,00 g / m2
 Quantité 25 taies

COMPOSITION

PP : POLYPROPYLENE

 NON TISSE


CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

LONGUEUR en cm : 60

LARGEUR en cm : 60

LARGEUR REVERS en cm : 10

Référence douanière : 63023210

Quantité de taies par unité de vente : 200

INFOS COMMERCIALES

Utilisation :
 Milieu médical

Présentation :
 Taie d'oreiller

Bénéfices client :
 Economique et hygiénique

CARACTERISTIQUES LOGISTIQUES

	Unité de vente	Sous-condt.	Sur-condt.
Type	CARTON	POLYFILM	
Quantité UC	8	1	
Poids kg	2,82		
Longueur cm	30,50	45,00	
Largeur cm	30,50	39,50	
Hauteur cm	28,50	3,00	
Code EAN	3378927840038		

PALETTISATION

Type de palette	80x120
UV par niveau	8
Nombre de niveaux	7
UV par palette	56
Hauteur palette en m	2,15
Volume UV en m3	0,0279