

COMPRESSE ABSORBANTE STERILE (PANSEMENT AMERICAIN)

Aussi appelé pansement américain.

- Enveloppe soyeuse formée de double-couches non-adhésives
- Une couche de tissu blanchi pour la répartition des sécrétions
- Non-adhérentes
- Une couche absorbante en flocons de cellulose doux au dos, une couche de cellulose respirante, aquaperlante, empêchant le passage des sécrétions.
- Indiqué pour les plaies fortement exsudatives
- Absorbant à usage unique utilisé pour l'absorption des saignements et pour la compression.
- Compresse de ouate de cellulose 100% exempt de chlore



SARL Fournisseur Matériel Médical (F.M. MEDICAL)
280, rue Berthie Albrecht - 62110 Hénin-Beaumont - France
RCS ARRAS 532 788 700
Tél.:09 51 51 95 71
email : contact@fournisseur-medical.com
site web : www.fournisseur-medical.com