

Désignation / Designation


HYSTEROMETRE CH 14 / *HYSTEROMETER CH 14*
Référence / Reference

PS1251400

<u>Fabricant / Manufacturer</u> Prince Medical 64 rue Gutenberg ZA La Sente Du Moulin 60530 ERQUIS	<u>Référentiels / Referential</u> <i>Organisme notifié / Notified Body</i> <i>N° de certificat / Certificate N°</i> <i>Validité / Validity</i>	<i>ISO 9001 : 2008- NF EN ISO 13485 :2012</i> <i>Gmed -0459</i> <i>8565 / 10229</i> <i>30/12/2017</i>
---	--	--

Principaux éléments constitutifs et nature des matériaux / Principal components and nature of the materials

- Partie distale souple: Polyéthylène / *Flexible distal part : Polyethylene*
- Manche rigide : Polystyrène / *Rigid handle : Polystyrene*


Utilisation / Use

L'hystéromètre CH 14 sert à apprécier la profondeur utérine, il permet également la dilatation du canal cervical avant intervention (pose de stérilet etc..) / *The hysterometer CH 14 allows measuring the uterine depth, it also allows the dilation of the cervix before intervention (IUD insertion).*

➤ **Présence de Latex / Contains Latex : Non / No**

Usage unique / <i>Single use</i>	Oui / <i>Yes</i>
Stérile / <i>Sterile</i>	Oui / <i>Yes</i>
Mode de stérilisation / <i>Sterilization method</i>	Oxyde d'éthylène / <i>Ethylene oxide</i>
Péremption / <i>Expiration</i>	5 ans / <i>5 years</i>

<u>Marquage CE / CE marking</u>	
Classe / <i>Class</i>	I Stérile / <i>I Sterile</i>
Organisme notifié / <i>Notified Body</i>	Gmed - 0459
Attestation / <i>Attestation</i>	26672
Validité / <i>Validity</i>	30/12/2017

Conditionnement / Packaging

Boîte de 25 unités en emballage individuel stérile / *Box of 25 units in individual sterile packaging*