



BD Plastipak™ 2, 3, 5, 10 ml

Seringues 3 pièces avec et sans aiguilles
Stérile, usage unique

- **Certificat** : n° 95 06 0005 CP ; certifié par Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (n° 0318)
- **Fabricant** : Becton Dickinson, San Agustín, Espagne
- **Certification** :
EN-ISO 13485 : 2003 Certificat n° 95 06 2005 EN certifié par AEMPS (n° 0318) ; UNE-EN ISO 9001 : 2000 ; certificat n° ER-0264/1994 par AENOR & UNE-EN ISO 14001 : 2004 ; certificat n° GA-1998/0105 par AENOR
- **Stérilisation** : Oxyde d'éthylène (concentration d'ETO : 570 mg/l)
- **Péremption** : 5 ans après stérilisation



Classe I (seringues sans aiguille)
Classe IIa (seringues montées)
Selon la directive européenne 93/42/CEE sur les dispositifs médicaux.

Marquage CE seringue 3 pièces sans aiguille :

Selon la directive européenne 93/42/CEE (procédure de conformité annexe V et VII)

- **Certificat** : n° 2000 06 0273CP ; certifié par Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (n° 0318)
- **Fabricant** : Becton Dickinson, San Agustín, Espagne
- **Certification** :
EN-ISO 13485 : 2003 Certificat n° 95 06 2005 EN certifié par AEMPS (n° 0318) ; ISO 9001 : 2008, Certificat n° ES-0264/1994, certifié par IQNet & AENOR ; UNE-EN ISO 14001 : 2004, certificat n° GA-1998/0105 par AENOR

Marquage CE seringue 3 pièces montées :

Selon la directive européenne 93/42/CEE (procédure de conformité annexe V et VII)

- **Stérilisation** : Oxyde d'éthylène (concentration d'ETO : 570 mg/l)
- **Péremption** : 5 ans après stérilisation

Marquage CE seringue 3 pièces Luer Lock (LL) :

Selon la directive européenne 93/42/CEE (procédure de conformité annexe V et VII)

- **Certificat** n° Q252.231 ; certifié par NSAI (n° 0050)
- **Fabricant** : Becton Dickinson, Canaan, USA
- **Certification** :
I.S. EN ISO 13485 : 2003 et I.S. EN ISO 9001 : 2000 Certificat n° MD19.2369 certifié par NSAI
- **Stérilisation** : Rayons Gamma
- **Conditions de stockage** : Tenir au sec et à l'abri du soleil
- **Péremption** : 5 ans après stérilisation

Indications :

Pour injections ou pour prélèvements.

Composition des différents éléments :

- Corps de la seringue : Polypropylène (PP)
- Piston : Polypropylène (PP)
- Joint de piston : Isoprène synthétique (sans latex)
- Marquage : Encres
- Lubrifiant : Silicone
- Aiguille : Acier inoxydable
- Colle : Résine Epoxy
- Embase : Polypropylène (PP)
- Protecteur d'aiguille : Polypropylène (PP)

Certifié :

- Sans Latex
- Sans DEHP

BD Plastipak™ 2, 3, 5, 10 ml - Seringues 3 pièces avec et sans aiguilles. - Stérile, usage unique, sans latex

Caractéristiques Générales :

- Seringue 3 pièces : corps + piston + joint de piston.
- Etanchéité même sous fortes pressions.
- Cylindre transparent permettant un parfait contrôle de l'injection.
- Le silicongage spécial garantit un glissement doux et régulier du piston.
- L'ensemble compact, seringue plus aiguille, offre à la fois toutes les qualités de la seringue BD Plastipak™ et de l'aiguille BD Microlance™.
- Les deux éléments assemblés, seringue plus aiguille, dans un seul emballage assurent : une simplification de l'injection, moins de gestes et une diminution du coût de l'injection.
- Nos cônes Luer et Luer Lock sont conformes aux normes européennes et françaises NF EN 20594-1, ISO 594-1 de décembre 1993, ISO 594-2 de septembre 1998 "Assemblage conique à 6% (luer) des seringues et aiguilles et de certains autres appareils à usage médical."

Caractéristiques Techniques

Seringues sans aiguille

Références	Désignation	Origine	Embout	Graduation	Corps de la seringue				Piston		Joint de piston	Total
					Longueur mm	Ø externe mm	Ø interne mm	Poids g	Longueur mm	Poids g	Poids g	Poids g
300185	2 ml* – H 802 S	ESP	Centré	au 0,1 ml	60,15	10,12	8,57	1,7	72,35	0,86	0,19	2,75
302187	5 ml – H805 S	ESP	Centré	au 0,2 ml	65,03	13,66	11,98	2,52	77,44	1,76	0,46	4,74
302188	10 ml – H 811 ES	ESP	Excentré	au 0,5 ml	85,48	16,21	14,43	4,34	97,92	2,87	0,69	7,81
309658	3 ml – H 803 LL	USA	Centré	au 0,1 ml	69,00	10,12	8,57	2,05	80,05	0,95	0,19	3,44
309649	5 ml – H 805 LL	USA	Centré	au 0,2 ml	65,03	13,66	11,98	2,52	77,44	1,76	0,46	4,74
300912	10 ml – H 810 LL	USA	Centré	au 0,2 ml	85,48	16,21	14,43	4,34	97,92	2,87	0,69	7,81

Seringues montées

Références	Désignation	Origine	Corps de la seringue				Piston		Joint de piston	total	Aiguille BD Microlance™ 3		
			Longueur mm	Ø externe mm	Ø interne mm	Poids g	Longueur mm	Poids g	Poids g	Poids g	Dimension		Code
											Gauge	mm	Couleur
300190	2 ml* – H 802DN	ESP	60,15	10,12	8,57	1,7	72,35	0,86	0,19	2,75	25	0,5 x 16	orange
300189	2 ml* – H 802DN	ESP	60,15	10,12	8,57	1,7	72,35	0,86	0,19	2,75	23	0,6 x 25	bleu
300188	2 ml* – H 802DN	ESP	60,15	10,12	8,57	1,7	72,35	0,86	0,19	2,75	22	0,7 x 30	noir
300187	2 ml* – H 802DN	ESP	60,15	10,12	8,57	1,7	72,35	0,86	0,19	2,75	21	0,8 x 40	vert
308062	5 ml* – H 805DN	ESP	65,03	13,66	11,98	2,52	77,44	1,76	0,46	4,74	22	0,7 x 30	noir
308063	5 ml* – H 805DN	ESP	65,03	13,66	11,98	2,52	77,44	1,76	0,46	4,74	21	0,8 x 40	vert
308027	10 ml – H 811EDN	ESP	85,48	16,21	14,43	4,34	97,92	2,87	0,69	7,81	21	0,8 x 40	vert

* les seringues 2 ml sont graduées jusqu'à 2,5 ml

Conditionnement :

Réf. 300185 - Boîte / carton / Palette filmée : 100/ 800/ 28 000 unités
 Réf. 302188 - Boîte / carton / Palette filmée : 100/ 400/ 14 400 unités
 Réf. 300912 : Boîte / carton / Palette filmée : 100/ 400/ 9.600 unités
 Réf. 300190, Réf. 300189, Réf. 300187 : Boîte / carton / Palette filmée : 100/ 800/ 16 800 unités

Réf. 302187 - Boîte / carton / Palette filmée : 100/ 400/ 24000 unités
 Réf. 300188 - Boîte / carton / Palette filmée : 100/ 800/ 16 800 unités
 Réf. 309658 - Boîte / carton / Palette filmée : 200/ 800/ 19 200 unités
 Réf. 309649 - Boîte / carton / Palette filmée : 125/ 500/ 12 000 unités
 Réf. 308062, Réf. 308063 : Boîte / carton / Palette filmée : 100/ 400/ 14 400 unités
 Réf. 308027 - Boîte / carton / Palette filmée : 100/ 400/ 12 000 unités



BD Medical
 Medical Surgical Systems
 11, rue Aristide-Bergès
 38800 Le Pont-de-Claix
 Tél. 04 76 68 36 36
 Fax 04 76 68 55 61
www.bd.com/france