

## MoliNea® Plus E

Alèse

Référence    Taille  
161185      60 x 60 cm



### Produit

Produit constitué d'un coussin absorbant en cellulose défibrée, recouvert d'un voile de cellulose diffuseur entièrement couvert par un nontissé et un intraversable antidérapant.

Le pliage de l'alèse en 3 permet d'obtenir un sachet compact.

### Indications / Classification

Protection de la literie ou du fauteuil.

MoliNea® Plus E est un dispositif médical de classe I.

### Spécifications



#### Composition :

Nontissé hydrophile recouvrant la totalité de la surface.  
Voile de cellulose diffuseur.  
Coussin absorbant constitué de cellulose défibrée.  
Film intraversable externe antidérapant.  
Ensemble collé par colle type Hotmelt.

#### Caractéristiques :

Longueur totale : 600 +/- 10 mm  
Largeur totale : 600 (min 565) mm  
Longueur du coussin absorbant : 480 +/- 10mm  
Largeur du coussin absorbant : 490 (min 480) mm

Poids total de l'alèse : 50 g env.  
Poids du coussin absorbant : 33 g env.  
Couleur du film : vert

#### Performances :

Capacité d'absorption théorique (maximum) méthode Afnor : 330 ml env.  
Capacité d'absorption théorique (moyenne) méthode ISO11948-1 Rothwell : 702 ml env.

Absence de latex.

## Présentation / Conditionnement

En sachet polyéthylène.

| Référence | Taille ou dimensions produit | Nb unités / sachet | Nb sachets / carton | Nb cartons / palette |
|-----------|------------------------------|--------------------|---------------------|----------------------|
| 161185    | 60 x 60 cm                   | 60                 | 3                   | 20                   |

  

| Référence | Taille ou dimensions produit | Dimensions sachet  | Dimensions carton  | Dimensions palette   |
|-----------|------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| 161185    | 60 x 60 cm                   | 330 x 190 x 370 mm | 593 x 383 x 346 mm | 1186 x 766 x 1880 mm |