

## Medicomp® S 30

### Compresses nontissé stériles



Référence	Taille ou dimensions
411049	7,5 x 7,5 cm
411050	10 x 10 cm
411051	5 x 5 cm
411052	7,5 x 7,5 cm
411053	10 x 10 cm

#### Produit

Compresses en nontissé, 30 g/m<sup>2</sup>, 4 plis, stériles.

Utilisation invasive : les compresses sont utilisées sur l'homme par des non professionnels et des professionnels de santé pour un usage à court-terme, pour l'absorption de fluides corporels (par exemple les exsudats ou le sang), sur la peau lésée, les orifices naturels du corps et les muqueuses, et également dans le cadre d'opérations chirurgicales mineures.

Utilisation non invasive : les compresses sont utilisées sur l'homme par des non professionnels et des professionnels de santé comme pansement primaire (par exemple en combinaison avec des pommades) ou secondaire avec du matériel de compression tel qu'un bandage pour un usage à plus long terme.

#### Indications / Classification

Les compresses sont utilisées pour le traitement général des blessures et dans le contexte d'interventions chirurgicales, ce qui inclut :

- comme pansement primaire sur la peau lésée,
- pour le nettoyage initial de la plaie et la désinfection de la peau saine ou lésée,
- pour l'application de produits sur les organes externes (ex : pommades, désinfectants...)
- comme pansement secondaire pour les plaies aiguës et les plaies chroniques,
- pour la protection mécanique (rembourrage) de la plaie
- et pour l'absorption des fluides corporels.

Elles peuvent également être utilisées comme barrière mécanique.

Medicomp® S 30 est un dispositif médical de classe IIa (TÜV - 0123).

#### Spécifications

##### Composition :

Composition : 67 à 70 % viscose - 30 à 33 % polyester environ

##### Caractéristiques :

Grammage : 30 g/m<sup>2</sup> environ

Capacité d'absorption : 7 g/g environ

Azurants optiques : absence

Liants chimiques : absence

Référence	Taille ou dimensions produit	Caractéristiques spécifiques
411049	7,5 x 7,5 cm	Dimensions pliées : 7,5 x 7,5 cm environ Dimensions dépliées : 15 x 15 cm environ
411050	10 x 10 cm	Dimensions pliées : 10 x 10 cm environ Dimensions dépliées : 20 x 20 cm environ
411051	5 x 5 cm	Dimensions pliées : 5 x 5 cm environ Dimensions dépliées : 10 x 10 cm environ
411052	7,5 x 7,5 cm	Dimensions pliées : 7,5 x 7,5 cm environ Dimensions dépliées : 15 x 15 cm environ
411053	10 x 10 cm	Dimensions pliées : 10 x 10 cm environ Dimensions dépliées : 20 x 20 cm environ



Absence de latex.  
Absence de phtalates.  
Absence de colophane.

## Présentation / Conditionnement

En blister pelable papier/film, puis en boîte et en carton.

Référence	Taille ou dimensions produit	Nb unités / blister	Nb blisters / boîte	Nb boîtes / carton	Nb cartons / palette
<b>411049</b>	7,5 x 7,5 cm	2	100	24	12
<b>411050</b>	10 x 10 cm	2	100	12	12
<b>411051</b>	5 x 5 cm	5	40	24	28
<b>411052</b>	7,5 x 7,5 cm	5	40	24	14
<b>411053</b>	10 x 10 cm	5	40	12	24

Référence	Taille ou dimensions produit	Dimensions blister	Dimensions boîte	Dimensions carton	Dimensions palette
<b>411049</b>	7,5 x 7,5 cm	112 x 97 mm	114 x 100 x 280 mm	625 x 480 x 295 mm	1200 x 800 x 1920 mm
<b>411050</b>	10 x 10 cm	137 x 122 mm	140 x 125 x 280 mm	520 x 443 x 295 mm	1200 x 800 x 1920 mm
<b>411051</b>	5 x 5 cm	87 x 72 mm	89 x 74 x 235 mm	470 x 380 x 250 mm	1200 x 800 x 1900 mm
<b>411052</b>	7,5 x 7,5 cm	112 x 97 mm	114 x 100 x 235 mm	625 x 480 x 250 mm	1200 x 800 x 1900 mm
<b>411053</b>	10 x 10 cm	137 x 122 mm	140 x 125 x 232 mm	520 x 433 x 250 mm	1200 x 800 x 1882 mm

## Stérilisation

A la vapeur d'eau.  
Durée de vie : 5 ans.