

Masque de protection FFP2, élastiques aux oreilles, emballé à L'unité, boîte de 50



1. Renseignements administratifs concernant l'entreprise

Nom: FM Médical

Adresse: 2 rue de la justice

62410 BENIFONTAINE - FRANCE

Tél: + 33 (0) 9 72 52 70 35

Fax: +33 (0) 9 72 54 07 75

E-mail: contact@fournisseur-medical.com

Web: www.fournisseur-medical.com

2. Informations sur le dispositif

Marque: FM Médical

Référence: FFP2U50AZ

Dénomination: Masque de protection FFP2, élastiques aux oreilles, emballé à L'unité, boîte de 50

Fabrication: Fabriqué en Turquie

Certifié: EN 149 : 2001 + A1 : 2009

CE CLASSE III

3. Descriptif du dispositif

- **Matériel composé de 5 couches**
- **Bandeau nasal ajustable**
- **Elastiques aux oreilles**
- **Non irritants**
- **Non connus pour causer des réactions allergiques**
- **Matériaux au contact direct de la peau : sans latex / sans fibre de verre**
- **Emballé à l'unité**
- **Couleur : Blanc**
- **Stérile : Non**
- **Usage Unique : Oui**

4. Composition

- **Tissu non tissé en polypropylène**
- **Eponge en fibre à air chaud (non tissée)**
- **Elastiques en polyamide**
- **Barrette nasale en PE avec fil d'acier ou d'aluminium**
- **Mousse PE intérieure**

5. Conditions de conservation et de stockage

Ne doit pas être exposé à l'humidité

6. Conditionnement

Référence	Conditionnement unitaire	Unité / sachet	Sachet / Boîte
FFP2U50AZ	Sous blister	1	50