

TOP GLOVE

TOP QUALITY, TOP EFFICIENCY

THE WORLD'S LARGEST RUBBER GLOVE MANUFACTURER

Gants de chirurgie

Poudrés ou non-poudrés



Points Forts

- Protection contre les déchets chirurgicaux grâce à une résistance augmentée
- Réduction de la fatigue musculaire grâce à leur design anatomique
- Leur douceur améliore le confort et le port naturel des gants
- Surface micro-texturée pour une préhension parfaite
- Manchettes perlées facilitant l'enfilage et prévenant le glissement des gants
- Haute résistance et haute élasticité



Gants de chirurgie

Gants de chirurgie

Poudrés ou non-poudrés

Normes Qualité

- Conformes aux normes ASTM D3577 et EN455
- Fabriqué selon le Système de Management de la Qualité ISO9001:2008 et ISO13485
- Poudre d'Amidon de Maïs certifiée USP
- Stérilisation par Rayonnement Gamma ou par Oxyde d'Éthylène
- Biocharge et stérilité testées
- Réduction du risque allergique grâce à une faible teneur en protéines

Tailles des gants

- 5.5, 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0
- Indiquée sur le conditionnement d'expédition

Caractéristiques du produit


Type	: Poudré ou non-poudré ; Stérilisation Gamma ou EtO
Matière	: Latex naturel qualité supérieure
Spécificités	: Spécifique à la main ; doigts courbés ; manchettes perlées ; blanc naturel ; surface texturée
Conservation	: Dans un environnement sec, à une température inférieure à 30°C
Durée de conservation:	5 ans après la date de fabrication

Dimensions

DIMENSIONS	NORMES	
	Top Glove	ASTM D3577
Longueur (mm)	Min 280	Min 245 (taille 5,5) Min 265 (taille 6-9)
Largeur (mm)		
• 5.5	71 ± 5	70 ± 6
• 6.0	77 ± 5	76 ± 6
• 6.5	83 ± 5	83 ± 6
• 7.0	89 ± 5	89 ± 6
• 7.5	95 ± 5	95 ± 6
• 8.0	102 ± 6	102 ± 6
• 8.5	108 ± 6	108 ± 6
• 9.0	115 ± 5	114 ± 6
Épaisseur simple (mm)		
Doigts	Min 0.10	Min 0.10
Paume	Min 0.10	Min 0.10
Poignet	Min 0.10	Min 0.10

Propriétés physiques

Propriétés	ASTM D3577
Rupture à l'étirement (%)	
• Avant vieillissement	Min 750
• Après vieillissement	Min 560
Force de tension (MPa)	
• Avant vieillissement	Min 24
• Après vieillissement	Min 18



International Quality Certificate Awarded:



If you have any enquiries on our products, please contact:

TOP GLOVE GROUP OF COMPANIES
CORPORATE OFFICE, SETIA ALAM
Level 21, Top Glove Tower,
16, Persiaran Setia Dagang,
Setia Alam, Seksyen U13,
40170 Shah Alam.
Selangor D.E., Malaysia
Tel : +603-3362 3098
Fax : +603-3362 5096 (Sales)
E-mails: sales@topglove.com.my



Top Glove Website

 <https://www.facebook.com/mytopglove>

 www.topglove.com.my