

## Masque de protection FFP2, élastiques aux oreilles, emballé à L'unité, boîte de 10



### 1. Renseignements administratifs concernant l'entreprise

**Nom** : FM Médical

**Adresse** : 2 rue de la justice

62410 BENIFONTAINE - FRANCE

**Tél** : + 33 (0) 9 72 52 70 35

**Fax** : +33 (0) 9 72 54 07 75

**E-mail** : [contact@fournisseur-medical.com](mailto:contact@fournisseur-medical.com)

**Web** : [www.fournisseur-medical.com](http://www.fournisseur-medical.com)

### 2. Informations sur le dispositif

**Marque** : FM Médical

**Référence** : FFP2U10AZ

**Dénomination** : Masque de protection FFP2, élastiques aux oreilles, emballé à L'unité, boîte de 10

**Fabrication** : Fabriqué en Turquie

**Certifié** : EN 149 : 2001 + A1 : 2009

CE CLASSE III

### 3. Descriptif du dispositif

- **Matériel composé de 5 couches**
- **Bandeau nasal ajustable**
- **Elastiques aux oreilles**
- **Non irritants**
- **Non connus pour causer des réactions allergiques**
- **Matériaux au contact direct de la peau : sans latex / sans fibre de verre**
- **Emballé à l'unité**
- **Couleur : Blanc**
- **Stérile : Non**
- **Usage Unique : Oui**

### 4. Composition

- **Tissu non tissé en polypropylène**
- **Eponge en fibre à air chaud (non tissée)**
- **Elastiques en polyamide**
- **Barrette nasale en PE avec fil d'acier ou d'aluminium**
- **Mousse PE intérieure**

### 5. Conditions de conservation et de stockage

**Ne doit pas être exposé à l'humidité**

### 6. Conditionnement

Référence	Conditionnement unitaire	Unités / sachet	Sachet / carton
FFP2U10AZ	Sous blister	10	10