

| | | |
|------------------------------------|---|---|
| <i>Description générale</i> | Ruban de mesure avec système d'enroulement de retour automatique par bouton pression. Longueur de 200 cm ou 80 pouces. Dispositif non médical | |
| <i>Pièces jointes</i> | Oui | Photo |
| <i>Référence lot</i> | Non | |
| <i>Dispositif raccordé</i> | Non | |
| <i>Dispositif Usage Unique</i> | Non | |
| <i>Dispositif stérile</i> | Non | |
| <i>Stérilisation</i> | Non | |
| <i>Nettoyage</i> | Oui | A la main avec un produit n'attaquant pas l'ABS |
| <i>Substance impropre</i> | Produit attaquant l'ABS et le plastique souple. | |
| <i>Pièces constitutives</i> | Oui | Boîtier et ruban |
| <i>Matières</i> | Boîtier en ABS et ruban en plastique souple | |
| <i>Standard fabrication</i> | | |
| <i>Étiquetage</i> | Non | |
| <i>Emballage</i> | Oui | Par sachet individuel et par boîte de 20 pièces |
| <i>Stockage particulier</i> | Oui | Dans un endroit propre à température ambiante |
| <i>Marquage sur le D.</i> | Oui | COMED |
| <i>Références</i> | 44 447 10 | |
| <i>Désignation</i> | Mètre ruban | |
| <i>Dimensions Lo x la x h(mm)</i> | Boîtier = Ø51 x 13.5 Ruban = 2000 x 8 x 0.5 | |
| <i>Unité de mesure</i> | Sur une face en centimètres et sur l'autre en pouces | |
| <i>Résistance température (C°)</i> | -10 à 45°C | |
| <i>Poids net (g)</i> | 29 | |
| <i>Couleurs</i> | Blanc | |
| <i>Utilisation</i> | Dispositif utilisé pour mesurer des parties du corps humain | |
| <i>Mode d'emploi</i> | Voir mode d'emploi | |
| <i>Précaution d'emploi</i> | Nettoyer après chaque utilisation sur un patient | |
| <i>Recyclage/Récupération</i> | Dans les bacs de déchets médicaux. | |
| <i>DEEE/REACH</i> | Non/ NC | |
| <i>PVC/ PHTALATES</i> | Non/ Non | |
| <i>Données de sécurité</i> | Phrases R = Nul Combinaison de phrases = Nul | |